



### XenoSure® Biologic Pledgets

Instructions for use - English

### XenoSure® Biologische Pledgets

Benutzeranleitung – Deutsch

### Compresses biologiques XenoSure®

Mode d'emploi – Français

### XenoSure® Pledget biologici

Istruzioni per l'uso - Italiano

### Parches biológicos XenoSure®

Instrucciones de uso - Español

### Compressas biológicas XenoSure®

Instruções de utilização - Português

### XenoSure® biologiske kompresser

Brugervejledning - Dansk

### XenoSure® biologiska kompresser

Bruksanvisning - Svenska

### Biologische XenoSure®-pledgets

Gebruiksaanwijzing – Nederlands

### Βιολογικά επιθέματα XenoSure®

Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης - Ελληνικά

### XenoSure® Biyolojik Sargılar

Kullanım Talimatları - Türkçe

### Biologiset XenoSure®-laput

Käyttöohjeet - suomi

### XenoSure® bioloogilised padjakesed

Kasutusjuhend – Eesti

### Tampoane biologice XenoSure®

Instrucțiuni de utilizare - română

### XenoSure® biológiai kötözőlapok

Használati útmutató – magyar

### XenoSure® Biologiske kompresser

Bruksanvisning - norsk

### Биологични тампони XenoSure®

Инструкции за употреба - български

### XenoSure® biológico tamponi

Lietošanas instrukcija — latviešu valodā

### Tampony biologiczne XenoSure®

Instrukcja stosowania — Polski

## XenoSure® Biologic Pledgets

**XenoSure® Biologic Pledgets**

(Model Numbers PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Processed bovine pericardial tissue

Instructions for use - English

**Storage**

The XenoSure® Biologic Pledgets should be stored above 0°C (32°F). Avoid locations where extreme temperature fluctuations may occur; for example, near steam or hot water pipes, air conditioning ducts, or in direct sunlight. REFRIGERATION IS NOT REQUIRED. FREEZING WILL SERIOUSLY DAMAGE THE XENOSURE BIOLOGIC PLEDGET AND RENDER IT UNFIT FOR USE.

**Device Description**

The XenoSure® Biologic Pledgets consist of pieces of bovine pericardial tissue that has been selected for minimal tissue blemishes. The tissue is treated with a glutaraldehyde process which crosslinks the collagen fibers and minimizes antigenicity. The XenoSure Biologic Pledge is liquid chemical sterilized and packaged in a plastic jar containing sterile glutaraldehyde storage solution.

The XenoSure Biologic Pledgets come in the following sizes:

Model		Size (cm)	Shape
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Rectangular
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Rectangular
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Rectangular

**Indications For Use**

The XenoSure Biologic Pledgets are intended for use as a surgical pledge material to secure and support sutures and to aid in suture buttressing during general, vascular and cardiac surgery.

**Contraindications**

None known.

**Potential Complications**

- Restenosis
- Pseudoaneurysm formation
- Infection
- Thrombosis
- Calcification
- Fibrosis
- Vessel occlusion
- Dilatation
- Myocardial infarction
- Bleeding
- Stroke
- Death

**Warnings**

The principal complications that have been reported for bovine pericardial tissue are fibrosis and infection. These complications are observed only in a small minority of patients after implantation of the bovine pericardial tissue.

**Precautions**

All persons responsible for the handling and preparation of the XenoSure Biologic Pledgets must exercise utmost care to avoid damage to the XenoSure Biologic Pledge tissue.

- FOR SINGLE USE ONLY. Do not reuse, reprocess, or resterilize. Reuse, reprocessing, and/or resterilization of the device and/or failure could cause patient injury, illness or death. Any unused XenoSure Biologic Pledgets must be discarded. Note product "Use By" date.
- INSPECT sealed sterile package before opening. If seal is broken, contents may not be sterile and may cause infection in the patient. DO NOT USE. Do not discard the product. Please contact your distributor for further instructions.
- DO NOT expose the device to temperatures below 0°C (32°F). FREEZING WILL SERIOUSLY DAMAGE THE XENOSURE BIOLOGIC PLEDGET AND RENDER IT UNFIT FOR USE. DO NOT STORE UNDER REFRIGERATION.
- RINSE the device according to the "RINSE PROCEDURE" section of this booklet before using. The XenoSure Biologic Pledge storage solution contains glutaraldehyde and may cause irritation of skin, eyes, nose and

- throat. DO NOT BREATHE STORAGE SOLUTION VAPOR. Avoid prolonged skin contact and immediately flush area with water. In case of contact with eyes, seek medical assistance immediately. The liquid chemical storage solution should be disposed according to hospital procedure.
- DO NOT handle the XenoSure Biologic Pledgets with traumatic instruments. This may damage the device.
  - DO NOT use any XenoSure Biologic Pledged that has been damaged. Device integrity may be compromised.
  - DO NOT attempt to repair the XenoSure Biologic Pledgets. Should damage to the XenoSure Biologic Pledged occur before implantation, replace the XenoSure Biologic Pledged.
  - DO NOT resterilize. Unused sections should be considered non-sterile and discarded.
  - DO NOT expose the XenoSure Biologic Pledgets to steam, ethylene oxide, chemical or radiation (gamma/electron beam) sterilization. Damage may result!
  - DO NOT use cutting suture needles or cutting point armed sutures. This may damage the device.
  - DO NOT allow the tissue to dry out during handling.
  - DO NOT use if the device is beyond the expiration date.

#### **Adverse Effects**

Improper functioning of an implanted XenoSure Biologic Pledged produces symptoms identical to symptoms that arise from deficiencies in the natural organ. It is the responsibility of the implanting surgeon to inform the patient of the symptoms that indicate improper functioning of the XenoSure Biologic Pledged.

1. Glutaraldehyde-treated tissue may be subject to late attack by the immune system with subsequent tissue deterioration. The benefits of use of the XenoSure Biologic Pledgets must be weighed against the possible risk of late tissue deterioration.
2. Residual glutaraldehyde presents a risk of toxicological effects. Completing the appropriate rinsing procedure as listed within the IFU reduces the residual glutaraldehyde on the pledged to an acceptable level and therefore significantly reduces the risk of acute toxicological effects. Review of published literature has not resulted in an established safe limit for glutaraldehyde exposure when implanted within the vasculature. The risks increase when implanting large amounts of glutaraldehyde treated tissue or within patients with less mass. The benefits of use of the XenoSure Biologic Pledged must be weighed against the possible risk of toxicological effects.
3. Animal studies with bovine pericardium have reported calcification and histological signs of deterioration as an adverse reaction. Findings include phagocytosis with accompanying chronic inflammatory infiltrate at the interface between bovine pericardium and surrounding host tissue with focal degradation of implant collagen consistent with host vs. graft reaction.

#### **How Supplied**

The XenoSure Biologic Pledgets are provided sterile and non-pyrogenic in a sealed container; DO NOT RESTERILIZE. The pledges are stored in a phosphate buffered sterile physiological saline solution containing 0.2% glutaraldehyde. Sterility is assured if the package is unopened and has an undamaged seal. Unused pledges should be considered non-sterile and discarded.

#### **Directions For Use**

Choose the required XenoSure Biologic Pledged model as appropriate for the type of procedure being performed. The XenoSure Biologic Pledged can be cut to a size appropriate for a given repair. XenoSure Biologic Pledged is for SINGLE USE ONLY.

#### **Pledged Preparation**

Surgical gloves must be thoroughly washed to remove all powder residues before handling the XenoSur Biologic Pledgets.  
Examine the information of the jar label to verify selection of the correct XenoSure Biologic Pledged size. Carefully inspect the entire container and tamper-evident seal for damage.  
DO NOT USE THE XENOSURE BIOLOGIC PLEDGETS IF THE JAR IS DAMAGED OR IF THE SEAL IS BROKEN. Do not discard the product. Please contact your distributor for further instructions.

#### **Rinse Procedure**

The appropriate rinse procedure must be followed in order to reduce patients exposure to residual glutaraldehyde.  
Remove the tamper-evident outer plastic seal and unscrew the jar cap. The

contents of the jar are sterile and must be handled aseptically to prevent contamination. The outside of the jar is not sterile and must not enter the sterile field.

From the jar, remove the XenoSure Biologic Pledgets by grasping the basket post with gloved hands or sterile forceps, allowing excess storage solution to drain into the jar.

Once removed from the container, submerge the XenoSure Biologic Pledged basket in the sterile physiological saline solution. Using the same forceps, gently agitate the XenoSure Biologic Pledged in the basin. Allow the XenoSure Biologic Pledged to remain in the rinse basin until required by the surgeon.

At the surgeon's discretion the rinse solution may contain bacitracin (500 U/mL) or cephalaxin (10 mg/mL), as testing has shown that the XenoSure® bovine pericardial pledge material is not adversely affected by treatment with those antibiotics. The effects of other antibiotics or the long term effects of these antibiotics on the XenoSure® bovine pericardial pledge material have not been tested. Use antibiotics only as indicated by the antibiotics manufacturer.

The pledges require a rinse time of 2 minutes in 500ml of saline.

#### **Implantation**

During implantation, irrigate the XenoSure Biologic Pledged tissue frequently with sterile physiologic saline to prevent drying.

#### **Surgical Technique**

It is beyond the scope of this Instructions for Use booklet to instruct the surgeon in specific repair procedures. LeMaitre Vascular, Inc. assumes that any surgeon performing the above operations has received adequate training and is thoroughly familiar with the pertinent scientific literature.

#### **Clinical Experience**

Bovine pericardial tissue has been successfully used in intracardiac repair procedures for the past 25 years with excellent clinical results. Published data on such use may be found in medical literature.

At this time, the long term durability of fixed bovine pericardial tissue is unknown. The clinical advantages in using this material along with its known characteristics must be weighed against its current undetermined long-term durability.

#### **Limited Product Warranty; Limitation of Remedies**

LeMaitre Vascular, Inc. warrants that reasonable care has been used in the manufacture of this device. Except as explicitly provided herein, LEMAITRE VASCULAR (AS USED IN THIS SECTION, SUCH TERM INCLUDES LEMAITRE VASCULAR, INC., ITS AFFILIATES, AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, OFFICERS, DIRECTORS, MANAGERS, AND AGENTS) MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DEVICE, WHETHER ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) AND HEREBY DISCLAIMS THE SAME. LeMaitre Vascular makes no representation regarding the suitability for any particular treatment in which this device is used, which determination is the sole responsibility of the purchaser. This limited warranty does not apply to the extent of any abuse or misuse of, or failure to properly store, this device by the purchaser or any third party. The sole remedy for a breach of this limited warranty shall be replacement of, or refund of the purchase price for, this device (at LeMaitre Vascular's sole option) following the purchaser's return of the device to LeMaitre Vascular. This warranty shall terminate on the expiration date for this device.

IN NO EVENT SHALL LEMAITRE VASCULAR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE AGGREGATE LIABILITY OF LEMAITRE VASCULAR WITH RESPECT TO THIS DEVICE, HOWEVER ARISING, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, EXCEED ONE THOUSAND DOLLARS (US\$1,000), REGARDLESS OF WHETHER LEMAITRE VASCULAR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF THE ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. THESE LIMITATIONS APPLY TO ANY THIRD-PARTY CLAIMS.

A revision or issue date for these instructions is included on the back page of these Instructions for Use for the user's information. If twenty-four (24) months has elapsed between this date and product use, the user should contact LeMaitre Vascular to see if additional product information is available.

## XenoSure® Biologische Pledgets

(Modelle PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25, PL0506R25, PL0510R25)

Aufbereitetes Rinder-Perikardgewebe

Benutzeranleitung – Deutsch



### Aufbewahrung

Die biologischen Pledgets von XenoSure® sollten bei Temperaturaten über 0°C (32°F) aufbewahrt werden. Vermeiden Sie Orte, an welchen extreme Temperaturschwankungen auftreten können; zum Beispiel in der Nähe von Dampf oder Heißwasserrohren, Klimakanälen oder in direktem Sonnenlicht. KÜHLEN IST NICHT ERFORDERLICH. EINFRIEREN BESCHÄDIGT DEN XENOSURE BIOLOGISCHEN PLEDGETS SCHWERWIEGEND UND MACHT IHN UNBRAUCHBAR.

### Beschreibung des Produkts

Die biologischen Pledgets von XenoSure® bestehen aus Stück Rinder-Perikardgewebe, das für minimale Gewebebeschäden ausgewählt wurde. Das Gewebe wird mit einem Glutaraldehydprozess behandelt, durch den die Kollagenfasern querverbunden werden und die Antigenizität auf ein Minimum reduziert wird. Das Pledgets von XenoSure® ist mit Flüssigchemikalien sterilisiert und in einem Kunststoffbehälter mit steriler Glutaraldehyd-Aufbewahrungslösung verpackt.

Das Pledgets von XenoSure® sind in den folgenden Größen erhältlich:

Modell		Größe (cm)	Form
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Rechteckig
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Rechteckig
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Rechteckig

### Indikationen für die Verwendung

Die biologischen Pledgets von XenoSure sind für die Verwendung als chirurgisches Widerlagermaterial zur Sicherung und Unterstützung von Nähten bestimmt und dazu, die Nähte in der allgemeinen, Gefäß- und Herzchirurgie zu verstärken.

### Gegenanzeigen

Keine bekannt.

### Mögliche Komplikationen

- Restenose
- Pseudoaneurysma-Bildung
- Infektion
- Thrombose
- Verkalkung
- Fibrose
- Gefäßokklusion
- Dilatation
- Myokardinfarkt
- Blutung
- Schlaganfall
- Tod

### Warnhinweise

Die Hauptkomplikationen, die für bovines Perikardgewebe berichtet wurden, sind Fibrose und Infektion. Diese Komplikationen wurden nur in einer kleinen Minderheit der Patienten nach der Implantation von bovinem Perikardgewebe beobachtet.

### Vorsichtsmaßnahmen

Die für die Handhabung und Vorbereitung des Pledgets von XenoSure zuständigen Personen müssen sorgfältig darauf achten, eine Beschädigung des Gewebes des Pledgets von XenoSure zu vermeiden.

- NUR FÜR DEN EINMALGEbrauch. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Das Produkt NICHT erneut verwenden. Nur für den Einmalgebrauch! Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und/oder Resterilisierung des Produkts kann zu Verletzungen, Erkrankungen oder zum Tod des Patienten führen. Jegliche nicht verwendeten Teile des Pledgets von XenoSure sind zu entsorgen. Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum.
- Die versiegelte sterile Verpackung vor dem Öffnen INSPIZIEREN. Ist die Versiegelung aufgebrochen, könnte der Inhalt nicht mehr steril sein und eine Infektion beim Patienten verursachen. IN DIESEM FALL DAS PRODUKT NICHT VERWENDEN. Das Produkt nicht wegwerfen. Bitte den Händler kontaktieren, um weitere Anweisungen zu erhalten.

- Setzen Sie den Pledgets NICHT Temperaturen unterhalb 0°C (32°F) aus. EINFRIEREN BESCHÄDIGT DEN PLEDGETS VON XENOSURE SCHWERWIEGEND UND MACHT IHN UNBRAUCHBAR. NICHT GEKÜHLT LAGERN.
- Das Produkt vor der Verwendung den Anweisungen im Abschnitt „SPÜLVERFAHREN“ in dieser Broschüre entsprechend SPÜLEN. Die Aufbewahrungslösung des Pledgets von XenoSure enthält Glutaraldehyd und kann zu Reizungen der Haut, Augen, Nase und des Halses führen. DEN DAMPE DER AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG NICHT EINATMEN. Längerer Hautkontakt vermeiden und den Bereich unverzüglich mit Wasser abspülen. In Falle eines Augenkontakts sofort einen Arzt aufsuchen. Die Flüssigchemikalien-Aufbewahrungslösung sollte dem Krankenhausverfahren entsprechend entsorgt werden.
- Das Pledgets von XenoSure NICHT mit traumatischen Instrumenten handhaben. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Ist das Pledgets von XenoSure beschädigt, darf es NICHT mehr verwendet werden. Die Integrität des Produkts könnte beeinträchtigt sein.
- NICHT versuchen, das Pledgets von XenoSure zu reparieren. Sollte das Pledgets von XenoSure vor der Implantation beschädigt werden, muss es ersetzt werden.
- NICHT sterilisieren. Ungebrauchte Stücke sollten als nicht-steril erachtet und entsorgt werden.
- Das Pledgets von XenoSure KEINER Dampf-, Ethylenoxid-, Chemikalien- oder Strahlensterilisation (Gamma-/Elektronenstrahl) aussetzen. Dies könnte zu einer Schädigung des Pledgets führen!
- KEINE chirurgischen Nadeln mit Schneidkante oder Schnittpunktnähte verwenden. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Das Pledgets gewebe während der Handhabung NICHT austrocknen lassen.
- Das Produkt NICHT nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.

#### **Nebenwirkungen**

Ein unangemessenes Funktionieren eines implantierten Pledgets von XenoSure erzeugt ähnliche Symptome wie jene, die durch Defizienzen des natürlichen Organs entstehen. Es obliegt der Verantwortung des implantierenden Chirurgen, den Patienten über die Symptome zu informieren, die auf ein mangelhaftes Funktionieren des Pledgets von XenoSure hinweisen.

1. Mit Glutaraldehyd behandeltes Gewebe kann einer späteren Attacke durch das Immunsystem mit folgender Schädigung des Gewebes ausgesetzt sein. Die Vorteile des Gebrauchs des XenoSure Biologischen Pledgets müssen gegen die möglichen Risiken einer späten Gewebeverschlechterung abgewogen werden.
2. Restliches Glutaraldehyd stellt ein Risiko für toxiologische Auswirkungen dar. Die Durchführung des entsprechenden Spülverfahrens, wie in der Gebrauchsanweisung aufgeführt, reduziert restliches Glutaraldehyd auf dem Pledget auf ein akzeptables Niveau und verringert somit das Risiko für akute toxiologische Auswirkungen beträchtlich. Eine Übersicht der veröffentlichten Literatur führte nicht zur Festlegung einer sicheren Grenze für die Glutaraldehyd-Exposition bei Implantation in das Gefäßsystem. Die Risiken erhöhen sich bei der Implantation großer Mengen von mit Glutaraldehyd behandeltem Gewebe oder bei Patienten mit weniger Körpermasse. Der Nutzen der Verwendung des XenoSure biologischen Pledgets muss gegen das mögliche Risiko von toxiologischen Auswirkungen abgewogen werden.
3. In Tierstudien mit bovinem Perikard wurden Kalzifikation und histologische Anzeichen einer Verschlechterung als unerwünschte Reaktion berichtet. Die Ergebnisse umfassen Phagozytose mit begleitendem chronischem entzündlichem Infiltrat an der Kontaktstelle zwischen bovinem Perikard und umliegendem Hostgewebe mit fokaler Degradation des implantierten Kollagens, was einer Immunreaktion (Host-vs-Graft-Reaktion) entspricht.

#### **Lieferart**

Die biologischen XenoSure Pledgets werden steril und nicht-pyrogen in einem versiegelten Behälter geliefert; NICHT RESTERILISIERN. Die Pledgets werden wird in einer sterilen phosphatgepufferten physiologischen Kochsalzlösung mit 0,2 % Glutaraldehyd aufbewahrt. Die Sterilität ist gewährleistet, wenn die Verpackung ungeöffnet und die Versiegelung unbeschädigt ist. Ungebrauchte Stücke sollten als nicht-steril erachtet und entsorgt werden.

#### **Gebrauchsanleitung**

Wählen Sie das für das geplante Verfahren angemessene Modell des XenoSure Pledgets. Das XenoSure Pledgets kann auf eine für die Reparatur angemessene Größe zugeschnitten werden. Das XenoSure Biologische Pledgets ist NUR FÜR DEN EINMALGEBRAUCH bestimmt.

### **Vorbereitung des Pledgets**

Operationshandschuhe müssen vor der Handhabung des XenoSure Pledgets gründlich gewaschen werden, um alle Puderreste zu entfernen.  
Nehmen Sie die Informationen auf dem Etikett des Behälters bei der Auswahl der korrekten Größe des biologischen XenoSure Pledgets zu Hilfe. Den gesamten Behälter und das Sicherheitssiegel auf Schäden hin inspizieren.  
**DAS XENOSURE PLEDGETS NICHT VERWENDEN, FALLS DER BEHÄLTER BESCHÄDIGT ODER DAS SIEGEL DURCHBROCHEN IST.** Das Produkt nicht wegwerfen. Bitte den Händler kontaktieren, um weitere Anweisungen zu erhalten.

### **Spülverfahren**

Spülverfahren muss befolgt werden, um eine Exposition von Patienten gegenüber restlichem Glutaraldehyd zu reduzieren.  
Das äußere Kunststoff-Sicherheitssiegel entfernen und den Deckel des Behälters abschrauben. Der Inhalt des Behälters ist steril und muss aseptisch gehandhabt werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Die Außenseite des Behälters ist nicht steril und darf nicht in das sterile Feld eingebracht werden.

Entnehmen Sie die biologischen XenoSure Pledgets, indem Sie die Korbhalterung mit behandschuhten Händen oder einer sterilen Pinzette greifen und überflüssige Lagerflüssigkeit in den Behälter ablaufen lassen.

Tauchen Sie die biologischen XenoSure Pledget in die sterile physiologische Kochsalzlösung, sobald er aus dem Behälter entnommen wurde. Bewegen Sie den biologischen XenoSure Pledget mit derselben Pinzette vorsichtig im Becken hin und her. Lassen Sie den biologischen XenoSure Pledget solange im Becken, bis der Chirurg ihn benötigt.

Nach dem Ermessen des Chirurgen kann die Spüllösung Bacitracin (500 U/ml) oder Cephalexin (10 mg/ml) enthalten, da Tests gezeigt haben, dass das XenoSure® bovine Perikard-Pledget-Material durch die Behandlung mit diesen Antibiotika nicht negativ beeinflusst wird. Die Auswirkungen anderer Antibiotika oder die Langzeitauswirkungen dieser Antibiotika auf das XenoSure® bovine Perikard-Pledget-Material wurden nicht getestet. Verwenden Sie Antibiotika nur gemäß den Indikationen des Herstellers der Antibiotika. Die Pledgets müssen 2 Minuten lang in 500 ml Kochsalzlösung gespült werden.

### **Implantation**

Das Gewebe des XenoSure Pledgets während der Implantation häufig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen, um ein Austrocknen zu verhindern.

### **Operationstechnik**

Es geht über den Zweck dieser Broschüre hinaus, den Chirurgen in bestimmten Reparaturverfahren zu unterweisen. LeMaitre Vascular, Inc. geht davon aus, dass jeder Chirurg, der die oben genannten Operationen durchführt, entsprechend geschult und mit der relevanten Fachliteratur vertraut ist.

### **Klinische Erfahrung**

Bovine Perikardpatch werden seit mehr als 25 Jahren erfolgreich zur intrakardialen Reparatur eingesetzt und haben ausgezeichnete klinische Resultate erbracht. Veröffentlichte Daten zu solchen Einsatzbereichen sind in der medizinischen Literatur zu finden.

Zu diesem Zeitpunkt ist die langfristige Haltbarkeit von fixiertem bovinem Perikardgewebe nicht bekannt. Die klinischen Vorteile des Gebrauchs dieses Materials zusammen mit seinen bekannten Eigenschaften müssen gegen die derzeit unbekannte langfristige Haltbarkeit abgewogen werden.

### **Beschränkte Produktgarantie; Rechtsmittelbeschränkung**

LeMaitre Vascular, Inc. garantiert, dass bei der Herstellung dieses Produkts angemessene Sorgfalt angewandt wurde. Außer wie hier beschrieben GIBT LEMAITRE VASCULAR (DIESER BEGRIFF UMFASST IN DIESEM ABSCHNITT LEMAITRE VASCULAR, INC., SEINE TOchtergesellschaften sowie DEREN ANGESTELLTE, GESELLSCHAFTSFÜHRER, VORSTANDSMITGLIEDER UND VERTRETER) KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEZÜGLICH DIESES PRODUKTS, UNGEACHTET DESSEN, OB DIESE VON RECHTS WEGEN ODER ANDERWEITIG ENTSTEHT (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), UND LEHNT DIESE SOMIT AB. LeMaitre Vascular übernimmt keine Gewähr bezüglich der Eignung für ein bestimmtes Behandlungsverfahren, bei dem das Produkt verwendet wird und deren Bestimmung auf eigene Verantwortung des Käufers erfolgt. Diese beschränkte Garantie gilt nicht bei falscher bzw. missbräuchlicher Handhabung oder falscher Aufbewahrung des Produkts durch den Käufer oder einen Dritten. Der einzige Anspruch auf Abhilfe im Fall eines Verstoßes gegen die Bedingungen der beschränkten Garantie ist der Ersatz oder die Rückerstattung des Kaufpreises des Produkts (nach

alleinigem Ermessen von LeMaitre Vascular), nachdem es vom Käufer an LeMaitre Vascular zurückgesandt wurde. Diese Garantie endet mit dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums des Produkts.

LEMAITRE VASCULAR HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, MITTELBARE ODER KONKRETE SCHÄDEN BZW. VERSCHÄRFTEN SCHADENERSATZ ODER PÖNALEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KANN DIE GESAMTHAFTUNG SEITENS LEMAITRE VASCULAR BEZÜGLICH DIESES PRODUKTS EINTAUSEND US-DOLLAR (1.000 USD) ÜBERSTEIGEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, GLEICH OB DIE ANSPRÜCHE INFOLGE VON VERTRAGSBESTIMMUNGEN, DELIKTEN, KAUSALHAFTUNG ODER ANDERWEITIG ERHOBEN WERDEN ODER OB LEMAITRE VASCULAR ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER VERLUSTE INFORMIERT WURDE, UND UNGEACHTET DES VERSAGENS DES WESENTLICHEN ZWECKS EINES JEGLICHEN RECHTSBEHELFS. DIESSE BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH FÜR ANSPRÜCHE, DIE VON DRITTEN ERHOBEN WERDEN.

Das Datum der letzten Überarbeitung oder der Herausgabe dieser Anleitung ist auf der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung angegeben. Falls zwischen dem angegebenen Datum und dem Verwendungsdatum des Produkts mehr als vierundzwanzig (24) Monate vergangen sind, setzen Sie sich bitte mit LeMaitre Vascular in Verbindung, um möglicherweise verfügbare zusätzliche Informationen zum Produkt anzufordern.

## **Compresses biologiques XenoSure®**

(numéros de modèles PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Tissu péricardique bovin traité

Mode d'emploi – Français



### **Conservation**

Stocker les compresses biologiques XenoSure® à une température supérieure à 0 °C (32 °F). Éviter les endroits susceptibles de subir des fluctuations de températures extrêmes ; par exemple, près de canalisations de vapeur, de conduites d'eau chaude, de gaines de conditionnement d'air ou exposés directement aux rayons du soleil. LA RÉFRIGÉRATION N'EST PAS NÉCESSAIRE. LE GEL PEUT GRAVEMENT ENDOMMAGER LES COMPRESSES BIOLOGIQUES XENOSURE ET LE RENDRE IMPROPRE À L'USAGE.

### **Description du dispositif**

Les compresses biologiques XenoSure® se composent de morceaux de tissu péricardique bovin soigneusement sélectionné, car il contient une quantité minimale de défauts d'aspect. Le tissu est traité au glutaraldéhyde qui réticule les fibres de collagène et minimise l'antigénicité. Les Compresses Biologiques XenoSure sont stérilisées à l'aide d'un produit chimique liquide et conditionnées dans un récipient en plastique contenant la solution de conservation au glutaraldéhyde stérile.

Les compresses biologiques XenoSure® sont disponibles dans les dimensions suivantes :

Modèle		Taille (cm)	Forme
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Rectangulaire
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Rectangulaire
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Rectangulaire

### **Mode d'emploi**

Les compresses biologiques XenoSure sont conçues pour une utilisation comme matériau de compresse biologique pour fixer et soutenir les sutures et faciliter le renforcement des sutures au cours d'interventions générales, vasculaires et cardiaques.

### **Contre-indications**

Aucune.

### **Complications éventuelles**

- Resténose
- Formation de pseudoanévrisme
- Infection
- Thrombose
- Calcification
- Fibrose
- Occlusion vasculaire
- Dilatation
- Infarctus du myocarde
- Saignement
- Accident vasculaire cérébral
- Décès

### **Avertissements**

Les principales complications qui ont été signalées pour le tissu péricardique bovin sont la fibrose et l'infection. Ces complications sont observées seulement chez un très petit nombre de patients après l'implantation du tissu péricardique bovin.

### **Précautions**

Il est recommandé à toute personne responsable de la manipulation et de la préparation des compresses biologiques XenoSure de prendre les plus grandes précautions afin d'éviter d'endommager le tissu des compresses biologiques XenoSure.

- RÉSERVÉ À L'USAGE UNIQUE. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. NE PAS réutiliser le dispositif. Réservé à l'usage unique ! Toute réutilisation, tout retraitement et/ou toute restérilisation du dispositif pourraient entraîner un dysfonctionnement de ce dernier et par conséquent, des blessures ou maladies au patient, voire son décès. Tous les morceaux non utilisés des compresses biologiques XenoSure doivent être éliminés. Noter la date de péremption du produit.
- INSPECTER l'emballage stérile scellé avant de l'ouvrir. Si la bande

d'inviolabilité est rompu, il se peut que le contenu ne soit pas stérile et que cela entraîne une infection chez le patient. NE PAS UTILISER. Ne pas éliminer le produit. Veuillez prendre contact avec votre distributeur pour obtenir de plus amples instructions.

- NE PAS exposer le dispositif à des températures inférieures à 0°C (32°F). LE GEL PEUT GRAVEMENT ENDOMMAGER LE COMPRESSES BIOLOGIQUES XENOSURE ET LE RENDRE IMPROPRE À L'USAGE. NE PAS STOCKER AU RÉFRIGÉRATEUR.
- Avant l'emploi, RINCER le dispositif selon les instructions de la section « PROCÉDURE DE RINCAGE » de cette brochure. La solution de conservation des compresses biologiques XenoSure contient du glutaraldéhyde et peut provoquer l'irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge. NE PAS RESPIRER LES VAPEURS DE LA SOLUTION DE CONSERVATION. Éviter tout contact prolongé avec la peau et rincer immédiatement à l'eau la région concernée. En cas de contact avec les yeux, obtenir immédiatement des soins médicaux. La solution de conservation chimique liquide doit être éliminée selon le protocole de l'établissement hospitalier.
- NE PAS manipuler le compresse biologiques XenoSure à l'aide d'instruments traumatiques. Cela pourrait endommager le dispositif.
- NE PAS utiliser un compresse biologiques XenoSure endommagé. L'intégrité du dispositif pourrait être compromise.
- NE PAS tenter de réparer le compresse biologiques XenoSure. Si le compresse biologiques XenoSure est endommagé avant l'implantation, le remplacer.
- NE PAS restériliser. Les parties inutilisées doivent être considérées comme non stériles et être éliminées.
- NE PAS exposer le compresse biologique XenoSure à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ni à la stérilisation chimique ou par rayonnement (rayons gamma/faisceau d'électrons). Cela pourrait l'endommager !
- NE PAS utiliser d'aiguilles de suture coupantes ou des sutures à aiguille à extrémité coupante. Cela pourrait endommager le dispositif.
- NE PAS laisser le tissu du compresse sécher complètement pendant la manipulation.
- NE PAS utiliser si la date de péremption du dispositif est dépassée.

#### **Effets secondaires indésirables**

Le fonctionnement incorrect d'un implant de les compresses biologiques XenoSure produit des symptômes identiques à ceux qui se manifestent à la suite de carences dans l'organe naturel. Il est de la responsabilité du chirurgien qui effectue l'implantation d'informer le patient des symptômes indiquant un fonctionnement inadéquat du Les compresses biologiques XenoSure®.

1. Le tissu traité au glutaraldéhyde peut être soumis à une attaque tardive du système immunitaire avec détérioration ultérieure des tissus. Les avantages de l'utilisation du Compresse Biologique XenoSure doivent être comparés aux risques possibles d'une détérioration tardive des tissus.
2. Le glutaraldéhyde résiduel présente un risque d'effets toxicologiques. La réalisation de la procédure de rinçage appropriée indiquée dans le mode d'emploi réduit la présence de glutaraldéhyde résiduel sur le compresse à des niveaux acceptables et, de ce fait, réduit significativement les risques d'effets toxicologiques aigus. L'étude de la littérature publiée n'a pas permis de déterminer une limite sûre d'exposition au glutaraldéhyde lors de son implantation dans les vaisseaux sanguins. Les risques augmentent avec l'implantation de grandes quantités de tissus traités au glutaraldéhyde ou chez des patients moins corpulents. Les bénéfices de l'utilisation du compresse biologique XenoSure doivent être évalués par rapport au risque possible d'effets toxicologiques.
3. Les études chez les animaux avec le péricarde bovin ont signalé la calcification et des signes histologiques de détérioration comme réactions indésirables. Les résultats comprennent la phagocytose accompagnée d'infiltrats inflammatoires chroniques à l'interface entre le péricarde bovin et le tissu hôte environnant, avec la dégradation focale du collagène de l'implant qui est compatible avec la réaction de l'hôte contre le greffon.

#### **Conditionnement**

Les compresses biologiques XenoSure sont fournies stériles et apyrogènes dans un récipient scellé; NE PAS RESTÉRILISER. Les compresses sont conservées dans du sérum physiologique stérile tamponné au phosphate contenant 0,2% de glutaraldéhyde. La stérilité est assurée si l'emballage n'est pas ouvert et si la bande d'inviolabilité n'est pas endommagée. Les parties inutilisées doivent être considérées comme non stériles et être éliminées.

**Mode d'emploi**

Choisir le modèle de les compresses biologiques XenoSure adéquat pour le type d'intervention chirurgicale à réaliser. Les compresses biologiques XenoSure peut être découpé à la dimension appropriée pour une réparation donnée. Les compresses biologiques XenoSure est RÉSERVÉ À UN USAGE UNIQUE.

**Préparation de les compresses biologiques XenoSure**

Laver soigneusement les gants chirurgicaux pour éliminer tous les résidus de talc avant de manipuler de les compresses biologiques XenoSure. Examiner les informations sur l'étiquette du pot pour vérifier que la taille correcte de la compresse biologique XenoSure a bien été sélectionnée. NE PAS UTILISER LES COMPRESSES BIOLOGIQUES XENOSURE SI LE RÉCIPIENT EST ENDOMMAGÉ OU SI LA BANDE D'INVIOBLITÉ EST ROMPUE. Ne pas éliminer le produit. Veuillez prendre contact avec votre distributeur pour obtenir de plus amples instructions.

**Méthode de rinçage**

La procédure de rinçage fournie dans le tableau suivant doit être suivie afin de réduire l'exposition des patients au glutaraldehyde résiduel. Enlever la bande en plastique extérieure d'invioabilité et dévisser le couvercle du récipient. Le contenu du récipient est stérile et doit être manipulé par une méthode aseptique afin d'éviter toute contamination. L'extérieur du récipient n'est pas stérile et ne doit pas pénétrer dans le champ stérile. Prélever les compresses biologiques XenoSure du pot en prenant le manche du panier avec des mains gantées ou une pince stérile, afin de laissant le surplus de solution de stockage s'écouler dans le pot. Une fois sortie du récipient, immerger la compresse biologique XenoSure dans du sérum physiologique stérile. À l'aide des mêmes pinces, agiter doucement la compresse biologique XenoSure dans le bac. Laisser la compresse biologique XenoSure dans le bac de rinçage jusqu'à ce que le chirurgien le demande. À la discrétion du chirurgien, la solution de rinçage peut contenir de la bacitracine (500 U/ml) ou de la céphalexine (10 mg/ml), étant donné que les essais ont montré que le matériel de les compresses biologiques XenoSure n'était pas affecté par un traitement à ces antibiotiques. Les effets de l'utilisation d'autres antibiotiques et de ces antibiotiques utilisés à long terme sur le matériel de les compresses biologiques XenoSure n'ont pas été testés. Utiliser les antibiotiques uniquement de la manière indiquée par le fabricant de l'antibiotique. Les compresses requièrent un temps de rinçage de 2 minutes dans 500 ml de sérum physiologique.

**Implantation**

Pendant l'implantation, irriguer fréquemment les compresses avec une solution physiologique salée stérile pour éviter qu'il ne sèche. Contrôler visuellement les deux côtés de les compresses biologiques XenoSure. Si un côté apparaît plus lisse, planter la surface la plus lisse de manière à ce qu'elle soit en direction du flux sanguin.

**Technique chirurgicale**

La formation du chirurgien aux procédures de réparation spécifiques dépasse le champ d'application du présent mode d'emploi. LeMaitre Vascular, Inc. présume que tout chirurgien accomplissant les opérations ci-dessus a suivi une formation adéquate et est totalement familier avec la documentation scientifique pertinente.

**Expérience clinique**

Les patchs péricardiques bovins ont été utilisés avec succès dans les interventions de réparation intracardiaque au cours des 25 dernières années avec d'excellents résultats cliniques. Les données publiées sur cet usage sont disponibles dans la documentation médicale.

À ce jour, la durée à long terme du tissu péricardique bovin fixé est inconnue. Les avantages cliniques de l'utilisation de ce matériau ainsi que ses caractéristiques connues doivent être pesés par rapport à sa durabilité à long terme actuellement indéterminée.

**Garantie limitée de produit ; Limitation des recours**

LeMaitre Vascular, Inc. garantit que des précautions raisonnables ont été prises lors de la fabrication du présent dispositif. Sauf si expressément stipulé dans la présente, LE MAITRE VASCULAR (LORSQU'IL EST UTILISÉ DANS CETTE SECTION, CE TERME DÉSIGNE LE MAITRE VASCULAR, INC., SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET LEURS EMPLOYÉS, DIRECTEURS GÉNÉRAUX, DIRECTEURS, RESPONSABLES ET AGENTS RESPECTIFS) NE GARANTIT D'AUCUNE MANIÈRE, EXPRESSE OU IMPLICITE, LE DISPOSITIF QUE CELA SOIT PAR L'EFFET D'UNE LOI OU AUTRE (NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER) ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. LeMaitre Vascular ne prétend d'aucune façon qu'un traitement spécifique avec lequel ce dispositif est utilisé est

approprié ou non, l'acquéreur étant le seul en mesure de l'affirmer. La présente garantie limitée ne s'appliquera pas en cas d'abus ou de violation, ainsi que de non-respect des instructions de conservation de ce dispositif par l'acquéreur ou tout autre tiers. Le seul recours en cas de violation de la présente garantie limitée sera le remplacement ou le remboursement du dispositif (à la seule discrétion de LeMaitre Vascular) à la suite de la restitution de ce dernier à LeMaitre Vascular par l'acquéreur. La présente garantie expirera à la date de péremption du dispositif.

EN AUCUN CAS, LEMAITRE VASCULAR NÉ SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE LEMAITRE VASCULAR CONCERNANT LE PRÉSENT DISPOSITIF, QU'ELLE DÉCOULE D'UNE QUELCONQUE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, DES TERMES D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL, D'UNE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU AUTRE, NE POURRA DÉPASSER MILLE DOLLARS (1 000 USD), QUE LEMAITRE VASCULAR AIT ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE LADITE PERTÉ ET NONOBSTANT L'ÉCHEC DE LA FIN PRINCIPALE DUDIT RECOURS. CES LIMITATIONS SONT APPLICABLES À TOUTE RÉCLAMATION DE TIERS.

Une date de révision ou de publication de ces instructions a été incluse au dos du Mode d'emploi à l'attention de l'utilisateur. Si vingt-quatre (24) mois se sont écoulés entre cette date et l'utilisation du produit, l'utilisateur devra contacter LeMaitre Vascular pour vérifier si d'autres informations concernant le produit ont été publiées.

## XenoSure® Pledget biologici

(Modelli PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25, PL0506R25, PL0510R25)

Tessuto in pericardio bovino trattato

Istruzioni per l'uso - Italiano



### Conservazione

Conservare i pledget biologici XenoSure® a temperature superiori a 0°C (32°F). Evitare di conservarli in luoghi dove si possono verificare variazioni di temperatura estreme, ad esempio in prossimità di tubazioni di acqua calda o vapore, condotti dell'aria condizionata o alla luce solare diretta. LA REFRIGERAZIONE NON È NECESSARIA. IL CONGELAMENTO PUÒ DANNEGGIARE SERIAMENTE IL XENOSURE PLEDGET BIOLOGICI RENDENDOLO INAGIBILE.

### Descrizione del dispositivo

I pledget biologici XenoSure® sono composti da pezzi di tessuto pericardico bovino selezionato per garantire la minima presenza di difetti tissutali. Il tessuto è trattato con un processo a base di glutaraldeide per la reticolazione delle fibre di collagena e la riduzione al minimo della antigenicità. I pledget biologici XenoSure® è sterilizzato con prodotti chimici liquidi e confezionato in un vasetto di plastica contenente soluzione di glutaraldeide per la conservazione.

I pledget biologici XenoSure® sono disponibili nelle seguenti misure:

Modello	Misura (cm)	Forma
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

### Indicazioni per l'uso

I pledget biologici XenoSure sono destinati ad essere utilizzati come materiale pledget chirurgico per fissare e sostenere le suture e come ausilio nel rinforzo delle suture durante interventi chirurgici generali, vascolari e cardiaci.

### Controindicazioni

Nessuna nota.

### Potenziali complicanze

- Restenosì
- Formazione di pseudoaneurisma
- Infezione
- Trombosi
- Calcificazione
- Fibrosi
- Occlusione vascolare
- Dilatazione
- Infarto miocardico
- Sanguinamento
- Ictus
- Decesso

### Avvertenze

Le principali complicanze riportate per il tessuto pericardico bovino sono la fibrosi e l'infezione. Tali complicanze sono osservate soltanto in una ridotta minoranza di pazienti dopo l'impianto del tessuto pericardico bovino.

### Precauzioni

Tutte le persone responsabili della manipolazione e della preparazione de pledget biologici XenoSure devono usare la massima cautela al fine di evitare danni al tessuto de pledget biologici XenoSure.

- ESCLUSIVAMENTE MONOUSO. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. NON riutilizzare il dispositivo! Esclusivamente monouso. Riutilizzare, ritrattare e/o risterilizzare il dispositivo può arrecare danni al paziente e/o comportare l'insorgenza di patologie o il decesso. I pezzi non utilizzati de pledget biologici XenoSure devono essere smaltiti. Controllare la "data di scadenza" del prodotto.
- ISPEZIONARE la confezione sigillata sterile prima di aprirla. Se il sigillo risulta spezzato, il contenuto può non essere sterile e può provocare infezioni per il paziente. NON UTILIZZARE. Non smaltire il prodotto. Contattare il distributore di zona per ulteriori istruzioni.
- NON esporre il dispositivo a temperature inferiori a 0°C (32°F). IL

**CONGELAMENTO PUÒ DANNEGGIARE SERIAMENTE I PLEDGET BIOLOGICI XENOSURE RENDENDOLO INAGIBILE. NON CONSERVARE IN UN REFRIGERATORE.**

- LAVARE il dispositivo attenendosi alle indicazioni riportate nella sezione "PROCEDURA DI LAVAGGIO" di questo pieghevole. La soluzione per la conservazione de pledget biologici XenoSure contiene glutaraldeide e può provocare irritazione alla pelle, agli occhi, al naso e alla gola.  
**NON INALARE I VAPORI DELLA SOLUZIONE DI CONSERVAZIONE.** Evitare un contatto prolungato con la pelle e lavare immediatamente l'area di contatto con acqua. In caso di contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente al medico. La soluzione per la conservazione del prodotto chimico liquido deve essere smaltita seguendo la procedura in uso presso l'ospedale.
- NON manipolare i pledget biologici XenoSure con strumenti traumatici, per evitare danni al dispositivo.
- NON usare i pledget biologici XenoSure se danneggiato, poiché l'integrità del dispositivo potrebbe essere stata compromessa.
- NON compiere tentativi di riparazione del pledget biologici XenoSure. Qualora il danno al pledget biologici XenoSure si verificasse prima dell'impianto, sostituire i pledget biologici XenoSure.
- NON risterilizzare. Le sezioni del dispositivo non utilizzate devono essere considerate non sterili e devono essere smaltite.
- NON esporre i pledget biologici XenoSure a sterilizzazione a vapore, ad ossido di etilene, chimica o a radiazione (raggi gamma/fasci di elettroni), per evitare danni!
- NON utilizzare aghi di sutura taglienti o suture rinforzate con punta tagliente, per evitare danni al dispositivo.
- EVITARE che il tessuto del patch si asciughi durante la manipolazione.
- NON utilizzare il dispositivo se è stata superata la data di scadenza.

#### **Effetti negativi**

Il funzionamento improprio di un pledget biologici XenoSure impiantato produce sintomi identici a quelli che risultano dalle insufficienze dell'organo naturale. È responsabilità del chirurgo che effettua l'impianto informare il paziente dei sintomi che indicano un funzionamento improprio del pledget biologici XenoSure.

1. Il tessuto trattato con glutaraldeide può essere soggetto a un attacco tardivo da parte del sistema immunitario con conseguente deterioramento del tessuto. È necessario valutare i vantaggi dell'utilizzo del Pledget Biologici XenoSure rispetto al possibile rischio di un deterioramento successivo del tessuto.
2. La glutaraldeide residua presenta un rischio di effetti tossicologici. Completare la procedura di lavaggio appropriata seguendo i passaggi elencati nelle Istruzioni per l'uso riduce la glutaraldeide residua sul pledget su livello accettabile, e quindi riduce significativamente il rischio di effetti tossicologici acuti. L'esame della letteratura pubblicata non ha condotto all'individuazione di un limite di sicurezza stabilito per l'esposizione alla glutaraldeide, quando impiantata all'interno del sistema vascolare. I rischi aumentano quando si impiantano grandi quantità di tessuto trattato con glutaraldeide o nei pazienti di peso ridotto. I benefici derivanti dall'uso del Pledget Biologici XenoSure devono essere valutati in relazione al possibile rischio di effetti tossicologici.
3. Studi condotti su animali con il pericardio bovino hanno riportato come reazioni avverse la calcificazione e segni istologici di deterioramento. Tra i risultati vi è la fagocitosi accompagnata da infiltrato infiammatorio cronico a livello dell'interfaccia tra il pericardio bovino e il tessuto ospite circostante con degradazione focale del collagene dell'impianto coerente con la reazione dell'ospite contro la reazione dell'innesto.

#### **Fornitura del dispositivo**

I pledget biologici XenoSure sono forniti sterili e apironi in un contenitore sigillato; **NON RISTERILIZZARE.** I pledget sono conservati in soluzione fisiologica sterile tamponata al fosfato contenente glutaraldeide allo 0,2%. La sterilità è assicurata se la confezione non è aperta e il sigillo non è danneggiato. Le sezioni del dispositivo non utilizzate devono essere considerate non sterili e devono essere smaltite.

#### **Prescrizioni per l'uso**

Selezionare il modello di pledget biologici XenoSure richiesto in funzione del tipo di procedura da eseguire. I pledget biologici XenoSure può essere tagliato nella misura adatta alla riparazione da eseguire. I pledget biologici XenoSure è ESCLUSIVAMENTE MONOUSO.

#### **Preparazione del pledget**

Prima di manipolare i pledget biologici XenoSure, i guanti chirurgici devono essere lavati accuratamente per rimuovere tutti i residui di polvere.

Esaminare i dati riportati sull'etichetta del barattolo per confermare la selezione della misura corretta del pledget biologico XenoSure. Ispezionare con attenzione l'intero contenitore e il sigillo antimomanomissione per controllare che non siano stati danneggiati.

**NON USARE I PLEDGET BIOLOGICI XENOSURE SE IL VASSETTO È DANNEGGIATO O IL SIGILLO È ROTTO.** Non smaltire il prodotto. Contattare il distributore di zona per ulteriori istruzioni.

#### **Procedura di risciacquo**

Deve essere eseguita l'appropriata procedura di risciacquo al fine di ridurre l'esposizione dei pazienti alla glutaraldeide residua.

Rimuovere il sigillo esterno di plastica antimamanomissione e svitare il coperchio del vasetto. Il contenuto del vasetto è sterile e deve essere manipolato asetticamente per prevenirne la contaminazione. L'esterno del vasetto non è sterile e non deve essere introdotto nel campo sterile.

Rimuovere i pledget biologici XenoSure dal barattolo afferrando il supporto del cestino con le mani dopo aver indossato i guanti oppure con le pinze sterili, lasciando spurgare la soluzione di conservazione in eccesso nel barattolo.

Una volta rimosso dal contenitore, immergere il cestino del pledget biologico XenoSure nella soluzione fisiologica. Usando le stesse pinze, scuotere con cautela il pledget biologico XenoSure nella bacinella. Lasciare il pledget biologico XenoSure nella bacinella di risciacquo finché non viene richiesto dal chirurgo. A discrezione del chirurgo la soluzione di risciacquo può contenere bacitracina (500 U/ml) o cefalexina (10 mg/ml), in quanto i test hanno dimostrato che il materiale del cerotto in pericardio bovino XenoSure® non è negativamente influenzato dal trattamento con tali antibiotici. Gli effetti di altri antibiotici o gli effetti a lungo termine di questi antibiotici sul materiale del cerotto in pericardio bovino XenoSure® non sono stati testati. Utilizzare antibiotici solo secondo le indicazioni del produttore degli antibiotici.

I pledget necessitano di un tempo di risciacquo di 2 minuti in 500 ml di soluzione fisiologica.

#### **Impianto**

Tagliare e/o rifilare i pledget biologici XenoSure per ottenere la forma desiderata. Qualsiasi materiale del pledget biologico XenoSure in eccesso deve essere trattato come rifiuti biologico e deve essere smaltito conforme alla procedura in uso presso l'ospedale.

Durante il trapianto, per prevenire l'essiccazione del tessuto del pledget biologico XenoSure, irrigarlo frequentemente con soluzione fisiologica salina sterile. Esaminare visivamente i due lati del pledget biologico XenoSure. Se un lato risultasse più liscio, impiantare la superficie più liscia in modo che sia disposta verso il flusso sanguigno.

#### **Tecnica chirurgica**

Le istruzioni per il chirurgo su procedure specifiche di riparazione esulano dallo scopo del presente pieghevole di Istruzioni per l'uso. LeMaitre Vascular, Inc. presume che qualsiasi chirurgo che esegua le operazioni di cui sopra abbia ricevuto la formazione adeguata ed abbia completa padronanza della letteratura scientifica pertinente.

#### **Esperienza clinica**

I patch in pericardio bovino sono stati utilizzati con successo in procedure di riparazione intracardiaca negli ultimi 25 anni, con eccellenti risultati clinici. I dati pubblicati relativi a tale uso sono reperibili nella letteratura medica. Non è nota al momento la durabilità nel lungo periodo del tessuto pericardico bovino fissato. I vantaggi clinici dell'utilizzo di questo materiale, unitamente alle sue caratteristiche note, vanno valutati rispetto alla sua durabilità non determinata nel lungo periodo.

#### **Garanzia sul prodotto limitata; limitazione dei rimedi**

LeMaitre Vascular, Inc. garantisce che questo dispositivo è stato fabbricato nel rispetto degli standard di migliore diligenza. Salvo laddove esplicitamente citato nel presente pieghevole, LEMAITRE VASCULAR (COME INTESO NELLA PRESENTE SEZIONE, TALE TERMINE INCLUDE LEMAITRE VASCULAR, INC., I RISPETTIVI AFFILIATI E DIPENDENTI, I FUNZIONARI, I DIRETTORI, I MANAGER E GLI AGENTI) NON FORNISCE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE IN RELAZIONE AL PRESENTE DISPOSITIVO, DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE O DA ALTRE FONTI (IN VIA ESEMPLIFICATIVA, MA NON ESAURIENTE, QUALSIVOGLIA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIBITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE) E CON LA PRESENTE NEGA LA STESSA. LeMaitre Vascular non esprime alcuna garanzia rispetto all'idoneità ad alcun trattamento specifico nel quale sia usato il presente dispositivo, la cui determinazione è unica responsabilità dell'acquirente. La garanzia limitata non trova applicazione alla misura di qualsivoglia abuso o uso improprio o mancata corretta conservazione del presente dispositivo da parte dell'acquirente o di qualsivoglia terza parte. L'unico rimedio ad un

atto di violazione della presente garanzia limitata sarà la sostituzione o il rimborso del prezzo d'acquisto del presente dispositivo (a unica discrezione di LeMaitre Vascular) previa restituzione da parte dell'acquirente del dispositivo a LeMaitre Vascular. La presente garanzia terminerà nella data di scadenza del presente dispositivo.

IN NESSUN CASO LEMAITRE VASCULAR SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, CONSEQUENZIALE, SPECIALE, PUNITIVO O ESEMPLARE, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ AGGREGATA DI LEMAITRE VASCULAR IN RELAZIONE AL PRESENTE DISPOSITIVO, COMUNQUE SIA STATA CAGIONATA, AI SENSI DI QUALSIVOGLIA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, DERIVANTE DAL CONTRATTO, ILLICITA, DA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O DIVERSAMENTE CAGIONATA, SUPERERÀ MILLE DOLLARI (1,000 USD). A PRESCINDERE DAL FATTO CHE LEMAITRE VASCULAR SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE PERDITA, FATTA SALVA LA PERDITA DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIVOGLIA RIMEDIO. TALI LIMITAZIONI TROVANO APPLICAZIONE A QUALSIVOGLIA RECLAMO DA PARTE DI TERZI.

La data di revisione o pubblicazione delle presenti istruzioni è indicata sul retro delle presenti Istruzioni per l'uso a titolo informativo per il cliente. Trascorsi ventiquattro (24) mesi da tale data e dall'uso del prodotto, l'utente dovrà contattare LeMaitre Vascular al fine di verificare l'eventuale disponibilità di ulteriori informazioni.

**Parches biológicos XenoSure®**  
(Número de modelo PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
PL0506R25, PL0510R25)  
Tejido pericárdico bovino procesado  
Instrucciones de uso - Español



**Almacenamiento**

Los parches biológicos XenoSure® deben almacenarse por encima de 0 °C (32 °F). Evite lugares donde pueda haber fluctuaciones extremas de temperatura; por ejemplo, cerca de tuberías de agua caliente o de vapor, conductos de aire acondicionado o a la luz directa del sol. NO ES PRECISO REFRIGERAR. LA CONGELACIÓN DAÑARÁ GRAVEMENTE EL PARCHES BIOLÓGICOS XENOSURE Y QUEDARÁ INSERVIBLE.

**Descripción del dispositivo**

Los parches biológicos XenoSure® están formados por piezas de tejido pericárdico bovino que se ha seleccionado para manchar lo mínimo el tejido. El tejido se ha tratado mediante un proceso con glutaraldehído que une las fibras de colágeno y reduce al mínimo la antigenicidad. Los parches biológicos XenoSure® está esterilizado con un producto químico líquido y envasado en un recipiente de plástico que contiene una solución estéril de glutaraldehído para su conservación.

Los Parches Biológicos XenoSure se presentan en los siguientes tamaños:

Modelo		Tamaño (cm)	Forma
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Rectangular
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Rectangular
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Rectangular

**Indicaciones de uso**

Los parches biológicos XenoSure están diseñados para su uso como material de parches quirúrgicos para dar seguridad y apoyo a las suturas, y para ayudar a reforzarlas durante cirugías generales, vasculares y cardíacas.

**Contraindicaciones**

Ninguna conocida.

**Posibles complicaciones**

- Restenosis
- Formación de seudoaneurismas
- Infecciones
- Trombosis
- Calcificación
- Fibrosis
- Oclusión vascular
- Dilatación
- Infarto de miocardio
- Hemorragia
- Accidente cerebrovascular
- Muerte

**Advertencias**

Las principales complicaciones del tejido pericárdico bovino que se han notificado son la fibrosis y la infección. Estas complicaciones solo se han observado en un escaso número de pacientes tras el implante de tejido pericárdico bovino.

**Precauciones**

Todas las personas responsables de la manipulación y la preparación del los parches biológicos XenoSure deben poner el máximo cuidado para evitar que se dañe el tejido del los parches biológicos XenoSure.

- PARA UN SOLO USO. No se debe reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. NO reutilice el dispositivo. ¡Es de un solo uso! La reutilización, el reprocesamiento y/o la reesterilización del dispositivo y/o el fallo podrían causar lesiones, afecciones o el fallecimiento al paciente. Cualquier trozo no usado del los parches biológicos XenoSure debe desecharse. Fíjese en la "Fecha de caducidad" del producto.
- INSPECCIONE el embalaje sellado estéril antes de abrirlo. Si el precinto se ha roto, es posible que el contenido no sea estéril y pueda provocar una infección al paciente. NO LO USE. No deseche el producto. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.
- NO exponga el dispositivo a temperaturas por debajo de 0°C (32°F). LA

**CONGELACIÓN DAÑARÁ GRAVEMENTE EL PARCHE BIOLÓGICO XENOSURE Y QUEDARÁ INSERVIBLE. NO LO ALMACENE CON REFRIGERACIÓN.**

- LAVE el dispositivo como se indica en la sección "PROCEDIMIENTO DE LAVADO" de este folleto antes de usarlo. La solución para la conservación del los parches biológicos XenoSure contiene glutaraldehido, y puede provocar irritación cutánea, ocular, nasal y de la garganta. **NO ASPIRE LOS VAPORES UTILIZADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SOLUCIÓN.** Evite cualquier contacto prolongado con la piel y lave inmediatamente la superficie con agua abundante. En caso de contacto con los ojos, obtenga asistencia médica de inmediato. La solución para almacenamiento que contiene el producto químico deberá eliminarse de acuerdo con el protocolo del hospital.
- NO manipule los parches biológicos XenoSure con instrumentos traumáticos. Esto podría dañar el dispositivo.
- NO utilice ningún los parches biológicos XenoSure que haya resultado dañado. Podría verse comprometida la integridad del dispositivo.
- NO trate de reparar los parches biológicos XenoSure. En caso de que los parches biológicos XenoSure resulte dañado antes de la implantación, sustituya los parches biológicos XenoSure.
- NO lo reestérilice. Las partes no utilizadas deberán considerarse como no estériles y deberán desecharse.
- NO exponga los parches biológicos XenoSure a esterilización por vapor, óxido de etileno, química o por radiación (haz de rayos gamma o electrones). ¡Podría resultar dañado!
- NO use agujas de sutura cortantes ni suturas armadas con puntas cortantes. Esto podría dañar el dispositivo.
- NO permita que el tejido del parche se seque durante la manipulación.
- NO lo use si ha pasado la fecha de caducidad del dispositivo.

**Efectos adversos**

El funcionamiento incorrecto de los parches biológicos XenoSure implantado produce síntomas idénticos a los que aparecen en las deficiencias del órgano natural. El cirujano que efectúe el implante será responsable de informar al paciente de los síntomas que indican un funcionamiento incorrecto del los parches biológicos XenoSure.

1. El tejido tratado con glutaraldehido puede estar sometido a un ataque tardío del sistema inmunológico con el subsiguiente deterioro tisular. Las ventajas del uso del Parche Biológico XenoSure deberán contrastarse con los posibles riesgos de un posterior deterioro tisular.
2. El glutaraldehido residual puede producir efectos toxicológicos. Completar el procedimiento de aclarado apropiado tal como se indica en las instrucciones de uso reduce el glutaraldehido residual en el parche hasta niveles aceptables y de esta forma reduce significativamente el riesgo de efectos toxicológicos agudos. Despues de analizar la documentación publicada, no se ha podido establecer un límite de seguridad para la exposición a glutaraldehido cuando se implanta dentro de la vasculatura. Los riesgos aumentan cuando se implantan grandes cantidades de tejido tratado con glutaraldehido o en pacientes con menos masa. Deben sopesarse los beneficios del uso del parche biológico XenoSure ante el posible riesgo de efectos toxicológicos.
3. Los estudios realizados con pericardio bovino han mostrado calcificación y signos histológicos de deterioro como reacción adversa. Estos hallazgos incluyen fagocitosis con infiltrado inflamatorio crónico acompañante en la superficie de contacto entre el pericardio bovino y el tejido huésped circundante con degradación focal del colágeno del implante acorde con una reacción de injerto contra huésped.

**Modo de suministro**

Los parches biológicos XenoSure se suministran estériles y no pirogénicos en un envase precintado; **NO LO REESTERILICE.** Los parches se almacenan en una solución salina fosfatada que contiene 0,2% de glutaraldehido. La esterilidad está garantizada si el envase se mantiene cerrado, y el precinto permanece intacto. Los parches biológicos XenoSure no utilizadas deberán considerarse como no estériles y deberán desecharse.

**Instrucciones de uso**

Elija el modelo de los parches biológicos XenoSure que resulte más apropiado para el tipo de intervención que se vaya a efectuar. Los parches biológicos XenoSure puede cortarse al tamaño adecuado para cada intervención específica. Los parches biológicos XenoSure es para UN SOLO USO.

**Preparación del parche**

Los guantes quirúrgicos deberán lavarse a fondo para eliminar cualquier residuo de polvo antes de manipular los parches biológicos XenoSure. Examine la información en la etiqueta del frasco para comprobar que seleccionó el tamaño correcto del parche biológico XenoSure.  
**NO USE LOS PARCHES BIOLOGICOS XENOSURE SI EL RECIPIENTE ESTÁ**

**DAÑADO O SI EL PRECINTO ESTÁ ROTO.** No deseche el producto. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.

**Procedimiento de enjuague**

Debe seguirse el procedimiento de aclarado adecuado para reducir la exposición de los pacientes al glutaraldehído residual.

Rétire el precinto exterior de plástico del precinto de seguridad y desenrosque el tapón del recipiente. El contenido del recipiente es estéril y debe manipularse de forma aseptica para evitar su contaminación. El exterior del recipiente no está estéril y no debe pasar al campo estéril.

Retire los parches biológicos XenoSure del frasco cogiendo la canastilla coladera con guantes o con pinzas estériles, de forma que el exceso de solución de almacenamiento se drene al frasco.

Una vez extraido del envase, sumerja la cesta del parche biológico XenoSure en la solución salina fisiológica. Utilice las mismas pinzas para agitar con suavidad el parche biológico XenoSure en el lavabo. Deje el parche biológico XenoSure en el lavabo de aclarado hasta que lo requiera el cirujano. Queda a criterio del cirujano que la solución de lavado contenga bacitracina (500 U/ml) o cefalexina (10 mg/ml), dado que las pruebas han demostrado que el material de parche pericárdico bovino XenoSure® no se ve afectado de forma negativa por el tratamiento con dichos antibióticos. Los efectos de otros antibióticos, o el efecto a largo plazo de estos en el material de parche pericárdico bovino XenoSure®, no se ha probado. Utilice los antibióticos solo como lo indican los fabricantes de los mismos.

Es necesario enjuagar los parches durante 2 minutos en 500 ml de solución salina.

**Implantación**

Durante su colocación, irrigue frecuentemente los parches biológicos

XenoSure con suero salino fisiológico estéril para evitar que se sequen.

Examine visualmente ambos lados del parches biológico XenoSure®. Si uno de los lados parece tener una superficie más suave, colóquelo orientado hacia el torrente sanguíneo.

**Técnica quirúrgica**

Queda fuera del ámbito de estas Instrucciones de uso indicar al cirujano las instrucciones específicas para las distintas técnicas de reparación. LeMaitre Vascular, Inc. presupone que todo cirujano que realice las intervenciones antes citadas ha recibido la formación necesaria y está familiarizado con las publicaciones científicas al respecto.

**Experiencia clínica**

Los parches pericárdicos bovinos se han utilizado con éxito en intervenciones de reparación intracardíaca durante los últimos 25 años con excelentes resultados clínicos. Los datos publicados al respecto pueden encontrarse en publicaciones médicas.

Actualmente, se desconoce la duración a largo plazo del tejido pericárdico bovino una vez fijado. Las ventajas clínicas de usar este material, además de sus características ya conocidas, deberán ser sopesadas frente a la duración actualmente indeterminada a largo plazo.

**Garantía limitada del producto; Límite de garantía**

LeMaitre Vascular, Inc. garantiza que se ha puesto un cuidado razonable en la fabricación de este dispositivo. Salvo que se haya dispuesto así en el presente documento LEMAITRE VASCULAR (SEGÚN SE UTILIZA EN ESTA SECCIÓN, DICHO TÉRMINO INCLUYE A LEMAITRE VASCULAR, INC., SUS FILIALES Y SUS RESPECTIVOS EMPLEADOS, DIRECTORES, SUPERVISORES, GERENTES Y REPRESENTANTES) NO DA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA EN RELACIÓN CON ESTE DISPOSITIVO, YA SEA A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA LEY O DE CUALQUIER OTRA MANERA (INCLUIDA, PERO SIN LIMITARSE A ELLA, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD IMPLÍCITA PARA UN OBJETIVO CONCRETO) Y POR EL PRESENTE DOCUMENTO RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA. LeMaitre Vascular no hace manifestación alguna en relación con la idoneidad para un tratamiento en concreto en el que se utilice este dispositivo, cuya determinación es responsabilidad única del comprador. Esta garantía limitada no se aplica en la medida en que se produzca algún abuso, uso indebidamente o almacenamiento incorrecto de este dispositivo por parte del comprador o de cualquier tercero. El único resarcimiento por el incumplimiento de esta garantía limitada será la sustitución del dispositivo o el reembolso del precio de compra del mismo (como única opción de LeMaitre Vascular) después de que el comprador haya devuelto el dispositivo a LeMaitre Vascular. Esta garantía terminará con la fecha de caducidad de este dispositivo.

EN NINGÚN CASO, LEMAITRE VASCULAR DEBERÁ RESPONDER DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENCIAL, ESPECIAL PUNITIVO O EJEMPLAR. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD GLOBAL DE LEMAITRE VASCULAR EN RELACIÓN CON ESTE DISPOSITIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN, BAJO CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD YA SEA

CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE ALQUER OTRO TIPO, EXCEDERÁ LA CANTIDAD DE MIL (1.000 USD) DÓLARES ESTADOUNIDENSES, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LEMAITRE VASCULAR HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHA PÉRDIDA Y A PESAR DEL FALLO DEL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE CUALQUIER RESARCIMIENTO, ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS.

Para información del paciente, la última página de estas Instrucciones de uso incluye una revisión de la fecha de emisión de las mismas. Si han transcurrido veinticuatro (24) meses entre dicha fecha y el uso del producto, el usuario debe ponerse en contacto con LeMaitre Vascular para comprobar si se dispone de información adicional sobre el producto.

**Compressas biológicas XenoSure®**  
(Números de modelo PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
PL0506R25, PL0510R25)  
Tecido de pericárdio bovino processado  
Instruções de utilização - Português



**Armazenamento**

As Compressas Biológicas XenoSure® devem ser armazenadas acima de 0°C (32°F). Evitar locais onde possam ocorrer flutuações de temperaturas extremas como, por exemplo, próximo de canalizações de vapor ou água quente, condutas de ar condicionado ou sob luz solar direta.  
SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO. O CONGELAMENTO DANIFICARÁ ACENTUADAMENTE O PESO COMPRESSAS BIOLOGICAS XENOSURE, TORNANDO-O INADEQUADO PARA SER UTILIZADO.

**Descrição do dispositivo**

As Compressas Biológicas XenoSure® consistem em secções de tecido de pericárdio bovino que foi selecionado para lesões tecidulares mínimas. O tecido é tratado com um processo de glutaraldeído que interliga as fibras de colagénio e minimiza a antigenicidade. As Compressas Biológicas XenoSure® é esterilizado quimicamente por meio de líquido e embalado num frasco de plástico contendo uma solução de conservação estéril à base de glutaraldeído.

As Compressas Biológicas XenoSure® estão disponíveis nos seguintes tamanhos:

Modelo		Tamanho (cm)	Forma
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Retangular
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Retangular
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Retangular

**Indicações de utilização**

As Compressas Biológicas XenoSure destinam-se a ser usadas como material de compressão cirúrgica para proteger e apoiar suturas e ajudar na sutura de reforço durante a cirurgia geral, vascular e cardíaca.

**Contra-indicações**

Nenhuma conhecida.

**Complicações Potenciais**

- Reestenose
- Formação de pseudoaneurisma
- Infecção
- Trombose
- Calcificação
- Fibrose
- Oclusão vascular
- Dilatação
- Enfarate do miocárdio
- Hemorragia
- AVC
- Morte

**Avisos**

As principais complicações registadas para o tecido pericárdico bovino são fibrose e infecção. Estas complicações foram observadas numa pequena minoria de pacientes após a implantação do tecido pericárdico bovino.

**Precauções**

Todas as pessoas responsáveis pelo manuseamento e preparação do Compressas Biológicas XenoSure têm de ter o máximo de cuidado para evitar danificar o tecido do Compressas Biológicas XenoSure.

- APENAS PARA UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar. NÃO reutilizar o dispositivo. Apens para uma única utilização! A reutilização, reprocessamento e/ou reesterilização do dispositivo e/ou a falha deste poderá causar lesões, doença ou morte do paciente. Não reutilizar o dispositivo. Apens para uma utilização. Quaisquer pedaços não utilizados do Compressas Biológicas XenoSure têm de ser eliminados. Tenha em atenção a data "Utilizar até" do produto.
- INSPECIONE se a embalagem esterilizada está devidamente selada antes de a abrir. Se o selo estiver quebrado, o conteúdo poderá não estar esterilizado e provocar infecções no paciente. NÃO UTILIZAR. Não deitar fora o produto. Contacte o seu distribuidor para mais instruções.
- NÃO expor o dispositivo a temperaturas inferiores a 0°C (32°F). O

- CONGELAMENTO DANIFICARÁ ACENTUADAMENTE O PENSO COMPRESAS BIOLÓGICAS XENOSURE, TORNANDO-O INADEQUADO PARA SER UTILIZADO. NÃO ARMAZENAR EM CONDIÇÕES DE REFRIGERAÇÃO.**
- ENXAGUE o dispositivo de acordo com a secção "PROCEDIMENTO DE ENXAGUAMENTO" deste folheto antes de usar. A solução de conservação do Compressas Biológicas XenoSure contém glutaraldeído e poderá provocar irritações na pele, olhos, nariz e garganta. **NÃO RESPIRAR O VAPOR DA SOLUÇÃO DE CONSERVAÇÃO.** Evitar o contacto prolongado com a pele e lavar imediatamente a área com água. Em caso de contacto com os olhos, procurar imediatamente assistência médica. A solução de conservação química líquida deve ser eliminada de acordo com o procedimento do hospital.
  - NÃO manusear o Compressas Biológicas XenoSure com instrumentos traumáticos. Estes poderão danificar o dispositivo.
  - NÃO utilizar nenhum Compressas Biológicas XenoSure que tenha sido danificado. A integridade do dispositivo poderá ficar comprometida.
  - NÃO tente reparar o Compressas Biológicas XenoSure. Se ocorrerem danos no Compressas Biológicas XenoSure antes da implantação, substitua-o.
  - NÃO reestérilizar. As secções não utilizadas devem ser consideradas não estéreis e deverão ser eliminadas.
  - NÃO expor o Compressas Biológicas XenoSure a vapor, óxido de etileno, esterilização química ou por radiação (raios gama/féixes de eléctros). Isso poderá causar danos!
  - NÃO usar agulhas de corte de suturas nem suturas armadas de ponta cortante. Estas poderão danificar o dispositivo.
  - NÃO deixar que o tecido do penso seque durante o manuseamento.
  - NÃO usar se o dispositivo tiver ultrapassado a data de validade.

#### **Efeitos adversos**

O funcionamento impróprio de um Compressas Biológicas XenoSure implantado produz sintomas idênticos aos que decorrem de deficiências no órgão natural. É da responsabilidade do cirurgião que efectua o implante informar o paciente sobre os sintomas que revelem funcionamento inadequado do Compressas Biológicas XenoSure.

1. O tecido tratado com glutaraldeído poderá ser sujeito a ataque posterior por parte do sistema imunitário, com a subsequente deterioração do tecido. Os benefícios da utilização do Compressas Biológicas XenoSure têm de ser avaliados tendo em conta os possíveis riscos de deterioração tardia dos tecidos.
2. O glutaraldeído residual apresenta um risco de efeitos toxicológicos. Realizar o procedimento de lavagem apropriado conforme listado nas IFU reduz o glutaraldeído residual no Compressas Biológicas até um nível aceitável e, portanto, reduz significativamente o risco de efeitos toxicológicos agudos. A revisão da literatura publicada não resultou num limite seguro estabelecido para a exposição ao glutaraldeído quando implantado dentro da vasculatura. Os riscos aumentam quando se implantam grandes quantidades de tecido tratado com glutaraldeído ou em pacientes com menos massa. As vantagens da utilização do Compressas Biológicas XenoSure devem ser ponderadas relativamente à possibilidade de risco de efeitos toxicológicos.
3. Os estudos animais com pericárdio bovino indicaram calcificação e sinais histológicos de deterioração como reacção adversa. Os resultados incluem fagocitose acompanhada por infiltração inflamatória crónica na interface entre o pericárdio bovino e o tecido anfítrio que o rodeia, com degradação focal do colagénio do implante consistente com uma reacção anfítrio vs. enxerto.

#### **Apresentação**

As Compressas Biológicas XenoSure são fornecidas esterilizadas e apirogénicas num recipiente selado; **NÃO REESTERILIZAR.** As compressas são conservadas numa solução salina fisiológica estéril com tampão fosfato que contém 0,2 % de glutaraldeído. A esterilidade está assegurada se a embalagem não for aberta e se o selo não for danificado. As secções não utilizadas devem ser consideradas não estéreis e, consequentemente, eliminadas.

#### **Instruções de utilização**

Escolha o modelo de Compressas Biológicas XenoSure adequado ao tipo de procedimento a ser executado. As Compressas Biológicas XenoSure pode ser cortado para um tamanho adequado para uma reparação específica. As Compressas Biológicas XenoSure destina-se a UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO.

#### **Preparação do penso**

As luvas cirúrgicas têm de ser cuidadosamente lavadas para remover todos os resíduos de pó antes de manusear as Compressas Biológicas XenoSure. Examinar as informações no rótulo do frasco para verificar a seleção do tamanho correto da Compressa Biológica XenoSure. **NÃO USAR O COMPRES-**

SAS BIOLOGICAS XENOSURE SE O FRASCO ESTIVER DANIFICADO OU SE O SELO ESTIVER QUEBRADO. Não deitar fora o produto. Contacte o seu distribuidor para obter mais instruções.

**Procedimento de enxaguamento**

Deve-se seguir o procedimento de lavagem apropriado para reduzir a exposição dos pacientes ao glutaraldeído residual.

Retire o selo de plástico inviolável exterior e desenrosque a tampa do frasco. O conteúdo do frasco está esterilizado e tem de ser manuseado asepticamente para prevenir contaminações. O exterior do frasco não é estéril e não pode entrar no campo esterilizado.

A partir do frasco, retire as Compressas Biológicas XenoSure segurando a haste do cesto com as mãos enluvadas ou pinça estéril, permitindo que a solução de armazenamento em excesso drene para o frasco. Uma vez retirada do recipiente, mergulhar o cesto da Comprressa Biológica XenoSure na solução salina fisiológica estéril. Com a mesma pinça, agitar cuidadosamente a Comprressa Biológica XenoSure na bacia. Deixar a Comprressa Biológica XenoSure permanecer na bacia de lavagem até ser solicitada pelo cirurgião.

Ao critério do cirurgião, a solução de enxaguamento pode conter bacitracina (500 U/ml) ou cefalexina (10 mg/ml), uma vez que os testes mostraram que o material de enxerto da Comprressa Biológica XenoSure não é adversamente afetado pelo tratamento com esses antibióticos. Os efeitos de outros antibióticos ou os efeitos a longo prazo destes antibióticos sobre o material de enxerto da Comprressa Biológica XenoSure não foram testados. Use antibióticos apenas como indicado pelo fabricante de antibióticos.

As compressas requerem um tempo de enxaguamento de 2 minutos em 500 ml de solução salina.

**Implantação**

Durante a implantação, irrigue o Comprressa Biológica XenoSure frequentemente com solução salina fisiológica estéril para evitar que seque.

**Técnica cirúrgica**

Está fora do âmbito destas Instruções de Utilização fornecer ao cirurgião instruções sobre procedimentos de reparação específicos. A LeMaitre Vascular, Inc. assume que qualquer cirurgião que execute as operações acima recebeu formação adequada e está devidamente familiarizado com a literatura científica pertinente.

**Experiência clínica**

Os pensos pericárdicos bovinos foram usados com sucesso em procedimentos de reparação intra-cardíacos nos últimos 25 anos com excelentes resultados clínicos. Os dados publicados sobre essa utilização podem ser encontrados em literatura médica.

Presentemente, a duração a longo prazo de tecidos pericárdicos bovinos implantados é desconhecida. As vantagens clínicas da utilização deste material e as suas características conhecidas têm de ser tidas em consideração comparativamente com a duração a longo prazo actualmente desconhecida.

**Garantia limitada do produto; Limite de reparações**

A LeMaitre Vascular, Inc. garante que são enviados cuidados razoáveis no fabrico deste dispositivo. Excepto quando explicitamente indicado neste folheto, A LEMAITRE VASCULAR (TAL COMO USADO NESTA SECÇÃO, ESSE TERMO INCLUI A LEMAITRE VASCULAR, INC., AS SUAS AFILIADAS E RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES, DIRETORES, GERENTES E AGENTES) NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA RELATIVAMENTE A ESTE DISPOSITIVO, QUER DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA LEI OU OUTRA (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A DETERMINADA FINALIDADE) E RECUSA POR ESTE MÉTODO MESMA. A LeMaitre Vascular não fornece qualquer garantia quanto à adequabilidade a qualquer tratamento particular em que este dispositivo seja utilizado, cuja determinação é da exclusiva responsabilidade do comprador. Esta garantia limitada não se aplica em situações de abuso, utilização indevida ou armazenamento inadequado deste dispositivo pelo comprador ou terceiros. A única resolução para a quebra desta garantia limitada será a substituição do dispositivo ou a devolução do valor de compra deste (sob exclusiva decisão da LeMaitre Vascular) mediante devolução do dispositivo à LeMaitre Vascular pelo comprador. Esta garantia terminará na data de validade do dispositivo.

EM CASO ALGUM SERÁ A LEMAITRE VASCULAR RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES. EM CASO ALGUM PODERÁ A RESPONSABILIDADE AGREGADA DA LEMAITRE VASCULAR RELATIVAMENTE A ESTE DISPOSITIVO, QUALQUER QUE SEJA O SEU MOTIVO, MEDIANTE QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO, ACTO ILÍCITO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA, EXCEDER MIL DÓLARES (US\$1.000), INDEPENDENTEMENTE DE A LEMAITRE VASCULAR TER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E INDEPENDENTEMENTE

DO FRACASSO DA FINALIDADE ESSENCIAL DE QUALQUER SOLUÇÃO. ESTAS LIMITAÇÕES APLICAM-SE A TODAS AS RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS.

Está incluída uma data de revisão ou de publicação destas instruções na contracapa destas Instruções de Utilização para informação do utilizador. Se já tiverem passado vinte e quatro (24) meses desde esta data e da utilização do produto, o utilizador deverá contactar a LeMaitre Vascular para saber se estão disponíveis outras informações sobre o produto.

## XenoSure® biologiske kompresser

(Modelnumre PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Bearbejdet bovin perikardievæv

Brugervejledning - Dansk



### Opbevaring

XenoSure® biologiske kompresser bør opbevares ved temperaturer over 0°C (32°F). Undgå steder, hvor der kan forekomme ekstreme temperaturudsving, for eksempel i nærheden af damp eller varmtvandsrør, klimaanlægskanaler eller i direkte sollys. NEDKØLING ER IKKE PÅKRÆVET. NEDFRYSNING VIL BESKADIGE XENOSURE BIOLOGISKE KOMPRESSER I ALVORLIG GRAD OG GØRE DET UEGNET TIL BRUG.

### Anordningsbeskrivelse

XenoSure® biologiske kompresser består af stykker perikardievæv med minimale vævsdefekter. Vævet er behandlet med en glutaraldehydproces, som krydsbinder kollagenfibrene og minimerer antigenicitet. XenoSure® biologiske kompresser er kemisk steriliseret i flydende form og pakket i en plastikbeholder med en steril glutaraldehydoplosning til opbevaring. XenoSure® biologiske kompresser fås i følgende størrelser:

Model		Størrelse (cm)	Form
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Rektangulær
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Rektangulær
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Rektangulær

### Indikationer for brug

XenoSure biologiske kompresser er beregnet til brug som et kirurgisk kompresmateriale til sikring og understøttelse af suturer og til at assistere ved suturforstærkning under generelle, vaskulære og kardiologiske indgreb.

### Kontraindikationer

Ingen kendte.

### Potentielle komplikationer

- Restenose
- Dannelse af pseudoaneurisme
- Infektion
- Trombose
- Forkalkning
- Fibrose
- Karokklusion
- Dilatation
- Myokardieinfarkt
- Blødning
- Slagtilfælde
- Død

### Advarsler

De primære komplikationer, der er blevet rapporteret for bovin perikardievæv er fibrose og infektion. Disse komplikationer er kun blevet observeret hos et fatal af patienter efter implantation af bovin perikardievæv.

### Forholdsregler

Alle personer med ansvar for håndtering og klargøring af det XenoSure biologiske kompresser skal være yderst forsigtige for ikke at beskadige det XenoSure biologiske kompresser.

- KUN TIL ENGANGSBRUG. MÅ IKKE genanvendes, genforarbejdes eller resteriliseres. Anordningen MÅ IKKE genbruges. Kun til engangsbrug! Genanvendelse, genforarbejdning og/eller resterilisering af anordningen og/eller svigt, som kunne forvoldte patienten skade, sygdom eller død. Alle ubrugte stykker XenoSure biologiske kompresser skal kasseres. Læg mærke til udløbsdatoen.
- INSPIER den forseglede, sterile emballage inden åbning. Hvis forseglingen er brudt, vil indholdet muligvis ikke være steril og kan forvolde infektion hos patienten. MÅ IKKE BRUGES. Produktet må ikke kasseres. Kontakt din distributør for yderligere vejledning.
- Produktet må IKKE eksponeres for temperaturer under 0°C (32°F). NEDFRYSNING VIL BESKADIGE XENOSURE BIOLOGISKE KOMPRESSER I ALVORLIG GRAD OG GØRE DET UEGNET TIL BRUG. MÅ IKKE OPBEVARES PÅ KØL.
- SKYL anordningen i henhold til afsnittet "SKYLLEPROCEDURE" i denne

brochure inden brug. Det XenoSure biologiske kompresser opbevaringsoplosning indeholder glutaraldehyd og kan forårsage hud-, øje-, næse- og halsirritation. DAMPEN FRA OPBEVARINGSOPLOSLØSNINGEN MÅ IKKE INDÅNES. Undgå længere kontakt med huden, og skyld omgående området med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der omgående soges lægehjælp. Den flydende, kemiske opbevaringsoplosning bør kasseres i henhold til hospitalsproceduren.

- XenoSure biologiske kompresser MÅ IKKE håndteres med traumatiske instrumenter. Dette kan beskadige anordningen.
- Der MÅ IKKE bruges XenoSure biologiske kompresser, som er blevet beskadigede. Anordningens integritet kan blive kompromitteret.
- Forsøg IKKE på at reparere det XenoSure biologiske kompresser. Skulle det XenoSure biologiske kompresser blive beskadiget inden implantation, skal det udskiftes.
- MÅ IKKE resteriliseres. Ubrugte sektioner skal anses som ikke-sterile og kasseres.
- Det XenoSure biologiske kompresser MÅ IKKE eksponeres for damp, ætyleenoxid, kemisk eller strålebehandling (gamma-/elektronstråler). Det kan medføre skader!
- Der MÅ IKKE bruges skærrende suturnåle eller armerede suturer udstyret med et skærerpunkt. Dette kan beskadige anordningen.
- Lad IKKE plastyrvævet udtørre under håndtering.
- Anordningen MÅ IKKE bruges efter udlobsdatoen.

#### **Uønskede hændelser**

Ukorrekt funktion af et implanteret XenoSure biologiske kompressor fremkalder symptomer, der er identiske med symptomer, der opstår fra mangler i det naturlige organ. Det er den implanterende kirurgen ansvar at informere patienten om de symptomer, der angiver ukorrekt funktion af det XenoSure biologiske kompressor.

1. Glutaraldehydbehandlet væv kan blive utsat for en forsiktig immunreaktion med efterfølgende vævsnedbrydning. Fordelene ved at bruge XenoSure biologiske kompresser skal opvejes mod den eventuelle risiko for forsiktig vævsnedbrydning.
2. Glutaraldehydrestet udgør en risiko for toksikologiske følgevirkninger. Gennemførelse af den relevante skyleprocedure som anført i brugsanvisningen reducerer glutaraldehydresterne på kompresser til et acceptabelt niveau og reducerer dermed risikoen for akutte toksikologiske følgevirkninger betydeligt. Gennemgang af publiceret litteratur har ikke resulteret i en fastsat, sikker grænse for glutaraldehyddeksposering ved implantation i vaskulaturen. Risiciene øges ved implantation af store mængder glutaraldehydbehandlet væv eller hos patienter med mindre kropsmasse. Fordelene ved brugen af biologisk XenoSure biologiske kompresser skal opvejes mod den mulige risiko for toksikologiske følgevirkninger.
3. Dyreforsøg med bovin perikardie har rapporteret om forkalkning og histologiske tegn på nedbrydning som en bivirkning. Konstateringer omfatter fagocytose med ledsgangende kronisk, inflammatorisk infiltration på berøringsfladen mellem det bovine perikardie og det omkringliggende værtsvæv med fokal nedbrydning af implantatkollagen, der stemmer overens med en vært-mod-transplantat-reaktion.

#### **Levering**

XenoSure biologiske kompresser leveres sterile og ikke-pyogene i en forseglet beholder. MÅ IKKE RESTERILISERES. Kompresserne opbevares i en steril, fosfatbuffereret, fysiologisk saltvandsoplosning, der indeholder 0,2% glutaraldehyd. Sterilitet garanteres, hvis emballagen er uåbnet, og forseglingen er ubeskadiget. Ubrugte sektioner skal anses som ikke-sterile og kasseres.

#### **Brugsanvisning**

Vælg den XenoSure biologiske kompressor model, som er relevant for den slags procedure, der skal udføres. XenoSure biologiske kompresser kan tilskrives til den størrelse, der er relevant for en given reparation. XenoSure biologiske kompresser er KUNTIL ENGANGSBRUG.

#### **Klargøring af kompresser**

Kirurgiske handsker skal vaskes omhyggeligt for at fjerne alle pulverrester førud for håndtering af det XenoSure biologiske kompressor. Kontroller oplysningerne på glasmærkaten for at bekrafte valget af den korrekte XenoSure biologiske komprestorrelse.

DET XENOSURE BIOLIGISCHE PLASTER MÅ IKKE BRUGES, HVIS BEHOLDEREN ER BESKADIGET, ELLER HVIS FORSEGLINGEN ER BRUDT. Produktet må ikke kasseres. Kontakt din distributør for yderligere vejledning.

#### **Skylleprocedure**

Den relevante skylleprocedure skal overholdes for at reducere patienters eksponering for glutaraldehydrest.

Fjern den udvendige plastikforselgning, som tydeligt viser, hvis der er pillet ved den, og skru beholderens låg af. Beholderens indhold er steril og skal håndteres aseptisk for at forhindre kontaminerings. Beholderens udvendige side er ikke steril og må ikke komme ind i det sterile felt.

XenoSure biologiske kompresser tages ud af glasbeholderen ved at gribe fat om nettet med behandskede hænder eller en steril tang, hvilket tillader dræning af overskydende saltvandsoplosning tilbage i glasbeholderen.

Når den er taget ud af glasbeholderen, skal nettet med XenoSure biologiske kompresser nedsækkes i den sterile, fysiologiske saltvandsoplosning.

Omrør forsigtigt XenoSure biologiske kompresser i skålen ved hjælp af den samme tang. Lad XenoSure biologiske kompresser ligge i skyleskålen, indtil kirurgen har brug for den.

Hvil lægen skønner det fordelagtigt kan skylleopløsningen indeholde bacitracin (500 enheder pr ml) eller cefalexin (10 mg/ml), idet tests har påvist, at XenoSure® bovin, pericardialt plastermateriale ikke påvirkes negativt af behandling med disse antibiotika. Effekten af andre antibiotika, eller langtids effekten disse antibiotika har på XenoSure® bovin, pericardialt plastermateriale er ikke blevet testet. Anvend kun antibiotika som indikeret af antibiotikaproducenten.

Kompresserne kræver en skylletid på 2 minutter i 500 ml saltvand.

#### **Implantation**

Under implantation skal det XenoSure biologiske kompresser renses hypotigt med steril, fysiologisk saltvandsoplosning for at forhindre udtrørring.

#### **Kirurgisk teknik**

Det ligger uden for denne brugervejlednings område at vejlede kirurgen i specifikke reparationsteknikker. LeMaitre Vascular, Inc. formoder, at enhver kirurg, der udfører ovennævnte operationer, har modtaget tilstrækkelig undervisning og har grundigt kendskab til vigtig videnskabelig litteratur.

#### **Klinisk erfaring**

Bovine perikardieplastre er blevet anvendt med succes i intrakardiale reparationsprocedurer i de sidste 25 år med fremragende kliniske resultater. Offentliggjorte data omkring sådan anvendelse er at finde i lægelig litteratur.

På nuværende tidspunkt er holdbarheden af fastgjort bovin perikardieplastre på lang sigt ukendt. De kliniske fordele ved at bruge dette materiale sammen med dets kendte egenskaber skal oppejres mod dets holdbarhed på lang sigt, som ikke er fastlagt i øjeblikket.

#### **Begrænset produktgaranti, begrænsning af retsmidler**

LeMaitre Vascular, Inc. garanterer, at der er udvist rimelig omhu under fremstillingen af denne anordning. Med undtagelse af, hvad der er udtrykkeligt fremsat heri, FREMSÆTTER LEMAITRE VASCULAR (SOM BRUGT I DÉTTE AFSNIT OMFAFTER SÅDANT UTRYK LEMAITRE VASCULAR, INC., DERES DATTERSLSKABER OG DERES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, BESTYRELSESMEDLEMMER, LEDERE, DIREKTØRER OG REPRÆSENTANTER) INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅDE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE ANORDNING, HVAD ENTEN DET OPSTÅR EFTER LOVEN ELLER PÅ ANDEN VIS (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI AF SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) OG FRASIGER SIG HERMED DET SAMME. LeMaitre Vascular kommer ikke med nogen fremstilling vedrørende egnethed til en bestemt behandling, hvor denne anordning anvendes. Denne beslutning er udelukkende køberens ansvar. Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis køberen eller en tredjepart mishandler eller misbruger eller ikke opbevarer denne anordning korrekt. Den eneste misligholdelsesbeføjelse for denne begrænsede garanti skal være ombrytning af, eller refundering af købsprisen på, denne anordning (ud fra LeMaitre Vasculars eget valg), efter køberen har returneret anordningen til LeMaitre Vascular. Denne garanti skal udløbe på denne anordnings udlobsdato.

UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER SKAL LEMAITRE VASCULAR VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, RESULTERENDE, SPECIEL ELLER PØNTALT BEGRUNDET ERSTATNING. UNDER INGEN OMSTÅNDIGHEDER VIL LEMAITRE VASCULARS SAMLEDE ANSVAR MED HENSYN TIL DENNE ANORDNING, UANSET ÅRSAG, UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, HVAD ENTEN KONTRAKT, ERSTATNING, OBJEKТИVT ANSVAR ELLER ANDET, OVERSTIGE ET TUSINDE DOLLARS (US\$ 1.000), UANSET OM LEMAITRE VASCULAR ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT TAB OG DESUAGTET MANGLENDE OPFYLDELSE AF RETSMIDLETS OBLIGATORISKE FORMÅL. DISSE BEGRÆNSNINGER GÄLDER FOR ALLE TREDJEPARTS ERSTATNINGSKRAV.

En revisions- eller udstedelsesdato for denne vejledning fremgår på bagsiden af denne brugervejledning til brugers information. Hvis der er gået fireogtyve (24) måneder mellem denne dato og produktanvendelsen, bør brugeren kontakte LeMaitre Vascular for at finde ud af, om der findes yderligere produktinformationer.

**XenoSure® biologiska kompresser**  
(modellnummer PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
PL0506R25, PL0510R25)  
Bearbetad perikardiell vävnad från nötdjur  
Bruksanvisning - Svenska



**Förvaring**

XenoSure® biologiska kompresser bör lagras över 0 °C (32 °F). Undvik platser där extrema temperaturväxlingar kan ske, till exempel nära ledningar för ånga eller varmvatten, luftkonditioneringsskanaler eller i direkt solljus. KYLNING KRÄVS INTE. FRYSNING SKADAR XENOSURE BIOLOGISKA KOMPRESSER ALLVARLIGT OCH GÖR DEN OANVÄNDBAR.

**Beskrivning**

XenoSure® biologiska kompresser består av bitar perikardiell vävnad från nötdjur utvalda från vävnad med minimala defekter. Vävnaden har bearbetats med glutaraldehyd vilket korstänkar kollagenfibrer och minimerar antigenicitet. XenoSure® biologiska kompresser har steriliseras med flytande kemikalier och förpackats i en plastburk som innehåller en steril glutaraldehydösning för förvaring.

XenoSure® biologiska kompresser finns i följande storlekar:

Typ	Storlek (cm)	Form
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

**Bruksanvisning**

XenoSure biologiska kompresser är avsedda att användas som kirurgiskt kompressmaterial för att fästa och stödja suturer som hjälpmedel för suturförstärkning under allmänna kärl- och hjärtoperationer.

**Kontraindikationer**

Inga kända.

**Potentiella komplikationer**

- Restenos
- Bildande av pseudoaneurysmer
- Infektion
- Trombos
- Artärforalkning
- Fibros
- Kärlökclusion
- Dilatation
- Myokardiel infarkt
- Blödning
- Stroke
- Dödsfall

**Varningar**

De komplikationer som huvudsakligen har rapporterats i samband med bovin hjärtäcksvävnad är fibros och infektion. Dessa komplikationer har observerats endast hos en liten minoritet patienter efter implantation av bovin hjärtäcksvävnad.

**Försiktighetsåtgärder**

Alla ansvariga för hantering och preparering av XenoSure® biologiska kompresser måste iakta största försiktighet för att undvika att vävnaden som utgör XenoSure® biologiska kompresser inte skadas.

- ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK. Får inte återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras. Produkten får INTE återanvändas. Endast för engångsbruk. Återanvändning, ombearbetning och/eller omsterilisering av produkten och/eller misslyckande som kan äsamka patienten skada, sjukdom eller dö. Oanvända bitar av XenoSure® biologiska kompresser måste kasseras. Observera produktens "Använd före"-datum.
- GRANSKA den förslutna sterila förpackningen innan den öppnas. Om förslutningen är bruten kan innehållet vara icke-sterilt och orsaka infektion hos patienten. ANVÄND INTE. Kassera inte produkten. Kontakta distributören för instruktioner om hur man ska förvara.
- UTSÄTT INTE enheten för temperaturer under 0°C (32°F). FRYSNING SKADAR XENOSURE BIOLOGISKA KOMPRESSER ALLVARLIGT OCH GÖR DEN OANVÄNDBAR. FÖRVARA INTE PRODUKTEN KYLD.
- SKÖLJ produkten innan den används i enlighet med avsnittet

"SKÖLJNINGSPROCEDUR" i denna broschyr. Vätskan som XenoSure® biologiska kompresser förvaras i innehåller gluteraldehyd och kan irritera hud, ögon, näsa och hals. **ANDAS INTE IN ÅNGAN FRÅN FÖRVARINGSVÄTSKAN.** Undvik längre hudkontakt och skölj omedelbart området med vatten. I händelse av kontakt med ögonen, uppsök genast läkare. Den flytande kemiska förvaringsvätskan ska deponeras i enlighet med sjukhusets regler.

- Hantera INTE XenoSure® biologiska kompresser med vassa eller spetsiga instrument. Det kan skada produkten.
- Använd INTE XenoSure® biologiska kompresser som har skadats. Produkten säkerhet kan ha äventyrats.
- Försök INTE laga XenoSure® biologiska kompresser. Om XenoSure biologiska kompresser skadas innan den implanteras, byt ut lappen mot en ny XenoSure® biologiska kompressor.
- Omsterilisera INTE. Oanvända bitar ska anses vara icke-sterila och kasseras.
- Utsätt INTE XenoSure® biologiska kompresser för ånga, etylenoxid, kemisk sterilisering eller strålningssterilisering (gammä/elektronstråle). Det kan orsaka skada!
- Använd INTE vassa, skärande suturnålar eller suturer med vass spets. Det kan skada produkten.
- Låt INTE lappen torka under hanteringen.
- Använd INTE produkten efter utgångsdatum.

#### Oönskade effekter

Felaktig funktion hos en implantaterad XenoSure® biologiska kompresser ger identiska symtom som de man får vid defekter hos det kroppseagna organet. Ansvertet för att informera patienten om symtom som indikerar felaktig funktion av XenoSure® biologiska kompresser vilar på den kirurg som utför implantationen.

1. Gluteraldehydbehandlad vävnad kan utsättas för sena angrepp från immunsystemet med efterföljande vävnadsförsämring. Fördelarna med att använda XenoSure® biologiska kompresser måste vägas mot en tankbar risk för sen vävnadsnedbrytning.
2. Rester av gluteraldehyd utgör en risk för toxikologiska effekter. Om de lämpliga sköljningsprocedurer som anges i bruksanvisningen fullföjs, minskas resterna av gluteraldehyd på kompresser till en godtagbar nivå, och därfor reduceras risken för akuta toxikologiska effekter signifikant. En granskning av publicerad litteratur har inte lett till något fastställande av en säker gräns för gluteraldehydexponering vid implantation inom vaskulaturen. Riskena ökar vid implantation av stora mängder gluteraldehydbehandlad vävnad eller på patienter som väger mindre. Fördelarna med att använda XenoSure® biologiska kompresser måste vägas mot de eventuella riskena för toxikologiska effekter.
3. Från djurstudier med bovint pericardium har kalcifiering och histologiska tecken på nedbrytning rapporterats som en oönskad reaktion. Fynden inkluderar fagocytos med medföljande kronisk inflammatorisk infiltrat vid gränsnittet mellan bovint pericardium och omgivande värvävnad med fokal nedbrytning av implantatets kolagen som överensstämmer med en värdf/graftreaktion.

#### Hur produkten tillhandahålls

XenoSure biologiska kompresser levereras sterila och icke-pyrogenera i en förslitna behållare. **FÄR INTE OMSTERILISERAS.** Kompresserna lagras i en fosfatbuffrad steril, fysiologisk saltlösning med 0,2% gluteraldehyd. Sterilitet garanteras om förpackningen är öppnad och förseglingen intakt. Oanvända bitar ska anses vara icke-sterila och kasseras.

#### Bruksanvisning

Väl typ av XenoSure biologiska kompresser som lämpar sig för den procedur som ska genomföras. Storleken på XenoSure biologiska kompresser kan anpassas (skäras eller klippas) till den aktuella reparationen. XenoSure biologiska kompresser är endast avsedd för **ENGÅNGSBRUK**.

#### Preparering av lappen

Kirurghandskarna måste tvättas noggrant för att avlägsna alla rester av pudrar innan man hanterar XenoSure biologiska kompresser. Läs informationen på burkens etikett för att bekräfta att rätt storlek av XenoSure biologiska kompresser har valts. Kontrollera noggrant hela behållaren och säkerhetsförsäglingen så att allt är intakt och utan defekter. **ANVÄND INTE XENOSURE BIOLOGISKA KOMPRESSER OM BURKEN ÄR SKADAD ELLER OM FÖRSÄGLENGEN BRUTITIS.** Kassera inte produkten. Kontakta distributören för instruktioner om hur man ska förvara.

#### Sköljningsprocedur

Den lämpliga sköljningsproceduren måste följas för att reducera patientens exponering för rester av gluteraldehyd. Avlägsna den yttersta säkerhetsförsäglingen av plast och skruva av locket.

Burkens innehåll är steril och måste hanteras aseptiskt för att förhindra kontamination. Utsidan av burken är inte steril och får inte placeras på det sterila området.

Ta upp XenoSure biologiska kompresser ur burken genom att greppa korgpinnen med handskar på eller med steril pincett så att överflödslösning kan rinna av i burken.

När korgen för XenoSure biologiska kompresser har lyfts ur behållaren ska den doppas i steril saltlösning. Använd samma pincett och skaka varsamt XenoSure biologiska kompresser i skålen. Lämna kvar XenoSure biologiska kompresser i skålsskålen tills kirurgen behöver den.

På kirurgens bedömning kan sköljlösningen innehålla bacitracin (500U/ml) eller cefalexin (10mg/ml), eftersom testen har visat att XenoSure® nötkreatur perikardiell patchmaterialen inte påverkas negativt av behandlingen med dessa antibiotika. Effekterna av andra antibiotika eller de långsiktiga effekterna av dessa antibiotika på XenoSure® nötkreatur perikardiell patchmaterial har inte testats. Använd endast antibiotika som antibiotikatillverkaren rekommenderar.

Kompresserna måste sköljas i 2 minuter i 500 ml saltlösning.

#### **Implantation**

Medan implantationen pågår ska XenoSure biologiska kompresser bibehållas fuktigt med hjälp av koksaltlösning. Undersök visuellt båda sidorna av XenoSure biologiska kompresser.

#### **Kirurgisk teknik**

Denna Bruksanvisning omfattar inte instruktioner till kirurgen för enskilda reparationsprocedurer. LeMaitre Vascular, Inc. förutsätter att varje kirurg som genomför ovanstående ingrep har lämplig utbildning för detta och är väl insatt i den vetenskapliga litteratur som rör området.

#### **Klinisk erfarenhet**

Lappar av bovin pericardium har använts framgångsrikt för intrakardiala reparationsprocedurer under de senaste 25 åren med utmärkta resultat. Publicerade data från denna användning står att finna i den medicinska litteraturen.

Vid denna tidpunkt är långtidshållbarheten hos fixerad bovin hjärtäsckvävnad inte känd. De kliniska fördelarna med att använda detta material samt dess kända egenskaper måste vägas mot den nuvarande icke-fastställda hållbarheten på lång sikt.

#### **Begränsad produktgaranti. Begränsad gottgörelse**

LeMaitre Vascular, Inc. garanterar att rimliga försiktighetsmått har iakttagits vid tillverkningen av denna produkt. Förutom vad som uttryckligen anges här, ger LEMAITRE VASCULAR (SÅ SOM DET ANVÄNDS I DETTA AVSNITT, INBEGRIPER DENNA TERM LEMAITRE VASCULAR, INC., DESS DOT-TERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, FUNKTIONÄRER, CHEFER PÅ OLICA NIVÄER OCH OMBUD) INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRTÄDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DENNA PRODUKT, OAVSETT LAGENLIGA GARANTIBESTÄMMELSER ELLER ANNAT (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, VARJE UNDERFÖRTÄDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÅNDAMÅL) OCH FRÄNSÄGER SIG HÄRMED DETTA ANSVAR. LeMaitre Vascular gör inga utfästelser rörande lämpligheten för någon enskild behandling som produkten används för, detta ansvar ålligger endast köparen. Denna begränsade garanti gäller inte i fall av åverkan eller felaktig användning av produkten, eller felaktig förvaring av densamma, av köparen eller tredje part. Enda gottgörelse enligt denna begränsade garanti är utbyte av produkten, eller återbetalning av köpesumman för produkten (efter LeMaitre Vascalars eget gottfinnande) efter att köparen returnerat produkten till LeMaitre Vascular. Denna garanti upphör att gälla vid utgångsdatum för produkten.

LEMAITRE VASCULAR KAN INTE I NÄGOT FALL HÄLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKT SKADA, INDIREKT SKADA, FÖLJSKADA, SÄRSKILD SKADA, SKADESTÅND, ELLER SKADESTÅND SOM FÖRHÖTS I AVSKRÄCKANDE SYFTE ("exemplary damages") UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN LEMAITRE VASCULARS TOTALA ANSVAR I SAMBAND MED DENNA PRODUKT, OAVSETT HUR DET UPPLÄR, ENLIGT AVTALEN, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER I ÖVRIGT, ÖVERSTIGA ETTUSEN DOLLAR (USD 1 000), OAVSETT OM LEMAITRE VASCULAR HAR AVISERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST, OCH OAKTAT DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED EVENTUELL GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLS. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ALLA TREDJE PARTS ANSPRÅK.

Reviderings- eller utgivningsdatum för dessa anvisningar finns på baksidan av Bruksanvisning till användarens ledning. Om produkten används tjugo fyra (24) månader efter detta datum, ska användaren kontakta LeMaitre Vascular för att efterhöra om ytterligare produktinformation finns tillgänglig.

## **Biologische XenoSure®-pledgets**

(Modelnummers PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Pericardiaal weefsel met bewerkte bovieve bestanddelen

Gebruiksaanwijzing – Nederlands



### **Bewaren**

De biologische XenoSure®-pledgets dienen te worden bewaard bij een temperatuur die hoger is dan 0 °C (32 °F). Vermijd locaties met extreme temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld nabij stoom- of warmwaterleidingen, airconditioning-buizen of in direct zonlicht. KOELING IS NIET NOODZAKELIJK. DOOR INVRIEZEN WORDT DE BIOLOGISCHE XENOSURE PLEDGETS ERNSTIG BESCHADIGD EN ONGESCHIKT VOOR GEBRUIK.

### **Beschrijving van het hulpmiddel**

De biologische XenoSure®-pledgets bestaan uit stukjes boven pericardiaal weefsel dat is geselecteerd op minimale weefselaantastingen. Het weefsel is behandeld met glutaraldehyde, waarbij de collageenvezels worden gecrosslinkt en antigeniciteit tot een minimum wordt beperkt. De biologische XenoSure®-pledgets is gesteriliseerd met vloeibare chemicaliën en verpakt in een plastic fles met een steriele bewaaroplossing van glutaraldehyde. De biologische XenoSure®-pledgets zijn in de volgende afmetingen verkrijgbaar:

Model		Maat (cm)	Vorm
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Rechthoekig
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Rechthoekig
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Rechthoekig

### **Indicaties voor gebruik**

De biologische XenoSure®-pledgets zijn bestemd voor gebruik als een chirurgisch pleggetmateriaal voor het vastzetten en ondersteunen van hechtingen en als hulpmiddel bij het versterken van de hechtingen tijdens algemene, vaat- en hartchirurgie.

### **Contra-indicaties**

Geen bekend.

### **Mogelijke complicaties**

- Restenose
- Vorming van pseudoaneurysmen
- Infectie
- Trombose
- Calcificatie
- Fibrose
- Vaatocclusie
- Dilatatie
- Myocardinfarct
- Bloeding
- Beroerte
- Overlijden

### **Waarschuwingen**

De voornaamste complicaties die werden gemeld voor boven pericardiaal weefsel zijn fibrose en infectie. Na implantaatie van het boven pericardiaal weefsel worden die complicaties slechts bij een klein aantal patiënten waargenomen.

### **Voorzorgsmaatregelen**

Alle personen verantwoordelijk voor het hanteren en klaarmaken van de biologische XenoSure®-pledgets moeten uitermate zorgvuldig te werk gaan om beschadiging van het weefsel van de biologische XenoSure®-pledgets te voorkomen.

- Het hulpmiddel NIET opnieuw gebruiken. UITSLUITEND VOOR EENMAALIG GEBRUIK! Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren. Het hulpmiddel opnieuw gebruiken, opnieuw verwerken en/of opnieuw steriliseren kan tot gebreken leiden die letsel, ziekte of overlijden van de patiënt tot gevolg kan hebben. Ongebruikte delen van biologische XenoSure®-pledgets moeten worden weggegooid. Let op de "Uiterste gebruiksdatum" van het product.
- INSPECTEER de verzegelde, steriele verpakking alvorens hem te openen. Als de verzegeling is verbroken is de inhoud mogelijk niet steriel, waardoor de patiënt geïnfecteerd kan raken. HET HULPMIDDEL

**IN DAT GEVAL NIET GEBRUIKEN.** Het product niet weggooien. Neem contact op met uw distribiteur voor verdere instructies.

- Het hulpmiddel NIET BLOOTSTELLEN aan temperaturen onder 0°C (32°F). DOOR INVRIEZEN WORDT DE BIOLOGISCHE XENOSURE-PLEDGETS ERNSTIG BESCHADIGD EN ONGESCHIKT VOOR GEBRUIK. NIET GEKOELD BEWAREN.
- SPOEL het hulpmiddel vóór gebruik volgens de "SPOELPROCEDURE" in dit boekje. De bewaaroplossing voor de biologische XenoSure-pledgets bevat glutaraldehyde en kan irritatie van de huid, ogen, neus en keel veroorzaken. DE DAMP VAN DE BEWAAROPLOSSING NIET INADEMEN. Vermijd langdurig contact met de huid en bij contact het gebied onmiddellijk met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen. De vloeibare, chemische bewaaroplossing moet volgens de procedures van het ziekenhuis worden afgewoerd.
- De biologische XenoSure-pledgets NIET met kneuzende instrumenten hanteren. Hierdoor kan het hulpmiddel beschadigd raken.
- De biologische XenoSure-pledgets NIET gebruiken indien hij beschadigd is. Het hulpmiddel is in dat geval mogelijk niet meer veilig.
- Probeer NIET om de biologische XenoSure-pledgets te repareren. Wanneer de biologische XenoSure-pledgets vóór implantaat beschadigd raakt, moet de biologische XenoSure-pledgets worden vervangen.
- NIET opnieuw steriliseren. Ongebruikte delen moeten als niet-steriel worden beschouwd en moeten worden weggegooid.
- De biologische XenoSure-pledgets NIET blootstellen aan stoom, ethyleenoxide, sterilisatie door chemicaliën of straling (gammastralen/ elektronenstralen). Hierdoor kan schade ontstaan!
- GEEN snijende hechtnaalden of hechtingen met snijpunten gebruiken. Hierdoor kan het hulpmiddel beschadigd raken.
- Laat het weefsel van de biologische XenoSure-pledgets tijdens de hantering NIET uitdrogen.
- Het hulpmiddel NIET gebruiken als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

#### **Bijwerkingen**

Wanneer een geïmplanteerde biologische XenoSure-pledgets niet goed werkt, leidt dit tot symptomen die gelijk zijn aan de symptomen die zich voordoen bij deficiënties in het natuurlijke orgaan. Het is de verantwoordelijkheid van de chirurg die de implantaat uitvoert om de patiënt te informeren over de symptomen die erop duiden dat de biologische XenoSure-pledgets niet goed werkt.

1. Met glutaraldehyde behandeld weefsel kan door het immunsysteem vertraagd worden aangevallen met daaropvolgende weefselaanstorting. De voordelen van het gebruik van de XenoSure-pledgets moeten worden afgewogen tegen het mogelijke risico van aantasting van het weefsel in een later stadium.
2. Resterende glutaraldehyde vormt een risico van toxicologische effecten. Door de juiste spoelprocedure te gebruiken zoals in de gebruiksaanwijzing is vermeld, wordt de hoeveelheid resterende glutaraldehyde op de pledgets verkleind tot een aanvaardbaar niveau en daarmee wordt het risico van acute toxicologische effecten aanzienlijk verminderd. Herziening van gepubliceerde literatuur heeft niet geleid tot een vastgestelde veilige limiet voor blootstelling aan glutaraldehyde bij implantaat in de vasculatuur. De risico's zijn groter wanneer grote hoeveelheden met glutaraldehyde behandeld weefsel worden geïmplanteerd of wanneer patches worden geïmplanteerd bij patiënten met minder massa. De voordelen van het gebruik van de XenoSure-biopatch moeten worden afgewogen tegen het mogelijke risico van toxicologische effecten.
3. Bij onderzoek bij dieren met boven pericardium werd calcificatie gemeld en histologische tekenen van aantasting als ongewenst effect. De bevindingen omvatten faagocytose met daarmee gepaard chronisch inflammator infiltraat op het raakvlak van het boven pericardium en het omliggende weefsel met aantasting van uitsluitend het collageen van het implantaat, vergelijkbaar met de reactie van het eigen lichaamsweefsel op implantaat.

#### **Levering**

De biologische XenoSure-pledgets worden steriel en niet-pyrogeen geleverd in een verzegelde container; NIET OPNIEUW STERILISEREN. De pledgets worden bewaard in een steriele, fosfaatgebufferde fysiologische zoutoplossing die 0,2% glutaraldehyde bevat. Steriliteit is verzekerd wanneer de houder niet geopend en de verzegeling intact is. Ongebruikte delen moeten als niet-steriel worden beschouwd en moeten worden weggegooid.

#### **Gebruiksaanwijzing**

Kies het gewenste model biologische XenoSure-pledgets dat geschikt is voor het type ingreep dat wordt uitgevoerd. De biologische XenoSure-

pledgets kan op de juiste maat voor de reparatie worden gesneden. De biologische XenoSure-pledgets is **UITSLUITEND VOOR EENMALIG GEBRUIK**.

#### **Klaarmaken van de pledges**

Chirurgische handschoenen moeten grondig worden gewassen om alle restanten poeder te verwijderen, voordat de biologische XenoSure-pledgets wordt aangerakt.

Bestudeer de informatie op het etiket van de pot om de keuze van de juiste maat voor de XenoSure-pledget te verifiëren. Inspecteer de gehele houder en de veiligheidsverzegeling zorgvuldig op beschadiging.

DE BIOLOGISCHE XENOSURE-PLEGETS NIET GEBRUIKEN INDIEN DE FLES BE-SCHADIGD OF DE VERZEGELING VERBROKEN IS. Het product niet weggoien. Neem contact op met uw distributeur voor verdere instructies.

#### **Spoelprocedure**

De juiste spoelprocedure moet worden gevolgd om blootstelling van de patiënt aan resterende glutaraaldehyde te verminderen.

Verwijder de plastic verzegeling aan de buitenkant en schroef de dop van het potje. De inhoud van het potje is steril en moet aseptisch worden behandeld om besmetting te voorkomen. De buitenkant van het potje is niet steril en mag niet in het steriele veld komen.

Neem de biologische XenoSure-pledgets uit de pot door de post van het mandje vast te pakken met handschoenen of een steriele pincet, en laat het teveel aan oplageloosheid terug in de pot lekken.

Dompel het mandje van de biologische XenoSure-pledget onder in de steriele fysiologische zoutoplossing zodat het mandje uit de container wordt genomen. Met dezelfde pincet beweegt u de biologische XenoSure-pledget voorzichtig heen en weer in het badje. Laat de biologische XenoSure-pledget in het spoelbad totdat de chirurg hem nodig heeft.

Afhankelijk van het oordeel van de arts mag de spoeloplossing bacitidine (500 U/ml) of cephalaxine (10 mg/ml) bevatten, omdat uit tests is gebleken dat het XenoSure® bovenste pericardiale patchmateriaal niet negatief wordt beïnvloed door behandeling met deze antibiotica. Het effect van andere antibiotica of het langtermijneffect van deze antibiotica op het XenoSure® bovenste pericardiale patchmateriaal is niet onderzocht. Gebruik antibiotica uitsluitend zoals aangegeven door de producent van de antibiotica.

De benodigde spoeltijd voor de pledges is 2 minuten in 500 ml zoutoplossing.

#### **Implantatie**

Tijdens de implantatie het weefsel van de biologische XenoSure-pledgets veelvuldig irrigeren met steriele fysiologische zoutoplossing om uitdrogen te voorkomen.

#### **Chirurgische techniek**

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld om de chirurg te instrueren met betrekking tot specifieke herstelprocedures. LeMaitre Vascular, Inc. gaat ervan uit dat elke chirurg die bovengenoemde handelingen uitvoert, hiervoor voldoende is opgeleid en zeer goed op de hoogte is van de wetenschappelijke literatuur op dit gebied.

#### **Klinische ervaring**

Boviene pericardiale patches zijn in de afgelopen 25 jaar met succes toegepast in intracardiale herstelprocedures, die uitstekende klinische resultaten opleverden. Gegevens over deze toepassing zijn in de medische literatuur terug te vinden.

De duurzaamheid op lange termijn van vastgezet boven pericardiaal weefsel is momenteel onbekend. De klinische voordeelen van het gebruik van dit materiaal in combinatie met de bekende eigenschappen ervan, moeten worden afgewogen tegen de huidige onbekendheid met de duurzaamheid op lange termijn.

#### **Beperkte productgarantie; beperkte oplossingen**

LeMaitre Vascular, Inc. garandeert dat voldoende zorg aan de productie van dit hulpmiddel is besteed. Met uitzondering van wat in deze expliciet wordt genoemd, GEEFT LEMAITRE VASCULAR (ZOALS GENOEMD IN DEZE PARAGRAAF, WAARBU DEZE BENAMING OOK GELDT VOOR LEMAITRE VASCULAR, INC., ZIJN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN HUN MEDEWERKERS, FUNCTIENARISSSEN, DIRECTEUREN, MANAGERS EN AGENTEN) GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICITE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIT HULPMIDDEL, OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP WETGEVING OF ANDERSZINS (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ALLE GEIMPLICERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) EN WUST DIT BIJ DEZEN AF. LeMaitre Vascular voert niets aan inzake de geschiktheid voor enige specifieke behandeling waarbij dit hulpmiddel wordt gebruikt; dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Deze beperkte garantie geldt niet in geval van misbruik of verkeerd gebruik van dit hulpmiddel, of bij het verkeerd bewaren door de koper of een eventuele derde. De enige oplossing bij aanspraak op deze

beperkte garantie is vervanging van het hulpmiddel of restitutie van de aankoopsprijs (uitsluitend ter beoordeling van LeMaitre Vascular), nadat de koper het hulpmiddel aan LeMaitre Vascular heeft geretourneerd. Deze garantie verloopt op de uiterste gebruiksdatum van het hulpmiddel.  
LEMAITRE VASCULAR IS NOOT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, OF SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, OF SMARTENGELD. HET TOTALE BEDRAG VAN DE AANSPRAKELIJKEID VAN LEMAITRE VASCULAR MET BETrekking tot dit hulpmiddel, op welke manier deze ook ontstaat, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, op grond van verbintenis, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zal nooit hoger zijn dan duizend Amerikaanse dollars (USD 1000), ongeacht of LEMAITRE VASCULAR is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade en niettegenstaande het niet realiseren van het essentiële doel van een oplossing. Deze beperkingen gelden voor alle aanspraken van derden.

Ter informatie van de gebruiker is een herziennings- of publicatiедatum van deze instructies vermeld op het achterblad van deze gebruiksaanwijzing. Indien er vierentwintig (24) maanden zijn verstrekken tussen deze datum en gebruik van het product, dient de gebruiker contact op te nemen met LeMaitre Vascular om te controleren of er aanvullende productinformatie beschikbaar is.

## **Βιολογικά επιθέματα XenoSure®**

(Κωδικοί μοντέλων PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
PL0506R25, PL0510R25)

Επεξεργασμένος ιστός από βόειο περικάρδιο  
Φυλλάδιο οδηγηών χρήσης - Ελληνικά



### **Αποθήκευση**

Τα βιολογικά επιθέματα XenoSure® πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία πάνω από 0 °C (32 °F). Αποφεύγετε τοποθεσίες στις οποίες ενέχομένων να υπάρχουν ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, παραδείγματος χάριν, κοντά σε συλληφώνες ατμού ή καυτού νερού, αεραγωγούς κλιματισμού ή στο άμεσο ήλιακο φως. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΗΣ. Η ΕΝΤΟΝΗ ΨΥΧΗ ΘΑ ΒΛΑΦΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ Βιολογικά επιθέματα XenoSure® ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.

### **Περιγραφή συσκευής**

Τα βιολογικά επιθέματα XenoSure® αποτελούνται από τεμάχια ιστού από βόειο περικάρδιο που έχει επλεγεθεί λόγου μηδαμινών στελειών ιστού. Ο ιστός υποβάλλεται σε επεξεργασία με διαδικασία γλουταραλδεύδης, η οποία διασυνδέει χωρτί τις ίνες κολλαγόνους και ελαχιστοποιεί την αντιγονικότητα. Το βιολογικό επίθεμα XenoSure είναι αποστειρωμένο με υγρό χημικό και συσκευασμένο σε πλαστικό βάζο που περιέχει στείρο αποθηκευτικό διάλυμα γλουταραλδεύδης.

Τα βιολογικά επιθέματα XenoSure® διατίθενται στα ακόλουθα μεγέθη:

Μοντέλο	Μέγεθος (cm)	Σχήμα
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

### **Ενδείξεις χρήσης**

Τα βιολογικά επιθέματα XenoSure προορίζονται για χρήση ως χειρουργικό υλικό επιθεσης για τη στερέωση και υποστήριξη ραμμάτων και για τη διευκόλυνση της αντιστροφής των ραμμάτων κατά τη δάρκεια γενικής χειρουργικής, αγγειοχειρουργικής και καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

### **Αντενδείξεις**

Καμία γνωστή.

### **Πιθανές επιπλοκές**

- Επαναστένωση
- Ανάπτυξη θευδοσανευρύσματος
- Λοίμωξη
- Θρόμβωση
- Αποτιτάνωση
- Ινωση
- Αγγειακή έμφραξη
- Διάταση
- Εμφραγμά του μυοκαρδίου
- Αιμορραγία
- Εγκεφαλικό επεισόδιο
- Θάνατος

### **Προειδοποίησης**

Οι κυριότερες επιπλοκές που έχουν αναφερθεί για βόειο περικαρδιακό ιστό είναι η ίνωση και η μόλυνση. Αυτές οι επιπλοκές παρατηρούνται μόνο σε μικρή μειοψηφία ασθενών μετά από την εμφύτευση του βόειου περικαρδιακού ιστού.

### **Προφυλάξεις**

Όλα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό και την προετοιμασία του βιολογικά επιθέματα XenoSure πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά για την αποφυγή ζημιάς στον ιστό του βιολογικά επιθέματα XenoSure.

- ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ. Μην επαναχρησιμοποιείτε, επανεπεξεργάζεστε ή επαναποτειρώνετε. ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για μία μόνο χρήση! Επαναχρησιμοποιηθη, επανεπεξεργασία /και επαναποτειρώση της συσκευής ή/και βλάβη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς. Τα μη χρησιμοποιημένα κομμάτια του βιολογικά επιθέματα XenoSure πρέπει να απορρίπτονται. Λάβετε υπόψη την ημερομηνία λήξης του προϊόντος («χρήση έως»).
- ΕΠΙΟΣΩΡΗΣΤΕ τη σφραγισμένη στέρα συσκευασία πριν την ανοίξετε. Εάν έχει διαρρηχθεί η σφραγίδα, τα περιεχόμενα μπορεί να μην είναι στείρα και μπορεί να προκαλέσουν λοιμωξη στον ασθενή. ΜΗΝ ΤΑ

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ.** Μην απορρίπτετε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περαιτέρω οδηγίες.

- ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C (32°F). Η ΨΥΞΗ ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑ XenoSure KAI ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΤΟ ΟΥΑΣΣΕΤΕ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΞΗΣ.
- ΕΚΠΛΥΝΕΤΕ τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ» στα παρόν φυλλάδιο πριν τη χρησιμοποίηση. Το διάλυμα αποθήκευσης για το βιολογικά επιθέμα XenoSure περιέχει γλουταραλδεΰδη και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα της μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΆΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα και ξεπλύνετε αμέσως την εκτεθειμένη περιοχή με άφρον νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το υγρό χρηματικό διάλυμα αποθήκευσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία του νοσοκομείου.
- ΜΗΝ γειρίζεστε το βιολογικά επιθέμα XenoSure με τραυματικά εργαλεία. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κανένα βιολογικά επιθέμα XenoSure που έχει υποστεί ζημιά. Μπορεί να έχει αλλοιωθεί η ακεραίτητα της συσκευής.
- ΜΗΝ επιχειρείτε να επιδιορθώσετε το βιολογικά επιθέμα XenoSure. Αν παρουσιαστεί ζημιά στο βιολογικά επιθέμα XenoSure πριν από την εμφύτευση, αντικαταστήστε το βιολογικά επιθέμα XenoSure.
- ΜΗΝ επαναπαστειρώνετε. Τα μη χρησιμοποιημένα τμήματα πρέπει να θωρηφθούν μη στερα και να απορριφθούν.
- ΜΗΝ εκθέτετε το βιολογικά επιθέμα XenoSure σε αποστείρωση με ατμό, αιθυλενοξείδιο, χημικές ουσίες ή ακτινοβολία (ακτίνα γάμμα/ ήλεκτρονίων). Μπορεί να προκληθεί ζημιά!
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βελόνες κοπής ραμμάτων ή ράμματα με ενοχυμένα σημεία κοπής. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή.
- ΜΗΝ αφήνετε τον ιστό του επιθέματος να στεγνώσει κατά τον χειρισμό του.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά την ημερομηνία λήξης της.

#### **Ανεπιθύμητες ενέργειες**

Η μη κανονική λειτουργία ενός εμφυτευμένου βιολογικά επιθέματος XenoSure προκαλεί συμπτώματα όμοια με τα συμπτώματα που προκύπτουν από αλλοιωσίες στα φυσικά όργανα. Αποτελεί ευθνήτη του ιατρού που πραγματοποιεί την εμφύτευση να ενημερώσει τον ασθενή για τα συμπτώματα που καθορίζουν την ακατάλληλη απόδοση/λειτουργία του βιολογικά επιθέματος XenoSure.

1. Ο επεξεργασμένος με γλουταραλδεΰδη ιστός μπορεί να υποστεί οψιη μπροστί μετά από τη χρήση του βιολογικού επιθέματος XenoSure πρέπει να εκτιμηθούν έναντι των ενδεχομένων κινδύνων επακόλουθου εκφύλισμού του ιστού.
2. Η υπολειμματική γλουταραλδεΰδη ενέχει κίνδυνο τοξικολογικών επιδράσεων. Η ολοκλήρωση της κατάλληλης διαδικασίας έκπλυσης όπου παρατίθεται στις οδηγίες χρήσης μελώνει την υπολειμματική γλουταραλδεΰδη στο επιθέμα σε ένα απόδεκτό επίπεδο και, συνεπώς, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο οξείων τοξικολογικών επιδράσεων. Από την εξέταση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας δεν πρόκειψε κάποιο καθιερωμένο ασφαλές όριο για την εκτίμηση στην γλουταραλδεΰδη σταν εμφυτεύεται εντός του ογγειακού συστήματος. Οι κίνδυνοι αυξάνονται κατά την εμφυτευση μεγάλων ποσοτήτων ιστού κατεργασμένου με γλουταραλδεΰδη ή σε ασθενείς με μικρότερη μάτι. Τα οφέλη από τη χρήση του βιολογικού εμβαλώματος XenoSure πρέπει να σταθμιστούν έναντι του πιθανού κινδύνου των τοξικολογικών επιπτώσεων.
3. Μελέτες σε ζώα με βοείο περικαρδίο έχουν καταδέξει αυβεστοποίηση και ιστολογικές ενδείξεις εκφύλισμού ως ανεπιθυμητές αντιδράσεις. Τα ευρήματα συμπεριλαμβάνουν φαγοκυττάρωση με συνοδευόμενο χρόνιο φλεγμονώδες διήθημα στον διάμεσο χώρο μεταξύ του βρειού περικαρδίου και του περιβάλλοντος ζενιστή ιστού με εστιακή κατάπτωση κολλαγάνου εμφυτεύματος συνεπή με την αντιδραση ζενιστή έναντι εμφυτεύματος.

#### **Τρόπος διάθεσης**

Τα βιολογικά επιθέματα XenoSure διατίθενται αποστειρωμένα και μη πυρετογόνα σε σφραγισμένο δοχείο. ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΕ. Τα επιθέματα φυλλάσσονται σε στεριό, ρυθμισμένο με φωσφορικά, διάλυμα φυσιολογικού ορού που περιέχει 0,2% γλουταραλδεΰδη. Η στειρότητα διασφαλίζεται εάν η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί και η σφραγίδα δεν έχει υποστεί ζημιά. Τα μη χρησιμοποιημένα τμήματα πρέπει να θωρηφθούν μη στερα και πρέπει να απορριφθούν.

### **Οδηγίες χρήσης**

Επιλέξτε το μοντέλο βιολογικά επιθέματα XenoSure που απαιτείται για τον τύπο της επέμβασης που πραγματοποιείτε. Το βιολογικά επιθέματα XenoSure μπορεί να κοπεί σε μέγεθος κατάλληλο για συγκεκριμένη αποκατάσταση. Το βιολογικά επιθέματα XenoSure προορίζεται για **ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ**.

### **Προετοιμασία των επιθέματων**

Πρέπει να πλένετε καλά τα χειρουργικά γάντια για να αφαιρεθεί κάθε ποσότητα κονίας (πουνόρας) πριν τον χειρισμό του βιολογικά επιθέματα XenoSure.

Ελέγχετε τις πληροφορίες της ετικέτας του βάζου, για να επαληθεύσετε την επιλογή του σωστού μεγέθους βιολογικού επιθέματος XenoSure.

Επιθεωρήστε προεκτικά ολόκληρο τον περιέκτη συσκευασίας για τυχόν εμφανείς ζημιές της σφραγίδας ένδειξης παροβίασης.

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΤΟΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΤΟ ΒΑΖΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΤΕΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ.**

Μην απορρίπτετε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για περαιτέρω οδηγίες.

### **Διαδικασία έκπλυσης**

Η κατάλληλη διαδικασία έκπλυσης προκειμένου να μειωθεί η έκθεση των σιθενών στην υπολειμματική γλουταραλδεϋδη.

Αφαιρέστε την εξωτερική πλαστική σφραγίδη, ένδειξη μη παραβίασης, και ξεβιώστε το καπάκι του δοχείου. Τα περιεχόμενα του δοχείου είναι στείρα και ο χειρισμός τους πρέπει να είναι ασητητικός για να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση. Το εξωτερικό μέρος του δοχείου συσκευασίας δεν είναι αποστειρωμένο και δεν πρέπει να εισάγεται σε αποστειρωμένο πεδίο.

Αφαιρέστε από βάζο το βιολογικά επιθέματα XenoSure πλανοντας την προεξοχή του καλάθου με γαντιοφορεμένα χέρια ή αποστειρωμένη λαβίδα, αφήνοντας το πλεονάζον διάλυμα φύλαξης να στραγγίσει στο βάζο.

Μόλις αφαιρέσθε από το δοχείο, βιδάστε τον καλάθο του βιολογικού επιθέματος XenoSure στο στείρο διάλυμα φυσιολογικού ορού.

Χρησιμοποιώντας την ίδια λαβίδα, αναδένετε με ήπιο τρόπο το βιολογικό επίθεμα XenoSure μέσα στη λεκάνη. Αφήστε το βιολογικά επίθεμα XenoSure να παραμείνει στη λεκάνη έκπλυσης μεχρι να χρειαστεί ο χειρουργός.

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του χειρουργού το διάλυμα έκπλυσης μπορεί να περιέχει βακτηρακύν (500 U/ml) ή κεφαλεξίνη (10 mg/ml), καθώς δοκιμές έχουν δείξει ότι το υλικό επιθέματος από βέσιο περικάρδιο XenoSure® δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτά τα αντιβιοτικά. Οι επιπτώσεις όλων αντιβιοτικών ή οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των αντιβιοτικών πάνω στο υλικό επιθέματος από βέσιο περικάρδιο XenoSure® υλικό έχουν ελεγγεθεί. Χρησιμοποιήστε τα αντιβιοτικά μόνο όπως υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή των αντιβιοτικών.

Τα επιθέματα πρέπει να ξεπλυθούν για 2 λεπτά σε 500 ml φυσιολογικού ορού.

### **Εμφύτευση**

Κατά την εμφύτευση, κατατοίκετε τον ιστό του βιολογικά επιθέματα XenoSure συγχρά με στείρο φυσιολογικό ορό ώστε να μην στεγνώσει.

### **Χειρουργική τεχνική**

Η καθοδήγηση του χειρουργού σε συγκεκριμένες επεμβάσεις αποκατάστασης δεν εμπίπτει στον σκοπό του παρόντος φυλλαδίου οδηγιών χρήσης. Η εταιρεία LeMaitre Vascular Inc. υποβέβαι οτι ο ποιοσδήποτε χειρουργός πραγματοποιεί τις παραπάνω αναφερόμενες χειρουργικές επεμβάσεις, διαθέτει επαρκή εκπαίδευση και είναι εξοικειωμένος σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.

### **Κλινική εμπειρία**

Τα βάσια περικαρδιακά επιθέματα έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε επεμβάσεις ενδοκαρδιακής αποκατάστασης τα τελευταία 25 χρόνια με εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα. Δημοσιευμένα δεδομένα αυτής της χρήσης διατίθενται στην ιατρική βιβλιογραφία.

Επί του παρόντος, η μακροχρόνια αιτογή του σταθερού βέσιου περικαρδιακού ιστού είναι αγνωστη. Τα κλινικά οφέλη από τη χρήση αυτού του υλικού σε συνδύσματο με τα γνωστά χαρακτηριστικά του πρέπει να εκτιμηθούν έναντι της τρέχουσας μη διαπιστωμένης μακροχρόνιας αντοχής του.

**Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος, περιορισμός επανορθώσεων**  
Η LeMaitre Vascular, Inc. εγγυάται ότι έχει ασκήσει εύλογη επιμέλεια για την κατασκευή αυτής της συσκευής. Εκτός και εάν αναφέρεται ρήτα στην παρόντο, Η LEMAITRE VASCULAR (ΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ LEMAITRE VASCULAR, INC., ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) ΑΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,

**ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ) ΚΑΙ ΜΕΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΑΙΟ. Η LeMaitre Vascular δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση σχετικά με την καταληξτή για συγκεκριμένη θεραπεία στην οποία χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή, της οποίας ο προσδιορισμός αποτελεί ευθύνη μόνο του αγοραστή. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση κατάχρησης ή εσφαλμένης χρήσης ή αποτύχιας κατάλληλης αποθήκευσης αυτής της συσκευής από τον αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η μοναδική επανόρθωση για την παραβίαση αυτής της περιορισμένης εγγύησης θα είναι η αντικατάσταση ή η αποζημίωση της τιμής αγοράς για αυτή τη συσκευή (στη μοναδική επλογή της LeMaitre Vascular) μετά την επιστροφή της συσκευής από τον αγοραστή στη LeMaitre Vascular. Αυτή η εγγύηση θα λήξει την ημερομηνία λήξης αυτής της συσκευής.**

**ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η LEMAITRE VASCULAR ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ LEMAITRE VASCULAR ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ή ΆΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ (US\$ 1,000), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ Η LEMAITRE VASCULAR ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Μια ημερομηνία αναθεώρησης ή έκδοσης για αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται στην πιστο σελίδα αυτού του φύλλουδου οδηγιών χρήσης για την πληροφόρηση του χρήστη. Έαν έχουν περάσει περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες μεταξύ αυτής της ημερομηνίας και της χρήσης του προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη LeMaitre Vascular για να δει αν υπάρχουν διαθέσιμες επιπρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν.**

## XenoSure® Biyolojik Sargılar

(Model PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25, PL0506R25,

PL0510R25)

İşlenmiş bovin perikard dokusu

Kullanım Talimatları - Türkçe



### Saklama

XenoSure® Biyolojik Sargıları 0°C'nin (32°F) üzerinde saklanmalıdır. Buhar veya sıcak su borularının, havalandırma kanallarının yakınında veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı sıcaklık değişikliklerinin olabileceği konumlardan kaçının. REFRIGERASYON ŞART DEĞİLDİR. DONDURULMASI, XENOSURE BIYOLJIK SARGILAR CİDDİ ŞEKLDE ZARAR VERİR VE KULLANILMAZ HALE GETİRİR.

### Cihaz Tanımı

XenoSure® Biyolojik Sargıları, minimal doku lekeleri için seçilen adet siğır perikard dokusundan olusur. Doku, koljen fiberleri capraz bağlayan ve antijeniteyi minimize eden bir glutaraldehid işleminden geçirilir. XenoSure® Biyolojik Sargıları, swi kimyasalla sterilize edilmiş ve steril glutaraldehid saklama solusyonu içeren plastik bir kavanozda ambalajlanmıştır. XenoSure® Biyolojik Sargıları aşağıdaki boyutlarında mevcuttur:

Model	Boyut (cm)	Şekil
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm Dikdörtgen
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm Dikdörtgen
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm Dikdörtgen

### Kullanım Endikasyonları

XenoSure Biyolojik Sargıları, genel, vasküler cerrahi ve kalp cerrahisi sırasında sütürleri sağlamala alıp desteklemek ve dikişin desteklenmesine yardımcı olmak için cerrahi bir tampon materyali olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### Kontrendikasyonlar

Bilinen kontrendikasyonu yoktur.

### Advers Olaylar

- Restenoz
- Psodoanevrizma oluşumu
- Enfeksiyon
- Tromboz
- Kalsifikasyon
- Fibroz
- Damar oklüzyonu
- Dilatasyon
- Miyokard Enfarktüsü
- Kanama
- Strok
- Ölüm

### Uyarılar

Bovin perikardiyal dokuya ilgili bildirilen ana komplikasyonlar fibroz ve enfeksiyondur. Bu komplikasyonlar bovin perikardiyal dokunun implantasyonundan sonra hastaların sadece küçük bir azınlıkta gözlemlenmiştir.

### Önlemler

XenoSure Biyolojik Sargıları taşınaması ve hazırlanmasından sorumlu tüm kişiler XenoSure Biyolojik Sargıları dokusunun zarar görmesini önlemek için özen göstermelidir.

- YALNIZCA TEK KULLANIM İÇİNDİR. Tekrar kullanmayın, tekrar işleme sokmayın veya tekrar sterilize etmeyin. Cihazın tekrar kullanımı, tekrar işleme sokulması ve/veya tekrar sterilizasyonu hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilir. XenoSure Biyolojik Sargıları kullanılmış parçaları atılmalıdır. Ürünün "Son Kullanma" tarihine dikkat edin.
- Ağmadan önce kapalı, steril ambalajı İNCELEYİN. Açılmışsa, içindekiler steril olamayabilir ve hastada enfeksiyona neden olabilir. KULLANMAYIN. Ürünü atmayın. Kapsamlı talimatlar için lütfen distribütörünüzle temasla geçin.
- Cihazı 0°C'nin (32°F) altında sıcaklıklara MARUZ BIRAKMAYIN. DONDURULMASI, XenoSure Biyolojik Sargıları CİDDİ ŞEKLDE ZARAR VERİR VE KULLANILMAZ HALE GETİRİR. REFRIGERASYON ALTINDA SAKLAMAYIN.

- Kullanmadan önce, bu kitapçığın "DURULAMA PROSEDÜRÜ" bölümü uyarınca cihazı DURULAYIN. XenoSure Biyolojik Sırgıları saklama solüsyonu glutaraldehit içerir ve cilt, gözler, burun ve boğazda tahrife neden olabilir. SAKLAMA SOLÜSYONU BUHARINI SOLUMAYIN. Cıltle uzun süreli temasından kaçının ve bölgeyi derhal su ile yıkayın. Gözlerle temas etmesi halinde, derhal tıbbi yardım alın. Sıvı kimyasal saklama solüsyonu hastane prosedürü doğrultusunda atılmalıdır.
- XenoSure Biyolojik Sırgıları travmatik aletlerle TUTMAYIN. Bu durum cihaza zarar verebilir.
- Hasarlı bir XenoSure Biyolojik Sırgıları KULLANMAYIN. Cihaz bütünlüğü bozulabilir.
- XenoSure Biyolojik Sırgıları onarmaya ÇALIŞMAYIN. XenoSure Biyolojik Sırgıları implantasyondan önce zarar görürse, XenoSure Biyolojik Sırgıları değiştirin.
- Tekrar sterilize ETMEYİN. Kullanılmamış bölümlerin steril olmadığı var sayılmalı ve atılmalıdır.
- XenoSure Biyolojik Sırgıları buhara, etilen okside, kimyasal veya radyasyon (gamma/elektron ışını) sterilizasyonuna MARUZ BIRAKMAYIN. Zarar görebilir.
- Kesme sütür iğneleri veya kesme noktalı kolu sütür KULLANMAYIN. Bu durum cihaza zarar verebilir.
- Taşıma sırasında yama dokusunun kurumasına İZNİ VERMEYİN.
- Cihazın son kullanma tarihi geçmisi KULLANMAYIN.

#### **Advers Etkiler**

Implante edilmiş bir XenoSure Biyolojik Sırgıları düzgün işlev göstermemesi doğal organındaki yetmezliklerden kaynaklanan semptomlara benzer semptomlar üretir. Hastaya XenoSure Biyolojik Sırgıları düzgün işlev göstermediğini işaret eden semptomlar hakkında bilgi vermek implant eden cerrahın sorumluluğudur.

1. Glutaraldehit işlem görmüş doku, bağırsızlık sistemi tarafından doku bozulmasına neden olabilecek gecikmiş bir saldırya maruz kalabilir. XenoSure Biyolojik Sırgıları kullanılmasının faydalaryla gecikmiş doku bozulmasının olası riski karşılaştlararak değerlendirilmelidir.
2. Glutaraldehit kalıntıları içi toksikolojik etki riski mevcuttur. KT'de listelendiği üzere uygun durulama prosedürünün tamamlanması, Sırgıları glutaraldehit kalıntı miktarını kabul edilebilir bir seviyeye düşürecek akut toksikolojik etki riskini önemli ölçüde azaltır. Yayınlanmış literatürün gözden geçirilmesi, damar sistemi içinde implant edildiğinde glutaraldehit maruziyeti için belirlenmiş bir güvenlik limitini ortaya çıkarmamıştır. Glutaraldehit işlem görmüş büyük miktarlarda doku implant edildiğinde veya daha düşük kılolu hastalarda risk artar. XenoSure Biyolojik Sırgıları kullanılmasının faydalanyla toksikolojik etkilerin olası riski karşılaştlararak değerlendirilmelidir.
3. Bovin perikardda yapılan hayvan çalışmalarında advers reaksiyon olarak bozulmanın histolojik emareleri ve kalsifikasyon bildirmiştir. Bulgular arasında implant kolajeninin host ve greft reaksiyonuna uygun şekilde fokal degradasyonu olduğu çevreleyen host doku ile bovin prekard arasındaki arayüzde eşlik eden kronik enflamatuar infiltratlı fagositoz yer almaktadır.

#### **Tedarik Şekli**

XenoSure Biyolojik Sırgıları, kapalı bir kutu içinde steril halde sağlanır ve pirojenik değildir; TEKRAR STERİLİZ ETMEYİN. Tabletler % 0,2 glutaraldehit içeren fosfatla tamponlanmış, steril fizyolojik sıvın solüsyonunda saklanır. Ambalaj açılmaması ve kapama bozulmamışsa sterillilik garanti edilir. Kullanılmamış bölümlerin steril olmadığı var sayılmalı ve atılmalıdır.

#### **Kullanma Yönergeleri**

Gereklenecek prosedür tipi için uygun XenoSure Biyolojik Sırgıları modelini seçin. XenoSure Biyolojik Sırgıları herhangi bir onarım için uygun bir boyuta kesilebilir. XenoSure Biyolojik Sırgıları SADECE TEK KULLANIMLIKTIR.

#### **Sırgıları Hazırlığı**

XenoSure Biyolojik Sırgıları tutmadan önce tüm pudra artıklarını temizlemek için cerrahi eldivenler iyice yıkamalıdır. Doğru XenoSure Biyolojik Sırgı boyutunun seçildiğinden emin olmak için kavanoz etiketindeki bilgileri inceleyin. Tüm kabi ve kabin açılıp açılmadığını gösteren mührü dikkatli şekilde inceleyin. KAVANOZ HASAR GÖRMÜŞSE VEYA MÜHÜR BOZULMUŞSA Biyolojik Sırgıları KULLANMAYIN. Ürünü atmayın. Kapsamlı talimatlar için lütfen distribütörünüzle temasla geçin.

#### **Durulama Prosedürü**

Hastaların glutaraldehit kalıntısına maruziyetini azaltmak için, ekli uygun durulama prosedürü takip edilmelidir.

Kabin açılıp açılmadığını gösteren dış plastik mührü çıkın ve kavanoz kapapını açın. Kavanozun içindekiler sterildir ve kontaminasyonu önlemek için aseptik şekilde tutulmalıdır. Kavanozun dışı steril değildir ve steril alana girmemelidir.

Sepetin sapını eldivenli elle veya steril forsepsle tutunarak ve fazlalık saklama solusyonunun kavanoza boşalmasına izin vererek, XenoSure Biyolojik Sargıları çıkarın.

Kutadan çıkarıldığında, XenoSure Biyolojik Sargı sepetini steril fizyolojik salin solusyonuna batırın. Aynı forsepsi kullanarak XenoSure Biyolojik Sargıyi kabin içinde hafifçe çalaklayın. XenoSure Biyolojik Sargının cerrahin istediği süre boyunca durulama kabında kalmasına izin verin.

Yapılan testlerde, XenoSure® bovin perikardiyal yama materyalinin bu antibiyotiklerin kullanımını ile yapılan tedavilerden advers olarak etkilenmemediği görüldüğünden, cerrahin takdirine bağlı olarak durulama solusyonu (500 U/ml) basitrasin veya (10 mg/ml) sefaleksin içerebilir. Diğer antibiyotikleri etkileri ve bu antibiyotiklerin XenoSure® bovin perikardiyal yama materyali üzerindeki uzun dönemili etkileri test edilmemiştir. Antibiyotikleri yalnızca antibiyotik üreticisinin belirttiği şekilde kullanın.

XenoSure Biyolojik Sargıları özel boyutlarda mevcuttur, özel bir yamanın kullanımı hesaplanmış bir durulama prosedürü gerektirir. Durulama süresini ve gereken salını belirlemek için, "Özel Yama Durulama Prosedürü" nü kullanın.

Tabletlerin 500 ml salın içinde 2 dakika durulanması gereklidir.

#### **İmplantasyon**

İmplantasyon sırasında, kurumasını önlemek için XenoSure Biyolojik Sargıları sterili salinle sık sık ıslatın.

#### **Cerrahi Teknik**

Cerraha spesifik onarım prosedürleri konusunda talimatlar vermek bu Kullanım Talimatları kitapçığının kapsamının dışındadır. LeMaitre Vascular, Inc. yukarıdaki operasyonları gerçekleştirirken cerrahın yeteri eğitimi aldığına ve ilgili bilimsel literatürü iyice aına olduğunu var sayar.

#### **Klinik Deneyim**

Bovin perikard yamalar son 25 yıldır intrakardiyak onarım prosedürlerinde mükemmel klinik sonuçlar aralarak başarıyla kullanılmıştır. Bu tip kullanım hakkındaki yayımlanmış veriler tıbbi literatürde bulunabilir. Şu anda, sabitlenmiş bovin perikard dokusunun uzun vadeli kalıcılığı bilinmemektedir. Bu materyalin kullanımındaki klinik avantajlar ve bilinen özellikleri, şu anki belirlenmemiş uzun vadeli kalıcılığı karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

#### **Sınırlı Ürün Garantisi; Yasal Yolların Sınırlandırılması**

LeMaitre Vascular, Inc. bu cihazın üretiminde makul derecede özenin gösterildiğini garanti eder. Burada açıkça belirtilenler hariç, LEMAITRE VASCULAR (BU BÖLÜMDE KULLANILDIĞI ŞEKİLLE, BU TERİM LEMAITRE VASCULAR INC., BAĞIŞ KURULUŞLARI VE İLGİLİ ÇALIŞANLARI, MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ, MÜDÜRLERİ VE AJANLARIN KAPSAR) BU CIHAZLA İLGİLİ KANUNDAN VEYA DİĞER SEBEPLERDEN (SATILABILIRLIK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMMİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE) DOĞAN AÇIK VEYA ZİMMİ HİÇBİR GARANTI VERMEZ VE BU NEDENLE BENZERLERİNİ DE YOK SAYAR. LeMaitre Vascular bu cihazın kullanıldığı belirli bir tedaviye uygunluğu ilgili hiçbir beyanda bulunmaz ve bunun kararı tamamen alıcıının sorumluluğundadır. Bu sınırlı garanti bu cihazın alıcısı veya üçüncü bir tarafa kötü veya yanlış kullanımı veya doğru şekilde depolamaması durumlarını kapsamaz. Bu sınırlı garantinin ihali durumunda tek çözüm, satın alınan cihazı LeMaitre Vascular firmasına iade etmesini takiben (LeMaitre Vascular şirketinin kararı uyarınca) bu cihazın değiştirilmesi veya satın alma ücretinin geri ödemesidir. Bu garanti bu cihazın son kullanma tarihinden sonra erecektir.

HİÇBİR DURUMDA LEMAITRE VASCULAR DOĞRUDAN, DOLAYLI, NETİCESEL, ÖZEL, CEZAI VEYA İBRETLİ HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİL HİÇBİR SORUMLULUK KURAMI ÇERÇEVESİNDE, LEMAITRE VASCULAR ŞİRKETİNİN BU CIHAZLA İLGİLİ TOPLAM SORUMLULUĞU, NASIL ORTAYA ÇIKARSA İCKINS, LEMAITRE VASCULAR ŞİRKETİNİN KAYIP OLASILIGINDAN ONCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN VE HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU TEMEL AMACINA ULAŞMASA DAHİ, BİN DOLARI (1.000 USD) GEÇEMEZ. BU SINIRLAMALAR ÜÇUNCU SAHİSLARIN HAK TALEPLERİ İÇİN GEÇERLİDIR. Bu Kullanım Talimatlarının arka sayfasında bu talimatlar için bir revizyon veya yayın tarihi kullanıcının bilgisine sunulmuştur. Bu tarih ile ürün kullanımı arasında yirmi dört (24) ay geçmiş ise kullanıcı ek ürün bilgisinin mevcut olup olmadığını öğrenmek üzere LeMaitre Vascular ile iletişime geçmelidir.

**Biologiset XenoSure®-laput**  
 (Mallinumerot PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
 PL0506R25, PL0510R25)  
 Härän perikardiumista valmistettu käsiteiltä kudos  
 Käyttöohjeet - suomi



#### Säilytys

Biologiset XenoSure®-laput säilytetään yli 0°C:n lämpötilassa (32°F). Vältä paikkoja, joissa saattaa esiintyä erittäin voimakasta lämpötilan vaihtelua, esimerkiksi höyry- tai kuumavesiputken tai ilmastoointikanavien lähellä tai suorassa auringonvalossa. JÄÄKÄAPPISÄILYTYSTÄ EI TARVITA. PAKASTAMINEN VAHINGOITTAAN BIOLOGISET XENOSURE®-LAPUT VAKAVASTI JA MUUTTAA SEN KÄYTÖKELVOTOMAKSI.

#### Laitteen kuvaus

Biologiset XenoSure®-laput koostuvat kappaaleesta härän perikardiumkudosta, joka on valittu kudosikojen vähiimäistämiseksi. Kudos käsitellään glutaraldehydillä, joka silloittaa kollageenikuidut vähentäen näin antigenisyyden minimiin. Biologiset XenoSure®-laput on nestemääriä kemikaali, joka on steriloitu ja pakattu steriliä glutaraldehydia sisältävään säilöntälaukuseen. Biologiset XenoSure®-laput on saatavilla seuraavan kokoisena:

Malli	Koko (cm)	Muoto
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

#### Käyttöindikaatiot

Biologiset XenoSure-laput on tarkoitettu käytettäväksi kirurgisena lappumateriaalina ompeleiden kiinnittämiseen ja kannattamiseen sekä apuna ompeleiden tukemisessa yleisessä, vaskulaarisessa ja sydänkirurgiassa.

#### Kontraindikaatiot

Ei tunneta.

#### Mahdolliset komplikaatiot

- Restenoosi
- Pseudoaneurysman muodostuminen
- Infektioid
- Tromboosi
- Kalkkiutuminen
- Fibroosi
- Suonen tukkeutuminen
- Laajentuminen
- Myokardiaalinen infarkti
- Verenvuoto
- Halvaus
- Kuolema

#### Varoituska

Härän perikardiumkudosta koskevia pääasiallisia eniten ilmoitettuja komplikaatioita ovat fibroosi ja infektioid. Näitä komplikaatioita havaitaan vain pienellä osalla potilaista härän perikardiumkudoksen implantoinnin jälkeen.

#### Varotoimenpiteet

Kaikkien Biologiset XenoSure-laput käsittelevät ja valmistelusta vastaavien henkilöiden on harjoitettava erityistä varovaisuutta, jotta välttytään Biologiset XenoSure-laput kudoksele aiheutuvilta vahingoilta.

- VÄIN KERTAKÄYTÖÖN. Ei saa käyttää, käsitellä tai steriloida uudelleen. Laitteen uudelleenkäytto, uudelleenkäsitteily ja/tai uudelleensterilointi ja/tai sen toimintahäiriö saattavat aiheuttaa potilaan sairauden tai kuoleman. Käytä määttämät Biologiset XenoSure-laput palat on hävitettävä. Pane merkille tuotteen viimeinen käytönpäivä.
- TARKASTA pakkauksen ennen avaamista. Jos sinetti on rikkoutunut, sisältö ei ehkä ole steriliä ja se saattaa aiheuttaa potilaalle infektiota. Ei SAA KÄYTÄÄ. Älä hävitää tuotetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään lisäohjeita varten.
- ÄLÄ altista laitetta alle 0°C:n (32°F) lämpötiloille. PAKASTAMINEN VAHINGOITTAAN Biologiset XenoSure-laput VAKAVASTI JA MUUTTAA SEN KÄYTÖKELVOTOMAKSI. Ei SAA SÄILYTTÄÄ JÄÄKÄAPISSA.

- HUUHTELE laite ennen käyttöä tämän kirjasen "HUUHTELUTOIMENPIDE"-osion mukaan. Biologiset XenoSure-laput säälytysliuos sisältää glutaraldehydiä, ja se saattaa ärsyttää ihoa, silmiä, nenää ja kurkkuja. ÄLÄ HENGITÄ SÄILYTYSLIUOKSEN HÖYRYÄ. Vältä pitkääikaista ihokosketusta ja huuhtele altistunut alue välittömästi vedellä. Mikäli aine joutuu kosketukseen silmien kanssa, hakeudu välittömästi lääkäriin. Nestemäinen kemiallinen säälytysliuos on hävitettävä sairaalan oman toimenpiteen mukaisesti.
- ÄLÄ käsittele Biologiset XenoSure-laput vaurioita aiheuttavilla instrumenteilla. Se saattaa vahingoittaa laitetta.
- ÄLÄ käytä vaurioituneita Biologiset XenoSure-laput. Laitteen eheys saattaa vaarantua.
- ÄLÄ yrityksestä korjata Biologiset XenoSure-laput. Mikäli biologiselle XenoSure-paikalle aiheutuu vaurioita ennen implantointia, vahda biologinen XenoSure-paikka.
- EI SAA steriloida uudelleen. Käyttämättömät osiot on katsottava ei-sterileiksi ja hävitettävä.
- ÄLÄ altista Biologiset XenoSure-laput höyrille, etyleeniosidille, kemialliselle tai sateilyyn perustuvalle (gamma- tai elektronisäde) steriloinnille. Se saattaa aiheuttaa vaurioita!
- ÄLÄ käytä leikkaavia ommeleuloja tai ompelia, joissa on leikkauskohta. Se saattaa vahingoittaa laitetta.
- ÄLÄ anna paikan kudoksen kuivua käsittelyn aikana.
- EI SAA käyttää, jos laitteen viimeinen käyttöpäivä on ohi.

#### Haittavaikutukset

Implantoidun Biologiset XenoSure-laput epäasiainmukainen toiminta johtaa oireisiin, jotka vastaavat tarkalleen luonnollisen elimen putteista johtuvia oireita. Implantovaan kirurgiin vastuuulla on ilmoittaa potilaalle oireista, jotka viittavat Biologiset XenoSure-laput epäasiainmukaiseen toimintaan.

1. Glutaraldehydillä käsitetty kudos saattaa altistua immuuniärjäestelmän myöhäiselle hyökkäykselle ja sen jälkeisele kudoksen heikkenemiselle. Biologisen XenoSure-laput käytön etuja on verrattava kudoksen myöhäisen heikkenemisen mahdolliseen riskiin.
2. Glutaraldehydjäämät muodostavat toksikologisten vaikutusten riskin. Käyttöohjeissa esitetyissä asianmukaisissa huuhtelumenetelyissä suorittaminen vähentää paikan glutaraldehydjäämät hyväksytävällä tasolle ja pienentää siten merkittävästi akuttienvaikeuksien toksikologisten vaikutusten riskiä. Julkaistun kirjallisuuden tarkastelun seurauksena ei ole onnistuttu vahvistamaan turvallista raja-arvoa glutaraldehydille altistumiselle silloin, kun sitä on implantoitu verisoniin. Riski lisääntyy, kun glutaraldehydillä käsitetty kudosta implantoidaan suuria määriä tai painotaan pienemmille potilaille. Biologisen XenoSure-laput käytön hyötyjä on verrattava kudoksen toksikologisten vaikutusten mahdolliseen riskiin.
3. Häriän perikardiumia koskevissa eläinkokeissa on raportoitu kalkkiumitusta ja histologisia merkkejä heikkenemisestä haittavaikutuksesta. Löydöksiin kuuluu muun muassa fagositosis ja siihen liittyvä krooninen tulehdusinfiltraatti häriän perikardiumin ja ympäriövän isäntäkudoksen liittymäkohdassa sekä isännän ja siirteen välistä reaktiota vastaava implanttkollageenin fokaalinen heikkeneminen.

#### Toimitustapa

Biologiset XenoSure-laput toimitetaan sterileinä ja pyrogeenittomina suljetussa säiliössä; EI SAA STERILOIDA UUDELLEEN. Laput säilytetään steriiliissä fosfaattipuskuroidussa fysiologisessa suolaliuoksessa, joka sisältää 0,2% glutaraldehydiä. Steriiliys on taatu, jos pakaus on avamaton ja jos sen sinetti on vahingoittumaton. Käyttämättömät osiot on katsottava ei-sterileiksi ja hävitettävä.

#### Käytöohjeet

Valitse tarvittava biologiset XenoSure-laput malli suoritettavan toimenpiteen tyypin mukaan. Biologiset XenoSure-laput voidaan leikata kyseiseen konjukseen sopivaan kokoon. Biologiset XenoSure-laput on tarkoitettu AINOASTAAN KERTAKÄYTÖÖN.

#### Paikan valmistelu

Kirurgiset käsineet on pestää huolellisesti kaikkien jauhejäämiensä poistamiseksi ennen Biologiset XenoSure-laput käsittelyä. Tarkista purkin etiketin tiedot, jotta voit varmistaa, että valittu biologinen XenoSure-lappu on oikean kokoinen. Tarkasta vaurioiden varalta huolellisesti koko säiliö ja sinetti, johon kajoaminen on nähtävissä. ÄLÄ KÄYTÄ Biologiset XenoSure-laput, JOS PURKKI ON VAHINGOITTUNUT TAI JOS SINETTI ON RIKKOUTUNUT. Älä hävitä tuotetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään lisähohjeita varten.

### **Huuhtelutoimenpide**

Huuhtelumenetelyä on noudatettava potilaiden glutaraldehydiäämille altistumisen vähentämiseksi.  
Poista ulompi muovisinetti, johon kajoaminen on nähtävissä, ja ruuva irti purkin suojuus. Purkin sisältö on steriliä, ja sitä on käsiteltävä aseptisesti kontaminaation ehkäsemiseksi. Purkin ulkopuoli ei ole sterili, eikä sitä saa viedä steriliille alueelle.

Poista biologiset XenoSure-laput purkista tarttumalla korin tukeen hansikoidulla käsillä tai sterileillä pihdeillä, jotta ylimääräinen säilytysluos valuu purkkiin.  
Uputa biologinen XenoSure-lappukori säiliöstä poistamisen jälkeen steriliin fysiologiseen suolaliuokseen. Ravista biologista XenoSure-lappua varoen altaassa käyttäen samoa piittejä. Anna biologisen XenoSure-lapun olla huuhteluvaltaassa, kunnes kirurgi tarvitsee sitä.  
Kirurgin harkinnan mukaan huuhteluluos voi sisältää basitrasiinia (500 U/ml) tai sefaleksinia (10 mg/ml), sillä testaus on osoittanut, että näillä antibioottien suoritetulla käsitellyllä ei ole haitallista vaikuttausta XenoSure® naudan sydänpuissa valmistettuun paikkanaterialiin. Muiden antibioottien tai näiden antibioottien pitkäaikaista vaikutuksesta naudan sydänpuissa valmistettuun XenoSure®-paikkanaterialiin ei ole testattu. Käytä antibiootteja vain niiden valmistajien ilmoittamiin käyttötarkoituksiin. Lappuja on huuhteltava 2 minuuttia 500 ml:ssa suolaliuosta.

### **Implantointi**

Kostuta implantoinnin aikana Biologiset XenoSure-laput kudosta usein steriliilla fysiologisella suolaliuoksellla kuivumisen estämiseksi. Tarkista silmämäärisäirkästä silmämäärisestä Biologiset XenoSure-laput molemmat puolet. Jos toinen puoli näyttää sileämältä, implantoi tämä sileämpi pinta verenkierhoa vastaan.

### **Leikkausteknikka**

Näissä käytöohjeissa ei opasteta kirurgia erityisten korjaustoimenpiteiden suorittamisessa. LeMaitre Vascular, Inc. -yhtiö olettaa, että yllä mainittuja toimenpiteitä suorittava kirurgi on saanut riittävän koulutuksen ja tuntee asiaankuuluvan tieteellisen kirjallisuuden perusteellisesti.

### **Klininen kokemus**

Härän perikardiumista valmistettuja paikkoja on käytetty menestyksekäissä sydämen sisässä korjaustoimenpiteissä viimeisten 25 vuoden ajan erinomaisin klinisin tuloksin. Tällaisista käytöistä koskevia julkaisuja tietoja on lääketieteellisessä kirjallisuudessa.  
Kiinteän härän perikardiumkudoksen pitkäaikaista kestävyyttä ei tällä hetkellä tunnetta. Tämän materiaalin käytön klinisiä etuja ja sen tunnettuja ominaisuuksia on verrattava sen tämänhetkiseen määrittämättömään pitkäaikaiseen kestävyyteen.

### **Rajoitettu tuotetakuu; Korvausvaatimusrajoitus**

LeMaitre Vascular, Inc. takaa, että tämän laitteen valmistuksessa on noudatettu asianmukaista huolellisuutta. Lukun ottamatta sitä, mitä tässä asiakirjassa on nimennämisestä sanottu, LEMAITRE VASCULAR (SITEN KUN TÄSSÄ OSASSA TARKOITETAAN, NIMITYS SISÄLTÄÄ LEMAITRE VASCULAR, INC., SEN TYTÄRYHTIÖTÄ JA NIIDEN TYÖTEKUJÄT, TOIMIHENKLÖT, JOHTAJAT, ESIMIEHET JA EDUSTAJAT) EI ANNA ERIKSEN ILMASTUA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA TÄSTÄ LAITTEESTA, LAKIIN TAI MUUHUN PERUSTUVAA (MUKAAN LUKIEN MUTTA EI YKSINOMAAN KAUPATTAVUUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVA IMPLISIITINEN TAKUU) JA SANOUTUU TÄTEN IRITI NIISTÄ. LeMaitre Vascular ei anna takuuta laitteen sopivuudesta mielikään fiettyyn hoitoon, jossa tuotetta käytetään; tämä on yksin ostanjan vastuulla. Tämä rajoitettu takuu ei koske tämän laitteen väärinkäytööt tai virheellistä säilytystä ostanjan tai kolmannen osapuolen toimesta. Tämän rajoitetun takuun ainoa korjaustoimenpide on vaihtaa tämä laite tai palauttaa sen ostohinta (LeMaitre Vascularin valitsemasta), kun ostanja on palauttanut laitteen LeMaitre Vascularille. Tämä takuu päättyy laitteen vanhemmuispäivämääränä.  
LEMAITRE VASCULAR EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLÄISISTÄ VÄLITÖMISTÄ, VÄLLILISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUKSEKSI MÄÄRÄYYSTÄ VAHINGOISTA.  
LEMAITRE VASCULARIN KOKO KORVAUSVELVOLLISUUS TÄMÄN LAITTEEN SUHTEEN EI MISSÄÄN KORVAUSVELVOLLISUUSTILANTEESSA, LIITTYIPÄÄ SE SOPIMUKSEEN RIKKOMUKSEEN, ANKAARAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN, YLITÄ TUHATTA DOLLARIA (1 000 \$), RIIPPUMATTAA SITÄ, ONKO LEMAITRE VASCULARILLE KERROTTU TÄLLAISEN MENETYKSEN MAHDOLLISUDESTA, JA HUOLIMATTAA MINKÄ TAHANSÄ HOITOTOIMEN KESKEISEN TARKOITUKSEN EPAONNISTUMISESTA, NÄMÄ RAJOITUKSET KOSKEVAT KAICKIA KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSIA.

Näiden ohjeiden versio- tai julkaisupäivämäärä on näiden käytöohjeiden

takasivulla käyttäjän tiedoksi. Jos tämän päivämäärän ja tuotteen käytön välillä on kulunut kaksikymmentäneljä (24) kuukautta, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä LeMaitre Vascularin ja kysyä, onko tuotteesta saatavilla lisätietoa.

## XenoSure® bioloogilised padjakesed

(muudeliumbrid PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Töödeldud veise perikardikude

Kasutusjuhend – Eesti



### Hoiundamine

XenoSure® bioloogilisi padjakesi tuleks hoida temperatuuril üle 0 °C (32 °F). Vältige kohati, kus võivad tekkida äärmaslikud temperatuurikõikumised, näiteks aru- või kuumaveetorude, öhukonditioneeri kanalite läheades või otse pääkesevalguse käes. JAHUTAMINE EI OLE VAJALIK. KÜLMUTAMINE KAHJUSTAB XENOSURE® BIOLOOGILISI PADJAKESI OLULISELT JA MUUDAB SELLE KASUTUSKÖLBMATUKS.

### Seadme kirjeldus

XenoSure® bioloogilised padjakesed koosnevad valitud võimalikult veatatest veise perikardikoe tükkidesest. Kude on töödeldud glutaaraldehüüdigaga, mis tekibat kollageeniküduude ristseondumisega ja vähendab antigeensust. XenoSure® bioloogilised padjakesed on steriliseeritud vedela kemikaaliga ja pakendatud steriilset glutaaraldehüüdi hoiluhast sisaldavasse plastipurki. XenoSure® bioloogilised padjakesed plaastrit pakutakse järgmistes sururistes.

Mudel	Suurus (cm)	Kuju
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm Ristikülik
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm Ristikülik
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm Ristikülik

### Kasutusotstarve

XenoSure bioloogilised padjakesed on ette nähtud kasutamiseks kirurgiliste padjakestena ömlustele kinnitamisel ja toetamisel ning abivahendina ömlustele toetamisel üld-, veresoonte- ja südamekirurgias.

### Vastunäidustused

Teadmata.

### Võimalikud tüsistused

- Restenoos
- Pseudoaneurüsmi moodustumine
- Infektsioon
- Tromboos
- Kaltsifikatsioon
- Fibroos
- Veresoone oklusioon
- Dilatatsioon
- Müokardiinfarkt
- Verejoooks
- Insult
- Surm

### Hoiatused

Peamised tüsistused, mida on registreeritud veise perikardikoe kasutamisel, on fibroo ja infektsioon. Neid tüsistusi on leitud ainult väikel hulgjal pacientidel pärast veise perikardikoe siirdamist.

### Ettevaatustabinõud

Kõik isikud, kes vastutuvad XenoSure bioloogilised padjakesed käsitsimise ja ettevalmistamise eest, peavad olema äärmiselt ettevaatlikud, et vältida XenoSure bioloogilised padjakesed kahjustust.

- AINULT ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS. Ärge kasutage, töödelge ega steriliseerige uesti. Seadme korduskasutamine, taastöötlemine ja/või kordussteriliseerimine ja/või seadme riike võivad patsiendile vigastusi, hajusviivi surma põhjustada. XenoSure bioloogilised padjakesed mis tahes kasutamata tükid peab kasutusest kõrvaldama. Pange tähele "Kõlblik kuni" kuupäeva.
- Enne avamist KONTROLLIGE suletud steriilset pakendit. Kui sulgur on purunenud, ei pruugi sisu steriilne olla ja võib tekitaada patsiendil infektsiooni. ÄRGE KAŠUTAGE. Ärge visake toodet ära. Edasiste juhistide saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
- ÄRGE hoidke seadet temperatuuril alla 0 °C (32 °F). KÜLMUTAMINE KAHJUSTAB XenoSure® bioloogilised padjakesed OLULISELT JA MUUDAB SELLE KASUTUSKÖLBMATUKS. ÄRGE HOIUNDAGE JAHUTATUNA.
- Enne kasutamist LOPUTAGE seadet kooskõlas kääsoleva brošüüri

jaotisega "LOPUTUSPROTSEDUUR". XenoSure® bioloogilised padjakesed plaastri hoiulahus sisalab glutaaraldehüüdi ja võib põhjustada naha-, silmade, nina- ja kurguiriitust. ÄRGE HINGAKÉ HOIULAHUSE AURU SISSE. Vältige pikajalist kokkupuudet nahaga ja uhtke piirkonda kohe veega. Silma sattumisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Vedela keemilise hoiulahuse peaks kasutusest körvaldama kooskolas haigla protseduuriga.

- ÄRGE käitsige XenoSure® bioloogilised padjakesed kahjustavate instrumentidega. See võib seadet kahjustada.
- ÄRGE kasutage ühtegi XenoSure® bioloogilised padjakesed, mis on kahjustatud. Seadme terviklikkus võib kahjustada saada.
- ÄRGE püüdke XenoSure® bioloogilised padjakesed parandada. Juhul, kui XenoSure® bioloogilised padjakesed kahjustus tekib enne siirdamist, vahetage XenoSure® bioloogilised padjakesed välja.
- ÄRGE steriliseerige uuesti. Kasutamata osasid peaks pidama mittesteriileks ja need tuleb kasutusest körvaldada.
- ÄRGE steriliseerige XenoSure® bioloogilised padjakesed auruga, etüleenosksidiga, keemiliselt ega kiirgusega (gamma-elektronkiirtega). Seade võib kahjustuda.
- ÄRGE kasutage lõikavad haavaõmblusnöelu ega löikekohaga varustatud haavaõmblusnöite. See võib seadet kahjustada.
- ÄRGE laske plaasterkoel käsitsimise ajal ära kuivada.
- ÄRGE kasutage, kui seade on ületanud aegumistähtaaja.

#### Körvalnahud

Sirrdatud XenoSure® bioloogilised padjakesed vale toimimine tekib haigusnahte, mis sarnanevad looduslike elundi puudulikkusest tulenevatel sümpтомitele. Siirdamist läbi viiva kirurgi kohustus on teavitada patsienti haigusnahtudest, mis viitavad XenoSure® bioloogilised padjakesed valele toimimisele.

1. Immuunsüsteem võib glutaaraldehüüdiga töödeldud kude hiljem rünnata, millele järgneb ko lagunemine. XenoSure® bioloogilised padjakesed kasutamisest kasulikkust peab hindama hilisema koelagunemise riski suhtes.
2. Glutaaraldehüüdi jäädid põhjustavad toksikoloogiliste möjude ohtu. Kohase loputusprotseduuri teostamine, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis, vähendab glutaaraldehüüdi jääke padjakesed vastuvõetava taseme ja vähendab seetõttu oluliselt ägedate toksikoloogiliste möjude ohtu. Avaldatud kirjaduse ülevaade ei ole võimaldanud kindlaks teha glutaaraldehüüdiga kokkupuute ohutut piiratset implanteerimisel veresoornkonda. Ohud surenevad, kui implanteeritakse suures koguses glutaaraldehüüdiga töödeldud kude või patsientidele, kelle kehamass on väiksem. XenoSure® bioloogilised padjakesed kasutamise kasulikkust peab hindama toksikoloogiliste möjude võimaliku ohu suhtes.
3. Veise perikardiga tehtud loomatkatese on körvaltoimenena registreeritud kaltsifiseerumist ja histoloogilisi lagunemisnähte. Leid hõlmavad fagotsütoosi koos kaasnevā kroonilise poletiku infitraadiga veise perikardi ja ümbritseva peremeeskoe ühinemisalal ning siirku kollageeni koldelise lagunemisega, mis vastab siirku äratöökreaktsioonile.

#### Tarnimine

XenoSure bioloogilised padjakesed tarnitakse sterilsete ja mittepürogeensetena suletud nöös; ÄRGE STERILISEERIGE UUESTI. Padjakesed hoitakse sterilises fosfaatpuhvriga füsioloogilises lahuses, mis sisaldb 0,2% glutaaraldehüüdi. Sterilitus on tagatud juhil, kui pakend on avamata ja suljur on kahjustamata. Kasutamata osasid peaks pidama mittesteriileks ja need tuleb kasutusest körvaldada.

#### Kasutusjuhis

Valige soovitud XenoSure bioloogilised padjakesed plasti mudel, mis vastab läbiviivada protseduuri liigile. XenoSure bioloogilised padjakesed võib lõigata konkreetse paranduskoha surusele vastavaks. XenoSurebioloogilised padjakesed on AINULT ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS.

#### Padjakesed ettevalmistamine

Enne XenoSure bioloogilised padjakesed käsitsemist peab kirurgilisi kindaid põhjalikult pesema, et eemaldada kõik pulbrijäägid. Kontrollige purgi ettekiil olevat teavet, et veenduda õige XenoSure bioloogilise padjakese suruse valikus. Kontrollige kogu mahutit ja avamist tuvastavat sulgurit hoolikalt kahjustuse suhtes.

ÄRGE KASUTA GE XenoSure bioloogilised padjakesed, KUI PURK ON KAHJUSTATUD VÕI SULGUR PURUNENUD. Ärge visake toodet ära. Edasiste juhiste saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

#### Loputusprotseduur

Tuleb järgida kohast loputusprotseduuri et vähendada patsientide kokkupuudet glutaaraldehüüdi jäälkidega.

Eemaldage avamist tuvastav välimine plastsulgur ja keerake purgikaas lahti. Purgi sisu on steriilne ja seda peab saastumise vältimiseks aseptiliselt käsitsema. Purgi välispind ei ole steriilne ja see ei tohi steriilese väljale sattuda.

Võtke XenoSure bioloogilisi padjakesi purgist välja nii, et haarate kinnastatud käe või steriilsete tangidega korvi tugi postist ja lasete üleliigsel lahusel purki valguda. Nõust väljavöetud XenoSure bioloogiliste padjakese korv uputage steriilsesse füsioloogilisse lahusesse. Kasutades samu tange, liigutage XenoSure bioloogilisi padjakese vannis ettevaatlikult. Jätke XenoSure bioloogililine padjake loputusvanni, kuni kirurg seda vajab. Vastavalt kirurgi otsusele võib loputuslahus sisalda bätzstratsiini (500 U/mL) või tsefaleksiini (10 mg/mL), kuna katsed on näidanud, et need antibiootikumid ei mõju veise südamepaunast plastrimaterjalile XenoSure® kahjulikult. Teiste antibiootikumide mõju nimetatud antibiootikumide pikaajalist mõju veise südamepaunast plastrimaterjalile XenoSure® ei ole katsetatud. Kasutage antibiootikume ainult nende tootja poolt näidustatud viisil.

Padjakesi tuleb 2 minutit loputada 500 ml füsioloogilises lahuses.

#### **Siirdamine**

Löögake ja/või kohandage XenoSure bioloogilisi padjakesi soovitud kujule. XenoSure bioloogilisi padjakesi mis tahes jäakmaterjali peaks käsitsemana bioloogilise jäätmena ja kookoskolas haigla protseduuriga kasutusest kõrvaldada.

Siirdamise ajal loputage XenoSure® bioloogilised padjakesed kude sageli steriilse füsioloogilise lahusega, et vältida kuivamist. Kontrollige visuaalselt XenoSure® bioloogilised padjakesed mölemat poolt. Kui üks pool tundub siledam, implanteerige siledam pind nii, et see jäeks verevoolu poole.

#### **Kirurgiline meetod**

Kirurgi juhendamine konkreetsete parandusprotsedurude kasutamiseks ei kuulu käesoleva kasutusjuhendi eesmärkide hulka. LeMaitre Vascular, Inc. eeldab, et iga kirurg, kes teeb ülalnimetatud operatsioone, on saanud piisava väljaõppue ning tunneb põhjalikult asjakohast teaduskirjandust.

#### **Kliiniline kogemus**

Veise perikardi plaastreid on edukalt kasutatud südamesisestel parandusprotseduridel viimas 25 aasta jooksul ja kliinilised tulemused on suurepärased. Sellise kasutamise kohta avaldatud andmed võib leida meditsiinikirjanduses.

Käesoleval hetkel ei ole veise fikseeritud perikardikoe vastupidavust pikajalisele kasutamisele teada. Selle materjali kasutamise klinilisi eeliseid koos teadaolevate andmetega peab kaaluma praeguseks teadmata pikajalise vastupidavuse suhtes.

#### **Piiratud tootegaranti; öigusliku piirangud**

LeMaitre Vascular, Inc. garanteerib, et käesoleva seadme tootmisel on kasutatud mõistlikku hoolust. Välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt sätestatud käesolevas dokumentis, EL ANNA LEMAITRE VASCULAR (VASTAVALT KÄESOLEVAS JAOTISES KASUTAMISELE KEHTIVAD NEED TINGIMUSED ETTEVÖTTE LEMAITRE VASCULAR, INC., SELLE TÜTARETTEVÖTETE, AMETNIKE, DIREKTORITE, JUHTIDE JA PARTNERITE SUHTES) ÜHTEGI OTTEST EGA KAUDSET GARANTIID SELLE SEADME SUHTES, OLENEMATA ÖIGUSAKTIDEST VÕI MUUDEST PÖHJUSTEST (SEALHULGAS PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA ANTNU MIS TAHESE GARANTIIDE ASEME). JA ÜTLEB NENDEST SIIIN LAHTI. LeMaitre Vascular ei anna ühtegi soovitust selle sobivuse kohta konkreetseks raviksm mille jaoks seadet kasutatakse, kuna selle määramine on ostja ainuvastutuse. Käesolev piiratud garantii ei kehti selle seadme mis tahes kuritarvituse ega väärkasutuse osas ega hoiundamisnõuetule rikkumise korral ostja või mis tahes kolmanda osapoole poolt. Ainus hõivitus selle piiratud garantii korral on selle seadme asendamine või ostuhinna hüvitamine (ettevõtte LeMaitre Vascular ainuotsuse alusel) pärast seda, kui ostja on seadme ettevõttele LeMaitre Vascular tagastanud. Käesolev garantii löpeb selle seadme aegumiskuupäeval.

MITTE ÜHEGLI JUHUL EI VASTUTA LEMAITRE VASCULAR MIS TAHESE OTSESE, KAUDSE, PÖHJUSLIKU, KONKREETSE, SÜLULISE EGA RAHALISE KAHJU EEST. MITTE ÜHEGLI JUHUL EI ULATU ETTEVÖTTE LEMAITRE VASCULAR SELLE SEADME KORRAL KOGUVASTATUS, HOOLIMATA SELLEST, KAS SEE TULENEB MIS TAHESE VASTUTUSPOHIMÖÖTEST, LEPINGUST, SÜUST, RISKIVASTUTUSEST VÕI MUUDEST TINGIMUSTEST, ÕLE ÜHE TUHANDE DOLLARI (1 000 USD), OLENEMATA SELLEST, KAS ETTEVÖTET LEMAITRE VASCULAR ON TEAVITATUD SELLISEST VÖIMALIKUST KAHJUST NING OLENEMATA MIS TAHESE ESMASEL PÖHJUSEL HÜVITAMISE EBAÖNNESTUMISEST. NEED PIIRANGUD KEHTIVAD MIS TAHESE KOLMANDA OSAPOOLE NÖULETE SUHTES.

Käesoleva juhendi läbivaatuse või väljaandmise kuupäev on kasutaja

teavitamiseks selle juhendi tagakaanele lisatud. Kui selle kuupäeva ja toote kasutamise vaheline aeg on pikem kui kakskümmend neli (24) kuud, peaks kasutaja ühendust võtma ettevõttega LeMaitre Vascular, et teada saada, kas toote kohta on lisateavet saadaval.

## Tampoane biologice XenoSure®

(numere model PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Țesut pericardic bovin procesat

Instrucțiuni de utilizare - română



### Depozitarea

Tampoanele biologice XenoSure® trebuie depozitate la temperaturi de peste 0°C (32°F). Evitați locațiile unde pot să apară fluctuații puternice de temperatură, de exemplu, zonele din apropierea conductelor de abur sau de apă fierbinți, a conductelor de aer condiționat sau sub lumina directă a soarelui. REFRIGERAREA NU ESTE NECESARĂ. CONGELAREA VA DETERIORA GRAV TAMPOANE BIOLOGICE XENOSURE și îL VA FACE INAPT PENTRU UTILIZARE.

### Descrierea dispozitivului

Tampoanele biologice XenoSure® constau din bucăți de țesut pericardic bovin care au fost selectate pentru pete tisulare minime. Țesutul este tratat cu glutaraldehidă, care încrucișează fibrele de colagen și minimizează antigenicitatea. Tampoanele biologice XenoSure® este sterilizat în soluție chimică lichidă și ambalat într-un borcan de plastic care conține o soluție de glutaraldehidă pentru depozitare sterilă.

Tampoanele biologice XenoSure® sunt disponibili în următoarele dimensiuni:

Model	Dimensiune (cm)	Formă
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

### Indicații de utilizare

Tampoanele biologice XenoSure sunt destinate utilizării ca material pentru tampoane chirurgicale în scopul fixării și susținerii suturilor și pentru a ajuta la ranforsarea suturilor în timpul intervențiilor chirurgicale generale, vasculare și cardiace.

### Contraindicații

Nu se cunosc.

### Complicații posibile

- Restenoza
- Formarea unui pseudoanevrism
- Infecție
- Tromboză
- Calcificare
- Fibroză
- Ocluzia vaselor de sânge
- Dilatare
- Infarct miocardic
- Sângerări
- Accident vascular cerebral
- Deces

### Avertizări

Principalele complicații care au fost raportate pentru țesutul pericard bovin sunt fibroza și infecția. Aceste complicații au fost observate numai la un număr redus de pacienți, după implantarea țesutului pericardic bovin.

### Precauții

Toate persoanele responsabile pentru manipularea și pregătirea tampoanele biologice XenoSure trebuie să exercite cea mai mare grijă pentru a evita deteriorarea tampoanele biologice XenoSure.

- PENTRU UNICĂ UTILIZARE. Nu reutilizați, nu reprocesați sau nu resterilați. Reutilizarea, reprocesarea și/sau resterilizarea dispozitivului și/sau eșecul ar putea cauza rănirea, imbolnăvirea sau decesul pacienților. Orice bucată din tampoanele biologice XenoSure rămasă neutilizată după deschidere trebuie aruncată. Rețineți data de pe produs. „A se utiliza până la”.
- INSPECTAȚI pachetul sigilat steril înainte de deschidere. În cazul în care sigiliul este rupt, continutul este posibil să nu fie steril și poate provoca infectii. NU UTILIZAȚI. Nu aruncați produsul. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
- NU expuneți dispozitivul la temperaturi sub 0°C (32°F). CONGELAREA

VA DETERIORA GRAV TAMPOANELE BIOLOGICE XENOSURE ȘI ÎL VA FACE INAPT PENTRU UTILIZARE. NU SE PĂSTREAZĂ PRIN REFRIGERARE.

- CLĂȚI dispositivul respectând prevederile din secțiunea „PROCEDURA DE CLĂȚIRE” a acestei broșuri, înainte de utilizare. Soluția de depozitare a tampoanele biologice XenoSure conține glutaraldehidă și poate cauza iritația pielii, a ochilor, a nasului și a gâtului. NU RESPIRAȚI VAPORI DIN SOLUȚIA DE DEPOZITARE. Evitați contactului prelungit cu pielea și spălați imediat zona cu apă. În cazul contactului cu ochii, solicitați imediat asistență medicală. Soluția chimică lichidă de depozitare ar trebui să fie eliminată ca deșeu în conformitate cu procedura spitalului.
- NU manipulați tampoanele biologice XenoSure cu instrumente traumatice. Acest lucru ar putea deteriora dispozitivul.
- NU folosiți niciun tampoană biologică XenoSure care prezintă urme de deteriorare. Integritatea dispozitivului poate fi compromisă.
- NU încercați să reparați tampoanele biologice XenoSure. În cazul în care apare vreo deteriorare a tampoanele biologice XenoSure, înainte de implantare, înlocuviți tampoanele biologice XenoSure.
- NU resterilizați. Secțiunile neutrilizate trebuie să fie considerate non-sterile și eliminate.
- NU expuneți tampoanele biologice XenoSure la abur, oxid de etilenă, sterilizare chimică sau prin radiati (gamma/fascicul de electroni). Aceasta poate avea ca rezultat deteriorarea sa!
- NU utilizați materiale tăioase pentru suturi chirurgicale sau ace pentru suturi în punct. Acest lucru ar putea deteriora dispozitivul.
- NU permiteți ca țesutul plastrului să se usuce în timpul manipulării.
- NU utilizați în cazul în care dispozitivul a depășit data de expirare.

#### Efecte adverse

Funcționarea necorespunzătoare a unui tampoană biologică XenoSure implantat produce simptome identice cu simptomele care apar în cazul deficiențelor organului natural. Este responsabilitatea chirurgului care implantează de a informa pacientul cu privire la simptomele care indică o funcționare improprie a tampoanele biologice XenoSure.

1. Țesutul tratat cu glutaraldehidă poate fi supus atacului întârziat de către sistemul imun, cu deteriorarea ulterioară a țesutului. Beneficiile utilizării tampoanele biologice XenoSure trebuie să fie puse în balanță cu riscul posibil de deteriorare a țesutului mai târziu.
2. Glutaraldehida reziduală prezintă un risc de efecte toxicologice. Efectuarea procedurii de clătere corespunzătoare, așa cum este menționat în IDU, reduce glutaraldehida reziduală de pe tampoanele la un nivel acceptabil, reducând astfel în mod semnificativ riscul de efecte toxicologice acute. Revizuirea literaturii publicate nu a avut drept rezultat nicio limită stabilită a condițiilor de siguranță pentru expunere la glutaraldehidă în cazul implantării în vasculatură. Riscurile cresc în cazul implantării cantităților mari de țesut tratat cu glutaraldehidă sau în cazul pacienților cu greutate mai mică. Beneficiile utilizării tampoanele biologice XenoSure trebuie să fie puse în balanță cu riscul posibil de efecte toxicologice.
3. Studiile efectuate pe animale cu pericard de bovine au indicat calcificare și semne histologice de deteriorare ca reacție adversă. Rezultatele includ fagocitoza însoțită de infiltrat inflamator cronic la interfața dintre pericardul bovin și țesutul înconjurător gazdă, cu o degradare focală a implantului de colagen în concordanță cu gazda vs. reacția grefei.

#### Cum se furnizează

Tampoanele biologice XenoSure sunt furnizate sterile și apirogene într-un recipient etanș: NU RESTERILIZAȚI. Tampoanele sunt păstrate într-o soluție de ser fiziological tamponat cu fosfat steril, care conține 0,2% glutaraldehidă. Sterilitatea este asigurată în cazul în care pachetul este sigilat și are un sigiliu intact. Secțiunile neutrilizate trebuie să fie considerate non-sterile și eliminate.

#### Mod de întrebuităre

Alegeți modelul de tampoanele biologice XenoSure necesar, după caz, adecvat pentru tipul procedurii care urmează să fie efectuată. Tampoanele biologice XenoSure poate fi tăiat la o dimensiune adecvată pentru o anumită reparatie. Tampoanele biologice XenoSure este destinat EXCLUSIV PENTRU O UNICĂ UTILIZARE.

#### Pregătirea tampoane

Mânușile chirurgicale trebuie să fie spălate bine pentru a îndepărta toate reziduurile de pulbere înainte de a manipula tampoanele biologice XenoSure.

Examinați informațiile de pe eticheta borcanului, pentru a verifica dacă ați selectat dimensiunea corectă a tamponului biologic XenoSure. Examinați cu atenție întregul recipient și sigiliul, pentru ca acestea să nu prezinte urme

de alterare.  
**NU UTILIZAȚI TAMPOANELE BIOLOGICE XENOSURE DACĂ RECIPIENTUL PREZINTĂ ORICE URME DE DAUNE SAU DACĂ SIGILUL ESTE RUPT.** Nu aruncați produsul. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.

#### **Procedura de clărire**

Procedura de clărire corespunzătoare trebuie urmată pentru a reduce expunerea pacienților la glutaraldehidă reziduală.  
Scoateți etanșarea exterioră cu sigilu din plastic și desurubați capacul borcanului. Conținutul borcanului este steril și trebuie să fie manipulat în condiții aseptice pentru a preveni contaminarea. Partea exterioră a borcanului de depozitare nu este sterilă și nu trebuie să pătrundă în câmpul steril.  
Scoateți tampoanele biologice XenoSure din borcan apucând suportul coșului cu mâinile înmânăsuțe sau cu o pensetă sterilă, lăsând soluția de păstrare în exces să se scurgă în borcan.  
Odată scos din recipient, scufundați coșul cu tamponul biologic XenoSure în soluția de ser fiziologic steril. Utilizați aceeași pensetă, agitați usor tamponul biologic XenoSure în bazin. Lăsați plasturele tamponul XenoSure să râmână în bazinul de clărire până în momentul în care chirurgul are nevoie de el.  
La discreția chirurgului, soluția de clărire poate conține bacitracină (500 u/ml) sau cefalexină (10 mg/ml), deoarece testele au arătat că materialul plasturelui de pericard bovin XenoSure® nu este afectat în mod negativ de tratamentul cu aceste antibiotice. Efectele altor antibiotice sau efectele pe termen lung ale acestor antibiotice asupra materialului plasturelui de pericard bovin XenoSure® nu au fost testate. Utilizați antibioticele doar aşa cum este indicat de producătorul de antibiotice.

Tampoanele necesită un timp de clărire de 2 minute în 500 ml de ser fiziologic.

#### **Implantarea**

În timpul implantării, irigați frecvent țesutul tampoanele biologice XenoSure cu ser fiziologic steril, pentru a preveni uscarea. Examinați vizual ambele părți ale Pectecului biologic XenoSure®. În cazul în care o parte pare mai netedă, implantă partea mai netedă, astfel încât aceasta să se confrunte cu fluxul sanguin.

#### **Tehnica chirurgicală**

Aceste instrucțiuni de utilizare nu au ca scop instruirea chirurgilor în procedurile de reparare specifice. LeMaitre Vascular, Inc. presupune că orice chirurg care efectuează operațiunile de mai sus a beneficiat de o formare adecvată și este bine familiarizat cu literatura de specialitate pertinentă.

#### **Experiența clinică**

Plasturi de pericard de bovine au fost utilizate cu succes în proceduri de reparare intracardiacă din ultimii 25 de ani, cu rezultate clinice excelente. Datele publicate referitoare la o astfel de utilizare pot fi găsite în literatura medicală.

În acest moment, durabilitatea pe termen lung a țesutului pericardic bovin fixat este necunoscută. Avantajele clinice în utilizarea acestui material, împreună cu caracteristicile sale cunoscute, trebuie să fie evaluate în funcție de durabilitatea sa pe termen lung, la momentul actual.

#### **Garanție limitată a produsului; limitarea căilor de atac**

LeMaitre Vascular, Inc. garantează că a făcut uz de o atenție rezonabilă în fabricarea acestui dispozitiv. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezenta, LEMAITRE VASCULAR (AȘA CUM SE UTILIZEAZĂ ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE, ASTFEL DE TERMENI INCLUD LEMAITRE VASCULAR, INC., AFILIATII SĂI ȘI ANGAJATII, FUNCȚIONARI, DIRECTORII, MANAGERII ȘI AGENȚII ACESTEIA) NU FACE NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICATĂ CU PRIVIRE LA ACEST DISPOZITIV, CE POATE REIEȘI DIN EFECTUL DE DREPT SAU ALTFEL (INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE DE COMERICALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP) ȘI DECLINĂ ACEASTA PRIN PREZENTA. LeMaitre Vascular nu face nici o reprezentare în ceea ce privește caracterul adecvat pentru orice tratament particular în care este utilizat acest dispozitiv, această determinare fiind sub responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului. Această garanție limitată nu se aplică în cazul niciunui abuz sau utilizare improprie sau a niciunei imposibilități de a depozita în mod corespunzător acest dispozitiv de către cumpărător sau de orice terță parte. Singurul remediu pentru o încălcare a acestei garanții limitate este înlocuirea sau rambursarea prețului de achiziție pentru acest dispozitiv (la opțiunea unică a LeMaitre Vascular), după returnarea de către cumpărător a dispozitivului către LeMaitre Vascular. Această garanție se încheie la data de expirare a acestui dispozitiv.

LEMAITRE VASCULAR NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABIL PENTRU

ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE SAU EXEMPLARE.

RĂSPUNDerea LEMAITRE VASCULAR CU PRIVIRE LA ACEST APARAT, SURVENITĂ ÎN ORICE MOD, SUB ORICE DREPT PRIVIND DAUNELE, FIE PRIN CONTRACT, DELICT, STRICTA RĂSPUNDERE SAU DE ALT FEL, NU VA DEPÂSI ÎN NICIUN CAZ SUMA DE O MIE DE DOLARI (1.000 USD), INDIFERENT DACĂ LEMAITRE VASCULAR A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI ȘI ÎN CIUDĂ ESECULUI VREUNUI SCOP ESENȚIAL DE REMEDIERE. ACESTE LIMITE SE APLICĂ RECLAMAȚIILE ORICĂROR TERȚE PĂRTI.

O revizuire sau o dată de publicare pentru aceste instrucțiuni este inclusă pe ultima pagină a acestor instrucțiuni de utilizare pentru utilizator. În cazul în care s-au scurs douăzeci și patru (24) de luni între această dată și data de utilizare a produsului, utilizatorul trebuie să contacteze LeMaitre Vascular pentru a vedea dacă sunt disponibile informații suplimentare cu privire la produs.

## XenoSure® biológiai kötözőlapok

(PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25, PL0506R25, PL0510R25)

típuszámok)

Feldolgozott sertéspericardium-szövet

Használati útmutató – magyar



### Tárolás

A XenoSure® biológiai kötözőlapokat 0°C (32°F) feletti hőmérsékleten kell tárolni. Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet szélsőségesen ingadozhat, például a góz- vagy forró vizes vezetékek, légkondicionálócsatornák közelségeit, esetleg a közvetlen napfényt. HŰTÉS NEM SZÜKSÉGES. A FAGYÁS SÜLYOSAN KÁROSÍTJA ES HASZNÁLATRA ALKALMATLANNÁ TESZI A XENOSURE BIOLÓGIAI KÖTÖZÖLAPOKAT.

### Az eszköz leírása

A XenoSure® biológiai kötözőlapok darab, minimális szövethiba szempontjából összevalogatott sertéspericardium-szövetlapból állnak. A szövetet glutáraldehides eljárással kezelik, ez ugyanis összekapcsolja egymással a kollagénszákat, továbbá minimálisra csökkenti az antigenicitás mértékét. A XenoSure biológiai kötözőlapok folyékony vegyi anyag, amelyet sterilizálnak, majd csomagolásként sterili glutáraldehid tárolóoldatot tartalmazó műanyag tartóedénybe helyeznek. A XenoSure biológiai kötözőlapok a következő méretekben kaptható:

Tipus	Méret (cm)	Alak
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm Téglalap alakú
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm Téglalap alakú
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm Téglalap alakú

### Alkalmazási javallatok

A XenoSure® biológiai kötözőlapok rendeltetés szerűen varratok rögzítése és megtámasztása, valamint a varratok alátámasztásának elősegítése céljából használhatók általános, ér- és szívsebészeti során.

### Ellenjavallatok

Nincs ismert ellenjavallat.

### Potenciális szövődmények

- Az ér ismételt összeszükélése
- Pszeudoaneurízma kialakulása
- Fertőzés
- Trombózis
- Meszesedés
- Fibrózis
- Érelzáródás
- Tágulás
- Szivinfarktus
- Vérzés
- Stroke
- Halál

### Figyelmezetések

A perikardialis sertéssövettel összefüggésben kimutatott fő szövődmények a fibrózis és a fertőzés. A perikardialis sertéssövet beültetését követően ezeket a szövődményeket csupán a betegek nagyon kis hányadánál figyelték meg.

### Övintézkedések

A XenoSure biológiai kötözőlapok kezeléséért és előkészítéséért felelős minden személynak rendkívül gondosan kell eljárnia, hogy elkerülhető legyen a XenoSure biológiai kötözőlapok szöveteinek a sérülése.

- KIZÁRÓLAG EGYSZERI HASZNÁLATRA. Nem használható és dolgozható fel, illetve sterilizálható útra. Az eszköz ismételt használata,, feldolgozása és/vagy újrasterilizálása, illetve annak hibája a beteg sérülést, megbetegedést vagy halált okozhatja. A XenoSure biológiai kötözőlapok fel nem használt részeit hulladékként kell elhelyezni. minden esetben tekintse meg a termék "felhasználhatósági idejét".
- A kinyitás előtt VIZSGÁLJA MÉG A LEZÁRT STERIL CSOMAGOT. Amennyiben a csomag zárasa törött, annak tartalma nem feltétlenül steril, és a betegben fertőzést okozhat. NE HASZNÁLJA. A terméket ne helyezze el hulladékként. További útmutatás érdekében egyeztessen a forgalmazójával.
- NE tegye ki az eszközt 0°C (32°F) alatti hőmérsékletnek. A FAGYÁS

- SÚLYOSAN KÁROSÍTJA ÉS HASZNÁLATRA ALKALMATLANNÁ TESZI A XENOSURE BIOLÓGIAI KÖTÖZÖLÁPOK. AZ ESZKÖZT NETÁROLJA HÜTVE.
- Használat előtt OBLÍTSE az eszközt a jelen füzetben található "ÖBLÍTÉSI ELJÁRÁS" szerint. A XenoSure biológiai kötözölök tárolólapok tárolóoldata glutáraldehid-tartalmú, és a bőr, a szem, az orr és a torok irritációját okozhatja. NE LÉLEGEZZE BE A TÁROLÓOLDAT GÖZÉT. Kerülje a bőrrel való, hosszú tartó érintkezést, és azonnal öblítse le az érintett területet vizsel. Szembujejtés esetén haladéktalanul kérjen orvosi segítséget. A folyékony vegyi tárolóoldat hulladékéknél való elhelyezése a vonatkozó kórházi eljárásnak megfelelően történjen.
  - NE kezelje a XenoSure biológiai kötözölök traumás ellátásra alkalmas készülékekkel együtt. Ez ugyanis kárt teher az eszközben.
  - NE használja fel az esetleges sérült XenoSure biológiai kötözölök. Az eszköz megsérülhet.
  - NE próbálja meg javítani a XenoSure biológiai kötözölök. Amennyiben a XenoSure biológiai kötözölök még a beültetés előtt megsérül, cserélje ki a XenoSure biológiai kötözölök.
  - NE sterilizálja újra. A fel nem használt részek már nem minősülnek sterilnek, és hulladékéknél kezelendők.
  - NE tegye ki a XenoSure biológiai kötözölök gőz, etilén-oxid, vegyi anyagok vagy sugárzás (gamma-/elektron sugár), esetleg sterilizálás hatásának. Ezek kárt okozhatnak!
  - NE alkalmazzon vágóelű sebészttől vagy vágóhegYES megerősített varratokat. Ez ugyanis kárt teher az eszközben.
  - NE hagyja a tapasz szövetét a kezelés során kiszáradni.
  - NE használja az eszközt annak lejáratí idején túl.

#### Nemkívánatos hatások

A beültetett XenoSure biológiai kötözölök eszköz nem megfelelő működése a természetes szerv hibájából eredőkkel azonos tüneteket okoz. A beültetést végző sebész felelőssége a beteg tájékoztatása a Xenosure biológiai kötözölök nem megfelelő működésével jelző tünetekről.

1. A glutáraldehiddel kezelt szöveteket az immunrendszer késleltetetten megtámadhatja, ami ezt követően szövetkárosodáshoz vezethet. A Xenosure biológiai kötözölök alkalmazásának előnyeit mérlegelni kell az utólagos szövetkárosodás esetleges kockázatának tükrében.
2. A glutáraldehid-maradvány a toxikológiai hatások kockázatát jelenti. A használati utasításban felsorolt megfelelő öblítési eljárás elvégzése elfogadható szintű csökkeneti a kötözölök maradó glutáraldehid mennyiségett, ezáltal jelentősen csökkeneti a heveny toxikológiai hatások veszélyét. A publikált szakirodalom áttekintése után elmondható, hogy az érendszeren belüli beültetés esetén a glutáraldeiddel érintkezés tekintetében nincs kialakult biztonságossági határtér. A kockázatok növekednek, ha nagy mennyiséggel glutáraldeiddel kezelt szövetet ültenek be, vagy a beültetés alacsonyabb testtömegű páciensekbe történik. A Xenosure biológiai kötözölök alkalmazásának előnyeit mérlegelni kell a toxikológiai hatások esetleges kockázatának tükrében.
3. A sertéspérikardiummal végzett állatkísérletekben nemkívánatos reakcióként meszesedést és szövetkárosodás jeleit mutatták ki. A vonatkozó leletek kiterjednek a fagocitózisra, amit a sertéspérikardium és az azt körülvevő gazdaszövetek érintkezési pontjánál krónikusan gyulladt sejtek beszívárgása és a beültetett kollagén gócponti degradálódása kíséri a gazdaszövet és graft közötti reakcióknak megfelelően.

#### A szállítás formája

A XenoSure biológiai kötözölök sterilt és nem pirogén állapotban, lezárt tartóba kerülnek forgalomba; NEM ÜRÁSTERILIZÁLHATÓK. A kötözölökkel 0,2% glutáraldehidet tartalmazó foszfátpufferrel steril fiziológiás sóoldatban kell tárolni. A sterilitást biztosítja, ha a csomagot nem nyitják ki, továbbá a záras sérumélémentes. A fel nem használt részek már nem minősülnek sterilnek, és hulladékéknél kezelendők.

#### Használatra vonatkozó utasítások

Az elvégzendő eljárásnak megfelelő típusú XenoSure biológiai kötözölök válasszon. A XenoSure biológiai kötözölök az adott helyreállításnak megfelelő méretre vágandó. A XenoSure biológiai kötözölök KÍZÓLAG EGYSZERI HASZNÁLATRA készül.

#### XenoSure biológiai kötözölök előkészítése

A XenoSure biológiai kötözölök tapasz megfogása előtt a sebészeti kesztyűt alaposan le kell mosni minden pormaradvány eltávolítása érdekében.

A megfelelő méretű XenoSure biológiai kötözölök kiválasztása a téglé címkején feltüntetett információk áttekintésével ellenőrizhető. Körültekintően ellenőrizze az egész konténerét, illetve hogy nem sérült-e a csak egyszer használható zár.

NE HASZNÁLJA A XENOSURE BIOLÓGIAI KÖTÖZÖLÁPOK, AMENNÉBEN A TAR-

TÁLY SÉRÜLT, VAGY A ZÁR TÖRÖTT. A terméket ne helyezze el hulladékként. További útmutatás érdekében egyeztessen a forgalmazójával.

#### Öblítési eljárás

Szerint megfelelő öblítési eljárást be kell tartani annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a pádensem maradvány-glutaraldehiddel történő érintkezést.

Távolítsa el az egyszer használható, kúlsó műanyag záróelemet, majd csavarja le a tartály fedelét. A tartály tartalma steril, és azt a szennyeződések elkerülése érdekében aszepzikusan kell kezelni. A tartály külseje nem steril, ezért az steril területen nem vihető be.

A XenoSure biológiai kötözölököt a tartósáron lévő szárat kesztyűs kézzel vagy steril csipeszsel megfogva lehet kivenni a téglóból, a felesleges táróloldatot hagyni kell visszafolyni a téglelybe.

Miután a XenoSure biológiai kötözölököt kosara kikerült a tartályból, steril fiziológiai sóoldatba kell meríteni. A már használt csipesz segítségével óvatosan mozgassák meg a XenoSure biológiai kötözölököt a tálkában. A XenoSure biológiai kötözölököt az öblítőfáklában kell hagyni addig, ameddig a sebész nem kéri.

A sebész belátása szerint az öblítőoldat tartalmazhat bacitracint (500 U/ml) vagy cephalexint (10 mg/ml), mivel a tesztelés kimutatta, hogy a kezelés ezekkel az antibiotikumokkal nincs kedvezőtlen hatással a XenoSure® borjúpericardium-folt anyagára. Más antibiotikumok hatását vagy az említett antibiotikumok hosszú távú hatását a XenoSure® borjúpericardium-folt anyagára nem vizsgálták. Antibiotikumokat csak az antibiotikum gyártója által javallottak szerint szabad alkalmazni. A lapokat 2 percen át kell öblíteni 500 ml sóoldatban.

#### Beültetés

Vágja őr/vagy szabja a XenoSure biológiai kötözölököt a kívánt alakra. Az esetlegesen feleslegessé válu XenoSure biológiai kötözölököt biológiai hulladéként kezelje, és azt a kórházi eljárásoknak megfelelően helyezze el hulladéként.

A kiszáradás elkerülése érdekében a beültetés során gyakran locsolja a XenoSure biológiai kötözölököt szövetet steril fiziológiai sóoldattal. Szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a XenoSure® biológiai folt minden két oldalát. Ha az egyik oldal simábbnak tünik, úgy kell beültetni a simább felületet, hogy a véráramlás felé legyen fordítva.

#### Sebészeti eljárás

Jelen használati útmutató füzet hatálya nem terjed ki arra, hogy utasításokat adjon a sebész számára a helyreállítási eljárásra vonatkozóan. A LeMaitre Vascular, Inc. feltételezi, hogy a fenti operációt elvégző sebész megfelelő képzésben részesült, továbbá részleteiben ismeri a vonatkozó tudományos szakirodalmat.

#### Klinikai tapasztalatok

A sertés perikardialis tapaszokat sikkerrel és az elmúlt 25 évben kiváló klinikai eredményekkel alkalmazták intrakardialis helyreállítási eljárásokon. Erről közöttet adatok is találhatók az orvosi szakirodalomban. Jelenleg azonban a fixált perikardialis sertésszövet hosszú távú tartossága nem ismert. Az anyag használatának az ismert jellemzői mellett alkalmazását arra tekintettel kell mérlegelni, hogy jelenleg az eszköz hosszú távú tartossága nem meghatározott.

#### Korlátozott termékszavatosság; jogorvoslati lehetőségek

##### Korlátozotttársága

A LeMaitre Vascular, Inc. szavatolja, hogy az eszköz kelloi körültekintéssel állították elő. Az itt kifejezetten vállaltakon túl a LÉMAITRE VASCULAR (JELEN BEKEZDES ERTÉLMÉBEN AZ ADOTT FELTÉTELEK KITERJEDNEK A LEMAITRE VASCULAR, INC.-RA, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAIRA, TOVÁBBÁ EGYES MUNKAVÁLLALÓIRA, TISZTSÉGVISELŐIRE, IGAZGATÓIRA, VEZETŐIRE ÉS MEGBIZOTTÁIRA) NEM VÁLLAL KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLAGOS SZAVATOSSÁGOT AZ ESZKÖZRE TEKINTETTEL SEMMIFÉLE JOG VAGY MÁS ALAPJÁN (TÖBBEK KÖZÖTT IDEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSÁGOT), ILLETVE AZT EZUTON ELHARÍTJA. A LeMaitre Vascular nem nyilatkozza, hogy az eszköz bármely adott, az eszköz használatával érintett kezelésre alkalmás, így annak meghatározása a vévo kizárlagos felelőssége. Jelen korlátozott szavatosság nem terjed ki az eszköznek a vévo vagy bármely harmadik fél általi helytelen módon vagy nem megfelelő célra való alkalmazására, illetve a megfelelő tárolás hiányára. A jelen korlátozott szavatosság megsérteése esetén a kizárlagos jogorvoslati lehetőség az eszköz csereje vagy a vételár visszatérítése (a LeMaitre Vascular saját döntésének megfelelően), miután a vévo az eszközt visszajuttatta a LeMaitre Vascular számára. Jelen szavatosság az eszköz felhasználhatóságának a lejáratú napján megszűnik. A LÉMAITRE VASCULAR SEMMIKEPPEN NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET KÖZVETETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNES, EGYEDI KÁROKÉT, VALAMINT

MEGTORLÓ VAGY ELRETTENTŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT. A LEMAITRE VASCULARNAK A JELEN ESZKÖZEL ÖSSZEFÜGŐ, TELJES FELELŐSSÉGE – ANNAK FELMERÜLETÉTÖL FÜGGETLENÜL, BÁRMILYEN ELMÉLETI FELELŐSSÉGI OK, SZERZŐDÉS- VAGY JOGSZABÁLYSÉRTÉS, KÖZVETLEN FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB ALAPJÁN – NEM HALADHATJA MEG AZ EZER DOLLÁR (1 000 USD) ÉRTÉKET AKKOR SEM, HA A LEMAITRE VASCULART ELŐZETESEN ÉRTÉSÍTETTÉK A VESZTESÉG LEHETŐSÉGERŐL, TOVÁBBÁ TEKINTET NÉLKÜL BÁRMELY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ALAPVETŐ CÉLJÁNAK AZ ESETLEGES NEM TELJESÜLÉSÉRE. A FENTI KORLÁTOZÁSOK HARMADIK FELEK KÖVETELESEIRE IS VONATKOZNAK.

A felhasználó tájékoztatására jelen utasítások felülvizsgálati vagy kiadási napja a Használati útmutató hátsóoldalán van feltüntetve. Amennyiben a megadott dátum és a termék felhasználása között huszonnégy (24) hónap telt el, a felhasználó vegye fel a kapccsolatot a LeMaitre Vascularral, hogy ellenőrizze, a termékkel kapcsolatban további információk rendelkezésre állnak-e.

**XenoSure® Biologiske kompresser**  
(Modellnumre PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
PL0506R25, PL0510R25)  
Behandlet bovint perikardisk vev  
Bruksanvisning - norsk



#### Lagring

XenoSure® biologiske kompresser skal lagres over 0 °C (32 °F). Unngå steder der det kan oppstå ekstreme temperatursvingninger, for eksempel i nærheten av damp eller varme vannrør, klimaanleggkanaler eller indirekte sollys. KJØLING ER IKKE NØDVENDIG. FRYISING VIL FØRE TIL ALVORLIG SKADE PÅ XENOSURE BIOLOGISK KOMPRESSER OG GJØRE DEN UEGNET FOR BRUK.

#### Enhetsbeskrivelse

XenoSure® biologiske kompresser består av stykker med bovint perikardisk vev som har blitt valgt for minimale vevskavanker. Vevet behandles med en glutaraldehydprosess som krysskobler kollagenfibrene og minimerer antigenisitet. XenoSure biologisk kompressor er et flytende kjemikalie som er sterilisert og pakket i en plastrukke som inneholder steril glutaraldehyd-lagringsløsning. XenoSure biologisk kompressor kommer i følgende størrelser:

Modell	Størrelse (cm)	Form
PL0307R10	0.3 cm x 0.7 cm	Rektangulær
PL0506R10	0.5 cm x 0.6 cm	Rektangulær
PL0510R10	0.5 cm x 1.0 cm	Rektangulær

#### Bruksanvisning

XenoSure biologiske kompresser er ment for bruk som et kirurgisk kompressmaterial for å sikre og støttesuturer og for å hjelpe med suturavstiving i løpet av generell, vaskulær og hjertekirurgi.

#### Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

#### Potensielle komplikasjoner

- Restenose
- Pseudoaneurismedannelse
- Infeksjon
- Trombose
- Forkalkning
- Fibrose
- Kartilstopping
- Utvidelse
- Myokardisk infarkt
- Blødning
- Slag
- Død

#### Advarsler

Hovedkomplikasjonene som har blitt rapportert for bovint perikardisk vev er fibrose og infeksjon. Disse komplikasjonene observeres kun i et lite mindretall av pasientene etter implantering av bovint perikardisk vev.

#### Forholdsregler

Alle personer er ansvarlig for håndtering og klargjøring av XenoSure biologisk kompressor må utvide den største forsiktighet for å unngå skade på XenoSure biologisk kompressor-vevet.

- KUN FOR ENGANGSBRUK. Må ikke gjenbrukes, reprosessereres eller resteriliseres. Gjenbruk, reprosessering og/eller resterilisering av enheten og/eller svikt kan føre til skade på pasienten, sykdom eller død. Alle ubrukte deler av XenoSure biologisk kompressor må kasseres. Merk deg produktets "brukes innen"-dato.
- INSPISER den forseglaede, sterile pakningen før bruk. Hvis forseglingen er brutt, kan det hende innholdet ikke er sterilt og kan forårsake infeksjon hos pasienten. MÅ IKKE BRUKES. Produktet må ikke kasseres. Kontakt distributøren din for flere instruksjoner.
- IKKE eksponer enheten for temperaturer under 0°C (32°F). FRYISING VIL FØRE TIL ALVORLIG SKADE PÅ XENOSURE BIOLOGISK KOMPRESSER OG GJØRE DEN UEGNET FOR BRUK. MÅ IKKE LAGRES AVKJØLT.
- SKYLL enheten i henhold til avsnittet "SKYLLEPROSEDYRE" i denne brosjyren før bruk. Lagringsløsningen for XenoSure biologisk kompressor inneholder glutaraldehyd og kan forårsake irritasjon i hud,

**øyne, nese og hals. IKKE PUST INN DAMP FRA LAGRINGSLØSNINGEN.**

Unngå forlenget hudkontakt og skyll området umiddelbart med vann. I tilfelle øyekontakt, må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.

Den flytende kjemiske lagringsløsningen skal kasseres i henhold til

sykehusets prosedyre.

- IKKE håndter XenoSure biologisk kompresser med traumatiske instrumenter. Dette kan skade enheten.
- IKKE bruk en XenoSure biologisk kompressor som er skadet. Enhetens integritet kan bli skadet.
- IKKE prøv å reparere XenoSure biologisk kompresser. Hvis det skulle oppstå skade på XenoSure biologisk kompressor før implantering, må XenoSure biologisk lapp skiftes ut.
- Må IKKE steriliseres på nytt. Ubrukde deler skal anses som ikke-sterile og kasseres.
- IKKE eksponer XenoSure biologisk kompresser for damp, etylenoksid, sterilisering ved kjemikalier eller stråling (gamma-/elektronstråle). Dette kan føre til skade!
- IKKE bruk suturkutttingsnåler eller kuttingspunktarmerte suturer. Dette kan skade enheten.
- IKKE la lappvevet torke ut i løpet av håndteringen.
- IKKE bruk enheten hvis den er utgått på dato.

**Negative hendelser**

Feilfunksjon i en implantert XenoSure biologisk kompressor gir symptomer som er identiske til symptomer som oppstår fra avvik i det naturlige organet. Det er ansvaret til implanterende kirurg å informere pasienten om symptomene som indikerer feilfunksjon av XenoSure biologisk kompressor.

1. Glutaraldehydfiksert behandlet vev kan være utsatt for senere angrep fra immunsystemet med påfølgende vevssvekkelse. Fordelene ved bruken av XenoSure biologisk kompressor må veies opp i mot den mulige risikoen for senere vevssvekkelse.
2. Gjenværende glutaraldehyd utgjør en risiko for toksikologiske virkninger. Hvis man fullfører riktig skylleprosedyre som listet innen IFU, reduseres den gjenværende glutaraldehyden på kompresser til et akseptabelt nivå, og reduserer dermed risikoen for akutte toksikologiske virkninger betydelig. Gjennomgang av utgitt litteratur har ikke ført til en etablert trygg grense for glutaraldehydesponsoring når den er implantert i vaskulaturen. Risikoen øker når man implanterer store mengder glutaraldehydbehandlet vev eller hos pasienter med mindre masse. Fordelene ved bruken av XenoSure biologisk kompressor må veies opp i mot den mulige risikoen for toksikologiske effekter.
3. Dyrestudier av bovin perikardium har rapportert forkalkning og histologiske tegn på svekkelse som en negativ reaksjon. Funnene inkluderer fagocytter med medfølgende kronisk betennelsesinfiltrering ved grensesnittet mellom det bovine perikardium og omgivende vertsvev med fokal nedbryting av implantatkollagen som er konsistent med vert- vs. transplantatreaksjon.

**Leveringsmåte**

XenoSure biologiske kompresser leveres sterile og ikke-pyrogeniske i en forseglet behold, IKKE STERILISER PÅ NYTT. Kompressene oppbevares i en steril fosfatbufret fysiologisk saltløsning som inneholder 0,2 % glutaraldehyd. Steriliteten er garantert hvis pakningen er uåpnet og har en uskadd forseglings. Ubrukde deler skal anses som ikke-sterile og kasseres.

**Bruksanvisning**

Velg den XenoSure biologisk kompressor som er best egnet for den typen prosedyre som skal utføres. XenoSure biologisk kompressor kan kuttes til en størrelse som er hensiktsmessig for en gitt reparasjon. XenoSure biologisk kompressor er KUN FOR ENGANGSBRUK.

**Lapppreparasjon**

Kirurgiske hanskter må vaskes nøye for å fjerne alle pulverrester før håndtering av XenoSure biologisk kompressor. Undersök informasjonen på krukkens etikett for å bekrefte at du har valgt en XenoSure biologisk kompress av riktig størrelse. Inspiser hele beholderen nøye og se om forseglingen har blitt tuklet med.

IKKE BRUK XENOSURE BIOLIGISK KOMPRESSER HVIS KRUKKEN ER SKADET ELLER HVIS FORSEGLINGEN ER BRUTT. Ikke kasser produktet. Kontakt distributøren din for flere instruksjoner.

**Skyllingsprosedyre**

Riktig skylleprosedyre må følges for å redusere pasientens eksponering for gjenværende glutaraldehyd.

Fjern den innrepssikre ytre plastforseglingen og skru opp krukkens deksel. Innholdet i krukkens er sterilt og må behandles aseptisk for å hindre kontaminering. Krukkens utside er ikke steril og må ikke komme inn på det

#### **sterile feltet.**

Man fjernes XenoSure biologiske kompresser fra krukken ved å gripe kurvposten med behanskede hender eller steril tang, og lar overflødig væskeløsning renne av i krukken.

Når den er fjernet fra beholderen, senker du XenoSure biologisk kompresskurven ned i den sterile fysiologiske saltløsningen. Bruk den samme tangen og beveg XenoSure biologisk kompress forsiktig i beholderen. La XenoSure biologisk kompress forbi i skylebeholderen til den skal brukes av kirurgen.

Ette kirurgens eget skjønn kan skyllerenningen inneholde bacitracin (500 U/mL) eller cephalaxin (10 mg/mL), ettersom testing har vist at XenoSure® bovin perikardisk lappmateriale ikke påvirkes negativt av behandlingen med disse antibiotika. Virkningen av andre antibiotika eller de langstiktige virkningene av disse antibiotikaene på XenoSure® bovin perikardisk lappmateriale har ikke blitt testet. Bruk antibiotika kun som indikert av antibiotikaprodusenten.

Kompressene trenger en skyllerid på 2 minutter i 500 ml med saltløsning.

#### **Implantering**

I løpet av implantering må XenoSure biologisk kompress-vevet skyldes ofte med steril, fysiologisk saltløsning for å hindre torking. Undersøk begge sider av XenoSure® biologisk kompress visuelt. Hvis en side virker glattere, planterer du den glattere overflaten slik at den vender mot blodstrommen.

#### **Kirurgisk teknikk**

Det er ikke innen denne bruksanvisningens omfang å instruere kirurgen i spesifikke reparasjonsprosedyrer. LeMaitre Vascular, Inc. går ut i fra at alle kirurger som utfører operasjonene ovenfor har fått tilstrekkelig opplosning og er godt kjent med relevant vitenskapelig litteratur.

#### **Klinisk erfaring**

Bovine, perikardiske lapper er bruk med stort hell i intrakardiale reparasjonsprosedyrer i de siste 25 årene, med utmerkede kliniske resultater. Publisert data om slik bruk kan finnes i medisinsk litteratur. På næværende tidspunkt er den langstiktige holdbarheten til fiksert, bovin perikardisk vev ukjent. De kliniske fordelene ved å bruke dette materialet sammen med dets kjente egenskaper må veies opp i mot den næværende ukjente langstiktige holdbarheten.

#### **Begrenset produktgaranti, begrensning av rettsmidler**

LeMaitre Vascular, Inc. garanterer at det er tatt rimelige hensyn under produksjon av dette utstyret. Sett bort fra det som er eksplisitt angitt i dette dokumentet, GIR LEMAITRE VASCULAR (SOM BRUKT I DETTE AVSNITTET OMFATTER DETTE LEMAITRE VASCULAR, INC., DETS TILKNYTTDE SELSKAPER OG DERES RESPEKTIVE ANSATTE, FUNKSJONÆRER, STYREMEDLEMMER, LEDERE OG AGENTER) INGEN UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE ENHETEN, ENTEN DE OPPSTÅR SOM FØLGE AV LOVANVENDELSE ELLER PÅ ANNEN MÅTE (MEDREGNET, UTEN BEGRENSNINGEN, EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL) OG FRASKRIVER SEG HERVED DETTE. LeMaitre Vascular stiller ingen garanti vedrørende produktets egnethet for bestemt bruk. Dette er kjøperens eneauansvar. Denne begrensede garantien gjelder ikke ved misbruk eller feilaktig bruk, eller feilaktig oppbevaring, foretatt av kjøperen eller en tredjepart. Det eneste rettsmidlet ved et brudd på denne begrensede garantien vil være ertstatning av, eller refusjon av innkjøpsprisen for, denne enheten (etter LeMaitre Vasculars skjønn) etterfulgt av kjøperens retur av enheten til LeMaitre Vascular. Denne garantien vil avsluttes på utoepsdatoen for denne enheten. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LEMAITRE VASCULAR HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGEBASERTE, SPESIELLE, SANKSJONMESSIGE KRAV ELLER STRAFFERSTATNINGSKRAV. LEMAITRE VASCULAR SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER BÆRE TOTALT ANSVAR FOR DETTE PRODUKTET HVIS DETTE OVERSKRIDER 1 000 USD (ETT TUSEN AMERIKANSKE DOLLAR), UANSETT ÅRSÅK OG ANSVARSFORHOLD, ENTEN I HENHOLD TIL ELLER UTENFOR KONTRAKT, IFØLGJE ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, UAVHENGIG AV OM LEMAITRE VASCULAR ER BLITT INFORMERT OM RISIKOEN FOR ET SLIKK TAP, OG UAVHENGIG AV OM EVENTUELL UTBEDRING HAR MISLYKTES. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER EVENTUELLE KRAV FRA TREDJEPART. En revisjons- eller utstedelsesdato for disse instruksjonene er inkludert på baksiden av disse bruksinstruksjonene for brukerkens informasjon. Hvis det er gått tjuefire (24) måneder mellom denne datoene og bruken av produktet, bør brukeren kontakte LeMaitre Vascular for å se om det er tilgjengelig ekstra produktinformasjon.

## **Биологични тампони XenoSure®**

(Номера на модели PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Обработена говежда перикардна тъкан

Инструкции за употреба - Български



### **Съхранение**

Биологичните тампони XenoSure® трябва да се съхраняват при температура над 0° C (32° F). Да се избягват места, където могат да настъпят прекомерни температурни флуктуации; например, близо до тръби за парно отопление или за гореща вода, въздушопроводи за климатични инсталации или с пряка слънчева светлина. НЕ СЕ ИЗИСКА ОХЛАЖДАНЕ. ЗАМРЪЗВАНЕ ЩЕ ПОВРЕДИ СЕРИОЗНО БИОЛОГИЧНИЯ ТАМПОН ХЕНОSURE И ЩЕ ГО НАПРАВИ НЕПОДХОДЯЩ ЗА УПОТРЕБА.

### **Описание на изделието**

Биологичните тампони XenoSure® съдържат парчета говежда, перикардна тъкан, която е била избрана поради минимални тъкани недостатъци. Тъканта се третира в процес с глутаралдехид, който създава колагеновите фибри и намалява до минимум антигенността. Биологичният тампони XenoSure е стерилизиран с течен химикал и е опакован в пластмасов буркан, съдържащ стерилен разтвор на глутаралдехид за съхранение.

Биологичните тампони XenoSure се предоставят в следните размери:

Модел	Размер (см)	Форма
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

### **Инструкции за употреба**

Биологичните тампони XenoSure са предназначени за употреба като хирургичен тампониращ материал, за да обезопасяват и поддържат сутури и да спомагат за укрепването им по време на обща, съдова или сърдечна операция.

### **Противопоказания**

Няма известни.

### **Възможни усложнения**

- Рестеноза
- Образуване на псевдоаневризма
- Инфекция
- Тромбоза
- Калцификация
- Фиброза
- Съдова оклузия
- Дилатация
- Инфаркт на миокарда
- Кърваве
- Мозъчен инсулт
- Смърт

### **Предупреждения**

Основни усложнения, които са докладвани при говежда, перикардна тъкан, са фиброза и инфекция. Тези усложнения са били наблюдавани само при много малък брой пациенти след имплантране на говежда, перикардна тъкан.

### **Предпазни мерки**

Всички лица, отговорни за работата и подготовката на биологичния тампони XenoSure трябва да проявяват най-голямо внимание, за да избегнат повреждане на тъканта на биологичния тампони XenoSure.

- **САМО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА.** Да не се употребява повторно, да не се обработва отново и да не се стерилизира отново. Повторно използване, обработване или стерилизиране на изделието и/или неспазването на това, би могло да причини нараняване, болест или смърт на пациента. Всички неизползвани парчета от биологичния тампони XenoSure трябва да се изхвърлят. Имайте предвид датата на годност на продукта "Да се използва до..."
- **ПРОВЕРЕТЕ** пломбиранията стерилна опаковка преди отваряне. Ако пломбата е счупена, съдържанието може да не е стерилно и може

да причини инфекция на пациента. ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА. Да не се изхвърля продуктът. Моля, свържете се с вашия дистрибутор за допълнителни инструкции.

- НЕ излагайте изделието на температури под 0°C (32°F). ЗАМРЪЗВАНЕ ШЕ ПОВРЕДИ СЕРИОЗНО БИОЛОГИЧНИЯ ТАМПОН XENOSURE И ЩЕ ГО НАПРАВИ НЕПОДХОДЯЩ ЗА УПОТРЕБА. ДА НЕ СЕ СЪХРАНЯВА В ОХЛАДЕНО СЪСТОЯНИЕ.
- Преди употреба ИЗПЛАКНЕТЕ изделието според раздела "ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЛАКАНЕ" в тази брошура. Разтворът за съхранение на биологичния тампони XenoSure съдържа глутаралдехид и може да причини дразнене на кожата, очите и гръден канал. НЕ ВДИШВАЙТЕ ИЗПАРЕНИЯТА НА РАЗТВОРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ. Избягвайте продължителен контакт на кожата и незабавно промийте зоната с вода. В случаи на попадане в очите потърсете медицинска помощ незабавно. Течният разтвор за химическо съхраняване трябва да се изхвърля според болничната процедура.
- НЕ боравете с биологичния тампони XenoSure посредством травмиращи инструменти. Това може да повреди изделието.
- НЕ използвайте биологичния тампони XenoSure, който е бил повреден. Целостта на изделието може да е нарушена.
- НЕ ПРАВЕТЕ опит да поправите биологичния тампони XenoSure. Ако преди имплантациите настъпи повреда на биологичния тампони XenoSure, сменете биологичния тампони XenoSure.
- НЕ стерилизирайте повторно. Неизползваните секции трябва да се считат нестерилини и да се изхвърлят.
- НЕ подлагайте биологичния тампони XenoSure на стерилизация с пара, етиленов оксид, химически агенти или на стерилизация с облучване (с гама/електронни лъчи). Може да настъпи повреждане!
- НЕ използвайте игли с режещи ръбове или с режещи върхове за хирургични шевове. Това може да повреди изделието.
- НЕ позволявате тъкантата на пластира да изсъхне по време на боравенето с нея.
- НЕ използвайте изделието, ако срокът на годност е изтекъл.

#### Неблагоприятни ефекти

Неправилното функциониране на един имплантран биологичен тампони XenoSure води до симптоми, идентични на симптомите, възникващи от дефицити в орган на тялото. Отговорност на хирурга, извършващ имплантациите, е да информира пациента за симптомите, които показват неправилното функциониране на биологичния тампони XenoSure.

1. Тъкан, обработана чрез глутаралдехид, може да бъде предмет на късна атака от имунната система, с последващо увреждане на тъкантта. Ползите от използването на биологичния тампони XenoSure трябва да бъдат преценени спрямо възможния рисков от късно увреждане на тъкантта.
2. Остатъчният глутаралдехид представлява опасност от токсикологични ефекти. Изпълняването на подходящата процедура за изпълкане, както е посочено в инструкциите за употреба, редуцира остатъчния глутаралдехид върху тампони до приемливо ниво и следователно значително редуцира опасността от остра токсикологични ефекти. Преглед на публикуваната литература не показва установена безопасна граница за експозиция спрямо глутаралдехид, когато е имплантран във васкулатура. Опасностите нарастваат, когато се имплантат големи количества тъкани, обработани с глутаралдехид или се имплантат на пациенти с по-малко тегло. Ползите от използването на биологичния тампони XenoSure трябва да бъдат преценени спрямо възможния рисков от токсикологични ефекти.
3. Проучванията върху животни с говежди перикард докладваха за калцификация и хистологични признания за увреждане, като неблагоприятна реакция. Находките включват фагоцитоза с придвижващ хроничен възпалителен инфильтрат в свързващата повърхност между говеждия перикард и околната приемна тъкан с фокално разрушаване на колагена на имплантанта, говорещо за реакция на приемник срещу присадка.

#### Как се доставя

Биологичните тампони XenoSure се доставят стерилни и апирогенни в пломбирани контейнери; ДА НЕ СЕ СТЕРИЛИЗИРА ПОВТОРНО. Тампоните се съхраняват в стерilen, фосфатно буферен, стерilen, физиологичен разтвор, съдържащ 0,2% глутаралдехид. Стерилността е осигурена, ако опаковката не е отваряна и има неповредена пломба. Неизползваните секции трябва да се считат нестерилини и да се

изхвърлят.

#### **Указания за употреба**

Изберете изисквания модел биологичен тампони XenoSure, както е подходящо за вида процедура, която ще се извърши. Биологичният тампони XenoSure може да бъде скроен в подходящия размер за предстоящото възстановяване. Биологичният тампони XenoSure е САМО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА.

#### **Подготовка на тампони**

Преди да боравите с биологични тампони XenoSure хирургическите ръкавици трябва да бъдат щателно промити, за да се отстраният всички остатъци от тапи.

Проучете информацията върху етикета на буркана, за да проверите избора на правилния размер на биологичния тампон XenoSure. Внимателно проверете целия контейнер и запечатаната пломба за повреда.

**НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ БИОЛОГИЧНИЯ ТАМПОН XENOSURE, АКО БУРКАНЪТ Е ПОВРЕДЕН ИЛИ ПЛОМБАТА Е СЧУПЕНА.** Не изхвърляйте продукта. Моля, съвржете се с вашия дистрибутор за допълнителни инструкции.

#### **Процедура по изплакване**

Подходящата процедура за изплакване трябва да бъде спазвана, за да са редуцира експозицията на пациентите спрямо остатъчния глутаралдехид.

Отстраните запечатаната отвън пластмасова пломба и развойте капака на буркана. Съдържанието на буркана е стерилно и с него трябва да се борави асептично, за да се предотврати контаминация. Външната страна на буркана не е стерилна и не трябва да навлиза в стерилната зона.

Извадете биологичните тампони XenoSure от буркана като хванете кошничния държател с ръце в ръкавици или със стерилен форцепс, позволявайки на излишния разтвор за съхранение да се изтичи в буркана.

След като се извади от контейнера, потопете кошничката с биологични тампони XenoSure в стерilen физиологичен разтвор. Използвайте същия форцепс, внимателно разкларате биологичния тампон XenoSure в легенчето. Позволете биологичния тампон XenoSure да престои в легенчето за изплакване, колкото изисква хирургът.

По усмотрение на хирурга промивният разтвор може да съдържа бацилтратин (500 U/mL) или цефалексин (10 mg/mL), тъй като изпитването показва, че говеждият перикардиален материал на тампони XenoSure® не се повлиява неблагоприятно от третиране с тези антибиотики. Ефектите на други антибиотици или ефектите с дълготрайно действие на тези антибиотици върху говеждия перикардиален материал на тампони XenoSure® не бяха изпитвани. Употребявайте антибиотиците само, както е указано от производителя на антибиотиците.

Тампоните изискват време за изплакване от 2 минути в 500 mL физиологичен разтвор.

#### **Имплантиране**

Разкроите и/или обрежете биологичния тампони XenoSure в желаната форма. Всеки излишен материал от биологичния тампони XenoSure трябва да се обработва като биологичен отпадък и да се изхвърля според болничната процедура.

По време на имплантиране промивайте тъканта на биологичния тампони XenoSure често със стерilen физиологичен разтвор, за да предотвратите изсъхването му. Огледайте визуално двете страни на биологичния тампони XenoSure®. Ако едната страна изглежда по-гладка, имплантирайте по-гладката повърхност така, че тя да сочи към кръвния поток.

#### **Хирургична техника**

Извън обхвата на тази брошюра с инструкции за употреба е да се инструктира хирургът в специфичните процедури по възстановяване. LeMaitre Vascular, Inc. приема, че всеки хирург, извършващ горните операции, е получил адекватно обучение и е подробно запознат с уместната, научна литература.

#### **Клинически опит**

Говежди перикардни пластири бяха успешно използвани във вътресърдечни възстановителни процедури за последните 25 години с отлични клинични резултати. В медицинската литература могат да се намерят публикувани данни за такава употреба.

По настоящем, дълготрайността на фиксираната, говежда перикардна тъкан е неизвестна. Клиничните предимства в употребата на този материал, наред с неговите известни характеристики, трябва да бъдат

преченени срещу настоящата, неопределенна дълготрайност.

**Ограничена гаранция за продукта; ограничение на обезщетенията**

LeMaitre Vascular, Inc. гарантира, че е вложено достатъчно внимание в производството на това изделие. Освен както е пряко предвидено в настоящия документ, LEMAITRE VASCULAR (ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТОИ РАЗДЕЛ, ТАЗИ КЛАУЗА ВКЛЮЧВА LEMAITRE VASCULAR, INC., НЕЙНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И СЪВОБЕТНИТЕ ТЕХНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДЪЛЖНОСТИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, УПРАВИТЕЛИ И АГЕНТИ) НЕ ДАВА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ, БИЛО ПОРАДИ ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКА ПРЕДПОЛАГАЕМА ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ПРИГОДНОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ) И В НАСТОЯЩОТО ГИ ОТХЪДИЯ. LeMaitre Vascular не заявява пригодността за никакво определено лечение, за което това изделие бива използвано и чието определяне е отговорност единствено на купувача. Тази ограничена гаранция не се прилага в случаи на каквато и да е злоупотреба или неправилна употреба, или на неправилно съхранение на това изделие от купувача или от трета страна. Единственото обезщетение при неспазване на тази ограничена гаранция ще бъде смяната или връщането на платената цена за това изделие (единствена опция на LeMaitre Vascular), след връщане на изделието от купувача на LeMaitre Vascular. Тази гаранция приключва след изтичане на срока на годност на това изделие.

ПРИ НИКАКВИ УСЛОВИЯ LEMAITRE VASCULAR НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ. ПРИ НИКАКВИ УСЛОВИЯ СЪВКУПНАТА ОТГОВОРНОСТ НА LEMAITRE VASCULAR ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИННИТЕ ЗА ВЪЗНИКАНЕТО И, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИННИТЕ И ВИДА ОТГОВОРНОСТ, ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВОНАРУШЕНИЕ, КАТО СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, НЕ НАДМИНАВА ХИЛЯДА ДОЛАРА (USS1 000), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ LEMAITRE VASCULAR Е БИЛА ОСВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТАТА ЗА ТАКАВА ЗАГУБА И НЕЗАВИСИМО ОТ НЕОСЪЩЕСТВИВАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОЕТО И ДА Е ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВСИЧКИ ИСКОВЕ НА ТРЕТА СТРАНА.

За сведение на потребителите редакция или дата на отпечатването е включена на последната страница на тези Инструкции за употреба. Ако двадесет и четири (24) месеца са изтекли между тази дата и употребата на продукта, потребителите трябва да се свържат с LeMaitre Vascular, за да видят дали има налична допълнителна информация за продукта.

## XenoSure® bioloģiskie tamponi

(Modeļu numuri: PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,

PL0506R25, PL0510R25)

Apstradati liellopu perikarda audi

Lietošanas instrukcija — latviešu valodā



### Uzglabāšana

XenoSure® bioloģiskie tamponi jāuzglabā pie temperatūras virs 0 °C (32 °F). Izvairieties no vietām, kur var rasties straujas temperatūras svārības; piemēram, tuvu tvaika un karstā ūdens caurulvadiem, gaisa kondicionēšanas kanāliem, vai no tiešas saules gaismas. SALDĒŠANA NAV VAIADZĪGA. SALDĒŠANA BŪTIKI BOĀ XENOSURE BIOLOGISKIE TAMPONI UN PADARA TO NEDERĪGU LIETOŠANAI.

### Ierīces apraksts

XenoSure® bioloģiskie tamponi sastāv no īpaši izraudzītiem liellopu perikarda audu gabaliem, kuriem ir maz audu defekti. Audi tiek apstrādāti ar glutāraldehīdu, kas sačetina kolagēna šķiedras un līdz minimumam samazina antigenēnās īpašības. XenoSure bioloģiskie tamponi ir ķīmiski sterilizēti ar šķidrumu un iepakots plastmasas burkā, kas satur sterīlu glutāraldehīdu uzglabāšanas šķidrumu.

Tiek piegādāti šādu izmēru XenoSure bioloģiskie tamponi:

Modelis	Izmērs (cm)	Forma
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm

### Indikācijas lietošanai

XenoSure bioloģiskos tamponus ir paredzēts izmantot kā kirurģisko tamponu materiālu, lai nostiprinātu un atbalstītu šūves un lai palīdzētu pastiprināt šūves visspārējā, asinsvadu un sirds kirurģijā.

### Kontrindikācijas

Nav zināmas.

### Iespējamās komplikācijas

- Atkārtota stenoze
- Pseidoaneirīsmas veidošanās
- Infekcija
- Tromboze
- Pārkaļkošanās
- Fibroze
- Asinsvadu oklūzija
- Dilatācija
- Miokarda infarkts
- Asijosana
- Insults
- Nāve

### Brīdinājumi

Galvenās komplikācijas, kas tiek ziņotas par liellopu perikarda audiem, ir fiboze un infekcija. Šīs komplikācijas pēc liellopu perikarda audu implantācijas ir novērotas tikai nelielai daļai pacientu.

### Piesardzības pasākumi

Visām personām, kas atbild par XenoSure bioloģiskā tamponi apstrādi un sagatavošanu, ir jārīkojas arīkarti uzmanīgi, lai nesabojātu XenoSure bioloģiskā tamponi audus.

- TIKAI VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI. Nelietot atkārtoti, neapstrādāt atkārtoti un nesterilizēt atkārtoti. Ierīces atkārtota izmantošana, apstrāde un/vai atkārtota sterilizācija, un/vai neveiksmei var izraisīt pacientam traumas, slimības vai nāvi. Jebkuri neizlīdotie XenoSure bioloģiskā tamponi gabali ir jālikvidē. Ievērojet terminu "Izlietot līdz".
- Pirms atvēšanas APSKATIET alzīmogoto sterīlu lepkakojumu. Ja zīmogs ir bojāts, satus var nebūt sterīls un var izraisīt pacienta inficēšanos. NEIZMANTOJET. Nelikvidējiet izstrādājumu. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu papildu norādījumus.
- NEPAKLĀUJET ierīci temperatūrām zem 0°C (32°F). SALDĒŠANA BŪTIKI BOĀ XENOSURE BIOLOGISKA TAMPONI UN PADARA TO NEDERIGU LIETOŠANAI. NEGLABĀJET LEDUSSKAPI.
- Pirms lietošanas IZSKALOJET ierīci saskanā ar norādēm šī bukleta sadalā "SKALOŠANAS PROCEDŪRA". XenoSure bioloģiskā tamponi

uzglabāšanas šķidums satur glutāraldehidu, un tas var izraisīt ādas, acu, deguna un rīkles kairinājumu. NEIĒELPOJET UZGLABĀŠANAS ŠĶIDUMĀ TVAIKUS. Izvairieties no ilgstošas saskares ar ādu un tūlit noskalojiet skarto zonu ar ūdeni. Ja šķidums noklūst acis, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Šķidrās kimiskais uzglabāšanas šķidums jālikvidē atbilstoši slimnīcas procedūrai.

- NERĪKOJETIES ar XenoSure bioloģisko tamponi, izmantojot traumatiskus instrumentus tā rikojties, var sabojāt ierīci.
- NELIETOJET nevien XenoSure bioloģisko tamponi, ja tas ir bojāts. Var tikt apdraudēta ierīces integritāte.
- NEMĒGINET salabot XenoSure bioloģisko tamponi. Ja XenoSure bioloģiskā tamponi bojājums notiek pirms implantācijas, nomainiet XenoSure bioloģisko tamponi.
- NESTERILIZĒJET atkārtoti. Neizmantotās daļas jāuzskata par nesterilām un ir jālikvidē.
- NEPAKLĀUJET XenoSure bioloģisko tamponi sterilizācijai ar tvaiku, etilēna oksidu, kīmiju vai starojumu (gamma stari / elektronu kulis). Tādējādi var rasties bojājums!
- NELIETOJET griezōšas šūšanas adatas vai armēto šuvju materiālu ar griešanas vietā tā rikojties, var sabojāt ierīci.
- NELAUJET ielāpa audiem apstrādes laikā izzūt.
- NELIETOJET, ja ierīcei ir beidzies deriguma terminš.

#### Nevēlamās blakusparādības

Nepareiza implantētās XenoSure bioloģiskā tamponi funkcionešana rada simptomus, kuri identiski simptomiem, kas rodas dabisko orgānu deficitā gadījumā. Par implantēšanu atbildīgā kirurga atbildībā ir informēt pacientu par simptomiem, kas norāda uz nepareizu XenoSure bioloģiskā tamponi funkcionešanu.

1. Ar glutāraldehidu apstrādātie audu var tikt paklauti vēlākiem imūnsistēmas uzbrukumiem, kas var izraisīt audu degenerāciju.  
XenoSure bioloģiskā tamponi lietošanas ieguvumi jāsamēro ar vēlākas audu paslīktināšanas riska iespējamību.
2. Atlikušais glutāraldehīds rada toksikoloģiskās ieteikmes risku. Izpildot lietošanas instrukcijā sniegtu atbilstošās skalošanas procedūru, samazina uz tamponi atlikušo glutāraldehīda daudzumu līdz pieņemamam līmenim, un tādējādi būtiski samazina akutas toksikoloģiskās iedarbības risku. Publicētās literatūras pārskata rezultātā nav noteikta droša robežvērtība glutāraldehīda iedarbībai, implantējot ielāpu asinsvados. Risks palielinās, ja implante lielus, ar glutāraldehidu apstrādātus audus, vai tos pielieto pacientiem ar mazāku masu. XenoSure bioloģiskā tamponi lietošanas ieguvumi jāsamēro ar vēlākas toksikoloģiskās iedarbības iespējamo risku.
3. Tieki ziņots, ka pētījumos ar dzīvniekiem attiecībā uz liellopa perikarda konstatēti pārkalpošanas un histoloģiskas paslīktināšanas pazīmes. Atzinumos ietverta fagoцитoze vienlaikus ar hronisku iekaisumu infiltrātu gadījumā, kad pastāv liellopa perikarda un apkārtējo uznēmošo audu saskare, ja notikusi implanta kolagēna fokāla degradācija kā saimnieka audu atbilde reakciju uz transplantātu.

#### Piegādes veids

XenoSure bioloģiskie tamponi tiek piegādāti sterili un nepirogēni, slēgtā konteinerā; NESTERILIZĒJET ATKĀRTOTI. Tamponi tiek glabāti ar fosfātu buferēta, sterila fizioloģiskā šķidumā, kas satur 0,2% glutāraldehidu. Sterilitāte ir nodrošināta, ja iepakojums ir neatvērts un ir nebojātu blīvējumu. Neizmantotas daļas jāuzskata par nesterilām un ir jālikvidē.

#### Norādījumi lietošanai

Izvēlieties nepieciešamo XenoSure bioloģiskā tamponi modeli, kas piemērots veicamajai procedūrai. XenoSure bioloģisko tamponi var apgriezt līdz izmēram, kas piemērots konkrētajai operācijai. XenoSure bioloģiskais tamponus ir paredzēts tikai VIENREIZĒJAI LIETOSANAI.

#### Tamponi sagatavošana

Pirms rikošanas ar XenoSure bioloģisko tamponi kirurģiskie cimdi ir rūpīgi jānomazgā, lai likvidētu visas pulvera atliekas. Izpētiet informāciju uz burkas etiketes, lai pārliecīnātos, ka tiek izraudzīts pareizā izmēra XenoSure bioloģiskais tampons. Rūpīgi apskatiet, vai nav bojāts konteiners un iepakojuma drošības aizdare. NEIZMANTOJET XENOSURE BIOLOGISKO TAMPONI, JA BURKA IR BOJĀTA VAI JA AIZDARE IR BOJĀTA. Nelikvidējiet izstrādājumu. Lūdzu, sazinieties ar izplattāju, lai saņemtu papildu norādījumus.

#### Skalošanas procedūra

Lai samazinātu pacienta pakļaušanu atlikušā glutāraldehīda iedarbībai, ir jāievēro attiecīgā skalošanas procedūra. Nonemiet iepakojuma drošības aizdares ārējo plastmasas blīvējumu un noskrūvējiet burkas vāku. Burkas satus ir sterili, un ar to ir jārīkojas asep-

tiski, lai novērstu kontamināciju. Burkas ārpuse nav sterila, un tā nedrikst nokļūt sterilajā zonā.

Izņemiet XenoSure bioloģisko tamponus no burkas, satverot groza balstu ar cīmjiem rokās vai sterilām kirurģiskām knaiblēm, laujot liekajam uzglabāšanas šķidumam notečēt burkā.

Pēc izņemšanas no konteinerā iegremdējet XenoSure bioloģisko tamponu grozu sterilā fizioloģiskajā šķidumā. Izmantojot to pašu pinceti, saudzīgi maišiet XenoSure bioloģisko tamponu traukā ar šķidumu. Atstājiet XenoSure bioloģisko tamponu skalošanas traukā, līdz to pieprasā kirurgs.

Pēc kirurga ieskatiem skalošanas šķidums var saturēt bacitracīnu (500 U/ml) vai cefaleksīnu (10 mg/ml), jo testēšana parādīja, ka apstrāde ar šīm antibiotikām neatstāj nelabvēlu ietekmi uz XenoSure® liellopa perikarda plākstera materiālu. Cītu antibiotiku iedarbība vai šī antibiotiku ilgstoša iedarbība uz XenoSure® liellopa perikarda plākstera materiālu nav testēta. Lietojet antibiotikas vienīgi saskaņā ar antibiotiku ražotāja norādēm.

Nepieciešamais skalošanas laiks tamponiem ir 2 minūtes 500 ml šķidumā.

#### **Implantēšana**

Implantācijas laikā bieži skalojiet XenoSure bioloģiskā tamponi audus ar sterīlu fizioloģisko šķidumu, lai novērstu izžūšanu.

#### **Kirurģiska metode**

Kirurģiskā metode nav ietverta šīs lietošanas instrukcijas bukletā norādījumos tā, lai varētu iestrābt kirurgu par konkrētam labošanas procedūrām. Uzņēmums LeMaitre Vascular, Inc. piemēr, ka jebkurš kirurgs, kas veic minētās darbības, ir saņēmis atbilstošu apmācību un ir rūpīgi iepazinies ar atbilstošo zinātnisko literatūru.

#### **Kliniskā priedze**

Liellopu perikarda ielāpi ir veiksmīgi izmantojoti intrakardiālās labošanas procedūras pēdējo 25 gadu laikā, uzzīdot lieliskus kliniskos rezultātus. Publicētos datus par sādu izmantošanu var atrast medicīnas literatūrā. Šobrīd piestiprināto liellopu perikarda audu ilgtermiņa izturība nav zināma. Kliniskās priešķrocības, izmantojot šo materiālu kopā ar tā zināmajiem parametriem, jāsamēro ar tā pāseizē nenoteikto ilgtermiņa izturību.

#### **Ierobežotā izstrādājuma garantija; atlīdzības ierobežojumi**

LeMaitre Vascular, Inc. garantē, ka šī ierīce ir izgatavota, pielietojot saprātīgu izgatavošanas paņēmienus. Ja vien nav skaidri paredzēts šajā dokumentā, LEMAITRE VASCULAR (KĀ LIETOTS SĀJA SADĀLĀ, SIS NOSACĪJUMS ATTIECAS UZ LEMAITRE VASCULAR, INC. TĀ FILIĀLĒM UN ATTIECĪGIEM DARBINIEKIEM, AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, MENEDŽERIEM UN AĢENTIEM) NESNIEDZ NEKĀDĀS TIESĀS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ SŌ IERĪCI, KAS RODAS SASKAŅĀ AR LIKUMDOŠANU VAI CITĀDI (IESKAITOT, BEZ IEROBĒZOJUMIEM, JEBKĀDU NETIESU GARANTIJU PAR PIEMĒROTĪBU PARDOSĀNAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRKIM) UN AR SŌ ATSAKĀS NO TĀM. LeMaitre Vascular nesniedz nekādus pazinojumus attiecībā uz piemērotību kādai konkrētai apstrādei, pie kurās šī ierīci lieto, un par kuras noteikšanu pilnībā ir atbildīgs pircējs. Šī ierobežotā garantija neatniecas uz jebkādu šīs ierīces jaunprātīgu izmantošanu vai pilnvaru pārsniegšanu, vai pircēja vai trešās personas nespēju to atbilstoši uzglabāt. Vienīgā kompensācija par šīs ierobežotās garantijas lašanu saj ierīcei būs aizvietošana, vai iegādes cenās atmaksā (vienīgi pēc uzņēmuma LeMaitre Vascular izvēles), kas sekot pēc šīs ierīces nodošanas atpakaļ uzņēmumam LeMaitre Vascular. Šī garantija izbeidzas līdz ar šīs ierīces derīguma termina beigu datumu.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZNĒMUMS LEMAITRE VASCULAR NAV ATBILDĪGS NE PAR KĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOSIEM, SPECIĀLIEM, SODA VAI TIPEVIDA BOJAJUMIENI. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UZNĒMUMA LEMAITRE VASCULAR SUMMĀRĀ KOMPENSĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ SŌ IERĪCI, KAS RODAS JEBKĀDAS TEORĒTIKĀS ATBILDĪBĀS DĒĻ SASKAŅĀ AR LĪGUMU, TIESĪBU PARKĀPUMU, STINGRU ATBILDĪBU VAI CITĀDI, NEPARSNIEGS VIENU TŪKSTOTI DOLĀRU (USD 1000), NEATKARIGI NO TĀ, VAI UZNĒMUMS LEMAITRE VASCULAR IR PAREDZĒJIS SĀDU ZAUDEJUMU IESPĒJAMĪBU, UN NERAUGOTIES UZ JEBKĀDAS KOMPENSĀCIJAS PAMATMERĶA NEASINIEGŠANU. SIE IEROBĒZOJUMI ATTIECAS UZ JEBKURU TRĒSO PERSONU PRASĪBĀM.

Šo norādījumu pārskatīšanas vai izdošanas datums lietotāja informācijai ir norādīts šīs lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē. Ja stāp šo datumu un izstrādājuma lietošanu ir pagājuši divdesmit četri (24) mēneši, lietotājam jāsazinās ar uzņēmumu LeMaitre Vascular, lai uzzinātu, vai ir pieejama papildu informācija par izstrādājumu.

**Tampony biologiczne XenoSure®**  
(Numery modeli PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25,  
PL0506R25, PL0510R25)  
Przetworzona tkanka osierdzia bydłęcego  
Instrukcja stosowania — Polski



#### Przechowywanie

Tampony biologiczne XenoSure® należy przechowywać w temperaturze powyżej 0°C (32°F). Należy unikać miejsc, w których może dojść do wysokich zmian temperatury; na przykład w pobliżu przewodów parowych lub z gorącą wodą, kanałów klimatyzacji lub w miejscach wystawionych na bezpośrednie światło słoneczne. PRZECZYWYWARIE W LODOWCIE NIE JEST WYMAGANE. ZAMROŻENIE SPOWODUJE POWAŻNE USZKODZENIE TAMPONY BIOLOGICZNE XENOSURE, PRZEZ CO STANIE SIĘ BEZUŻYTECZNA.

#### Opis produktu

Tampony biologiczne XenoSure® składają się z fragmentów tkanki osierdzia bydłęcego, wybranego ze względu na minimalną ilość wad tkankowych. Tkanka została poddana obróbce w aldehydzie glutarowym, który łączy ze sobą włókna kolagenowe i minimalizuje antygenowość. Tampony biologiczne XenoSure zostały wyjałowiona płynnym środkiem chemicznym i jest zapakowana w plastikowy słoik, zawierający jałowy roztwór aldehydu glutarowego do przechowywania.

Tampony biologiczne XenoSure dostarczana jest w następujących rozmiarach:

Model		Rozmiar (cm)	Kształt
PL0307R10	PL0307R25	0.3 cm x 0.7 cm	Prostokątny
PL0506R10	PL0506R25	0.5 cm x 0.6 cm	Prostokątny
PL0510R10	PL0510R25	0.5 cm x 1.0 cm	Prostokątny

#### Wskazania dotyczące stosowania

Tampony biologiczne XenoSure przeznaczone są do użycia jako tampony chirurgiczne do mocowania i podpierania szwów oraz pomocy we wzmacnianiu szwu podczas zabiegów chirurgii ogólniej, naczyniowej i sercowej.

#### Przeciwskazania

Brak znanych.

#### Możliwe powikłania

- Nawrót zwężenia
- Tworzenie się tętniaka rzekomego
- Zakażenie
- Tworzenie się skrzepów
- Zwapnienie
- Zwłóknienie
- Okluza naczynia
- Rozszerzenie
- Zawał mięśnia sercowego
- Krwawienie
- Udar
- Zgon

#### Ostrzeżenia

Główne powikłania zgłoszone dla tkanki osierdzia bydłęcego to zwłóknienie i zakażenie. Te powikłania zaobserwowano jedynie u niewielkiej liczby pacjentów po wszczepieniu tkanki osierdzia bydłęcego.

#### Środki ostrożności

Wszystkie osoby odpowiedzialne za obsługę i przygotowanie tampony biologiczne XenoSure muszą zachować najwyższą ostrożność, aby nie uszkodzić tkanki tampony biologiczne XenoSure.

- WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU! Nie używać ponownie, nie przetwarzać ponownie ani nie wyjaławiać ponownie. Ponowne użycie, ponowne przetwarzanie i/lub ponowne wyjaławiania produktu i/lub uszkodzenie mogą doprowadzić do obrażeń u pacjenta, choroby lub zgonu. Wszelkie niezużyte fragmenty tampony biologiczne XenoSure należy wyrzucić. Należy zwrócić uwagę na „Termin ważności”.
- SPRAWDZIĆ szczenię zamknięte jałowe opakowanie przed jego otwarciem. Jeśli szczenię zamknięcie jest uszkodzone, zawartość może nie być jałowa i może doprowadzić do zakażenia u pacjenta. NIE

**UŻYWAĆ.** Nie wyrzucać produktu. Należy skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.

- NIE wystawiać produktu na działanie temperatur poniżej 0°C (32°F). **ZAMROŻENIE SPOWODUJE POWAŻNE USZKODZENIE TAMPONY BIOLOGICZNE XENOSURE, PRZEZ CO STANIE SIĘ BEZUŻYTECZNA. NIE PRZECHOWYWAĆ W STANIE ZAMROŻONYM.**
- Przed użyciem należy WYPŁUKAĆ produktu zgodnie z sekcją „PROCEDURA PLUKANIA” w niniejszej ulotce. Roztwór do przechowywania tampony biologiczne XenoSure zawiera aldehyd glutarowy i może powodować podrażnienia skóry, oczu, nosa i gardła. NIE WDYCHAĆ OPARÓW ROZTWORU DO PRZEHOWYWANIA. Należy unikać długotrwałego kontaktu ze skórą i niezwłocznie przepłukać narażony obszar wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej. Środek chemiczny do przechowywania w płynie należy wyrzucać zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu.
- NIE WOLNO obsługiwać tampony biologiczne XenoSure narzędziami urazowymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia wyrobu.
- NIE WOLNO używać żadnej tampony biologiczne XenoSure, która została uszkodzona. Może to doprowadzić do naruszenia integralności produktu.
- NIE WOLNO próbować naprawiać tampony biologiczne XenoSure. Jeśli przed wszczepieniem dojdzie do uszkodzenia tampony biologiczne XenoSure, należy wymienić tampony biologiczna XenoSure.
- NIE WOLNO wyjaśniać ponownie. Niezużyte fragmenty należy uważać za niejadowite i wyrzucić.
- NIE WOLNO wystawiać tampony biologiczne XenoSure na działanie procesu wyjaławiania parą, tlenkiem etylenu, środkiem chemicznym lub promieniowaniem (promieniowanie gamma/wiązka elektronowa). Może to doprowadzić do uszkodzeń!
- NIE WOLNO używać igieł do cięcia szwów ani elementów z punktami tnącymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia wyrobu.
- NIE WOLNO dopuścić, by tkanka latek wyschła podczas obsługi.
- NIE WOLNO używać po upływie daty ważności produktu.

#### Działania niepożądane

Nieprawidłowe działanie wszczepionej tampony biologiczne XenoSure powoduje takie same objawy, jak objawy występujące w przypadku naturalnego narządu. Chirurg dokonujący wszczepienia ponosi odpowiedzialność za poinformowanie pacjenta o objawach wskazujących na nieprawidłowe działanie tampony biologiczne XenoSure.

1. Tkanka leczona w aldehydzie glutarowym może być z późnieniem atakowana przez układ immunologiczny, powodując w następstwie pogorszenie stanu tkanki. Korzyści z użycia tampony biologiczne XenoSure muszą przeważać możliwe ryzyko opóźnionego pogorszenia stanu tkanki.
2. Pozostałość aldehydu glutarowego niosą za sobą ryzyko skutków toksykologicznych. Przeprowadzenie odpowiedniej procedury plukania w sposób wymieniony w instrukcji użytkowania usuwa pozostałość aldehydu glutarowego na tampony do akceptownego poziomu, zmniejszając tym samym znacznie ryzyko wystąpienia ostrych skutków toksykologicznych. Przegląd opublikowanej literatury nie doprowadził do ustalenia bezpiecznej granicy narażenia na aldehyd glutarowy po jego wszczepieniu w obrębie układu nacyniowego. Ryzyka wzrastają podczas implantacji dużej ilości tkanki poddanej leczeniu aldehydem glutarowym ub u pacjentów o niewielkiej masie ciała. Korzyści z użycia tampony biologiczne XenoSure muszą przewyższać możliwe ryzyko skutków toksykologicznych.
3. W badaniach osierdzią bydlęcego na zwierzętach zgłoszono reakcję niepożądane polegające na wystąpieniu zwątpienia i histologicznych oznak pogorszenia stanu. Ustalenia obejmują fagocytzę z towarzyszącym chronicznym zapalnym nasączaniem na styku pomiędzy osierdziem bydlęcym a otaczającą go tkanką macierzystą zogniskowym pogorszeniem stanu kolagenu implantu, spójnym z reakcją gospodarz-przeszczep.

#### Sposób dostarczenia

Tampony biologiczne XenoSure dostarczane są w stanie jałowym i niepirogennym w szczelinie zamkniętym pojemniku; NIE WYJALAWIAĆ PONOWNIE. Tampony są przechowywane w jałowym roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, zawierającym 0,2% aldehydu glutarowego. Jałość jest gwarantowana, gdy opakowanie nie jest otwarte i jego szczelność jest nienaruszona. Niezużyte fragmenty należy uważać za niejadowite i wyrzucić.

### **Instrukcje dotyczące stosowania**

Należy wybrać model tampony biologiczne XenoSure odpowiedni do typu wykonywanego zabiegu. Tampony biologiczna XenoSure można przyćać do rozmiaru odpowiedniego dla danej naprawy. Tampony biologiczna XenoSure przeznaczona jest WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

### **Przygotowanie Tampony**

Przed obsługą tampony biologiczne XenoSure należy dokładnie umyć rękawiczki chirurgiczne, aby usunąć wszelkie pozostałości proszku. Należy zapoznać się z informacjami na etykiecie umieszczonej na słoku, aby sprawdzić, czy wybrano tampon biologiczny XenoSure o właściwym rozmiarze. Należy ostrożnie sprawdzić cały zbiornik i uszczelnienie umożliwiające stwierdzenie jego naruszenia.

**NIE UŻYWAĆ TAMPONY BIOLOGICZNE XENOSURE, JEŚLI SŁOIK JEST USZKODZONY LUB USZCZELNIENIE JEST PRZERWANE.** Nie wyrzucać produktu. Należy skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.

### **Procedura plukania**

Należy zastosować odpowiednią procedurę plukania celu zmniejszenia narażenia pacjentów na pozostałości aldehydu glutarowego. Zdjąć zewnętrzne plastikowe uszczelnienie umożliwiające stwierdzenie jego naruszenia i odwrócić wieczko słotka. Zawartość słotka jest jałowa i należy ją obsługiwac w sposób aseptyczny, aby uniknąć zanieczyszczenia. Powierzchnia zewnętrzna słotka nie jest jałowa i nie może dostać się do jałowego pola.

Wyjąć tampony biologiczne XenoSure ze słotki, chwytając słopek kosza ręką w rękawicce lub jałowymi kleszczycami, pozwalając na spłynięcie nadmiaru roztworu do słotka.

Po wyjęciu z pojemnika, zanurzyć kosz tamponów biologicznych XenoSure w jałowym roztworze soli fizjologicznej. Za pomocą tych samych kleszczów delikatnie poruszać tamponem biologicznym XenoSure w misce. Należy pozostawić tampon biologiczny XenoSure w misce do plukania do czasu, gdy będzie wymagany przez chirurga. Stosownie do decyzji chirurga roztwór do przepłukiwania może zawierać bacitracynę (500 U/ml) lub cefaleksynę (10 mg/ml), ponieważ testy wykazały, że leczenie tymi antybiotykami nie wpływa negatywnie na materiał latek z osierdzią bydlęcą XenoSure®. Nie dokonano oceny wpływu innych antybiotyków lub długoterminowego wpływu tych antybiotyków na materiał latek z osierdzią bydlęcą XenoSure®. Antybiotyki należy stosować wyłącznie w sposób wskazany przez producenta antybiotyków. Tampony należy płukać przez 2 minuty w 500 ml soli fizjologicznej.

### **Wszczepianie**

Należy obciąć i/lub przyćać tampony biologiczna XenoSure do żadanego kształtu. Nadmiar materiału tampony biologicznej XenoSure należy traktować jak odpad biologiczny i wyrzucić zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu.

Podczas wszczepiania należy często nawadniać tkankę tampony biologicznej XenoSure za pomocą jałowej soli fizjologicznej, aby uniknąć wyschnięcia. Należy wzrokowo sprawdzić obie strony tampony biologicznej XenoSure®. Jeżeli jedna strona wydaje się być gładza, należy dokonać wszczepienia w taki sposób, aby gładza skierowana była w stronę przepływu krwi.

### **Technika chirurgiczna**

Instruowanie chirurga w zakresie danego zabiegu naprawczego wykracza poza zakres niniejszej ulotki Instrukcji stosowania. Firma LeMaitre Vascular, Inc. zaznacza, że chirurg wykonujący opisane powyżej czynności przeszedł odpowiednie przeszkolenie i dobrze zna stosowną literaturę naukową.

### **Doświadczenie kliniczne**

Łatki z osierdzią bydlęcą były pomyślnie zastosowane w wewnętrznych zabiegach naprawczych w minionych 25 latach, a rezultaty kliniczne były doskonale. Opublikowane dane dotyczące takiego użycia można znaleźć w literaturze medycznej.

Na chwilę obecną długoterminowa trwałość tkanki utrwalonego osierdzi bydlęcego jest nieznana. Należy rozważyć korzyści kliniczne wynikające z użycia tego materiału oraz jego znane charakterystyki względem obecnie nieznanej trwałości długoterminowej.

### **Ograniczona gwarancja produktu; Ograniczenie roszczeń**

Firma LeMaitre Vascular, Inc. gwarantuje, że podczas produkcji tego produktu dochowano należytej staranności. Z wyjątkiem wskazanych tu przypadków FIRMA LEMAITRE VASCULAR (UŻYTЫ W NINIEJSZEJ SEKCJI TERMIN W TEJ POSTACI OBEJMUJE FIRMĘ LEMAITRE VASCULAR, INC., JEJ PODMIOTY ZALEZNE I CH PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW I AGENTÓW) NIE DAJE ŻADNYCH JAWNYCH

LUB DOROZUMIANYCH GWARANCIJ W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB INNYCH (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) I NINIEJSZYM SIĘ ICH ZRZEKA. Firma LeMaitre Vascular nie wydaje żadnych oświadczeń w odniesieniu do przydatności do określonego leczenia, w którym ten produkt zostanie użyty, za co wyłącznie odpowiedzialność ponosi nabywca. Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy przypadków naduzycia lub niewłaściwego użycia, bądź nieprawidłowego przechowywania niniejszego produktu przez nabywcę lub jakkolwiek stroną trzecią. Wylęcznym środkiem naprawczym w przypadku złamania postanowien niniejszej ograniczonej gwarancji będzie wymiana lub zwrot ceny zakupu produktu (zgodnie z decyzją należącą wyłącznie do firmy LeMaitre Vascular) po dokonaniu przez nabywce zwrotu produktu do firmy LeMaitre Vascular. Niniejsza gwarancja spowoduje upłynięcie daty ważności produktu.

W ZADNYM PRZYPADKU FIRMA LEMAITRE VASCULAR NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB RETORSYNE. W ZADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LEMAITRE VASCULAR W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO PRODUKTU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, Z CZEGO WYNIKĄ, W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, NARUSZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŚCISŁĄ LUB INNĄ, NIE MOŻE PRZEKRÓCZYĆ KWOTY JEDNEGO TYSIĄCA DOLARÓW (1 000 USD), BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA LEMAITRE VASCULAR ZOSTAŁA Poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód, czy nie, oraz bez względu na niespełnienie zasadniczego założenia jakichkolwiek ograniczonych środków naprawczych. Niniejsze ograniczenia dotyczą wszelkich roszczeń stron trzecich.

Wersja lub data wydania niniejszej instrukcji została dla celów informacyjnych podana na tyłnej stronie niniejszych Instrukcji stosowania. Jeśli od tej daty do chwili użycia produktu upłynęły dwadzieścia cztery (24) miesiące, użytkownik powinien skontaktować się z firmą LeMaitre Vascular w celu sprawdzenia, czy dostępne są dodatkowe informacje dotyczące produktu.

### Symbol Legend

English Symbol legend	Distributed by European Authorized Representative	Catalog Number	Batch Code	Use-by Date	Date of Manufacture	Quantity	Serialized using aseptic techniques.	Caution: U.S. Federal and other law restricts this device to sale by or on the order of a physician	
Deutsch Erklärung der Symbole	Vertrieb Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft	Katalognummer	Chargen-Code	Verfallsdatum	Herstellungsdatum	Stückzahl	Mithilfe aseptischer Verarbeitungstechniken sterilisiert.	Achtung: Gemäß den Bundesgesetzen der USA und anderen Gesetzen darf diese Gerät nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes verkauft werden	
Français Legende des symboles	Distribué par Représentant Autorisé dans l'Union Européenne	Numéro de catalogue	Code du lot	Date limite d'utilisation	Date de fabrication	Quantité	Stérilisé par des techniques de traitement aseptiques.	Attention: la législation fédérale des Etats-Unis n'autorise la vente de ce dispositif qu'à un médecin ou sur ordonnance d'un médecin	
Italiano Legenda dei simboli	Distribuito da Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea	Numero di catalogo	Numero lotto	Data di scadenza	Data di produzione	Quantità	Sterilizzato con tecniche di lavorazione aseptiche.	Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti e altre leggi consentono la vendita di questo dispositivo solo a medici dietro prescrizione medica	
Español Significado de los símbolos	Distribuido por Representante Autorizado en la Comunidad Europea	Número de catálogo	Código de lote	Fecha de caducidad	Fecha de fabricación	Cantidad	Esterilizado mediante técnicas de procedimiento asepticas.	Precisión: la legislación federal de EE. UU. y otras regulaciones exhortan a autorizar ventas mediante prescripción médica de este dispositivo	
Português Legenda de símbolos	Distribuído por Representante Autorizado na Comunidade Europeia	Número de catálogo	Código de lote	Data de validade	Data de fabrico	Quantidade	Esterilizado utilizando técnicas asepticas de processamento.	Cuidado: Segundo a lei federal dos EUA, e outras leis, este dispositivo só pode ser vendido por um médico ou por ordem de um médico	

	<input type="checkbox"/> Ensuksu Egy <input checked="" type="checkbox"/> REP	<input type="checkbox"/> EC <input checked="" type="checkbox"/> REP	<input type="checkbox"/> REF	<input checked="" type="checkbox"/> LOT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> #	<input type="checkbox"/> STERILE A	<input type="checkbox"/> Rx only
Dansk	Tegnforklaring	Distribueret af	Autoriseret Repræsentant EU	Katalognummer	Partikode	Holdbarhedsdato	Fremstillingstdato	Mångde	Sterilisert eller ikke sterilisert af aspetisk teknikker.	Aktuelt! Vigtig opfordring og advarsel om at gennemgå USA's med de teknologiske udviklinger i landet og at følge de teknologiske udviklinger i USA og andre lande i verden i løbet af en længere periode.
Svenska	Symboltext	Distribuerat av	Autoriserad Representant från EG	Katalognummer	Partikod	Utgångsdatum	Tillverkningsdatum	Antal	Sterilisering med hjälp av aspetiskt bearbetningsteknik.	Varning: Amerikanist (USA) och andra länder i samband med försäljningen av läkare eller enligt order av läkare.
Nederlands	Legenda van de symbolen	Distribueerd door	Gedistribueerd door Europees Unie	Catalogusnummer	Partijnummer	Houdbarheids- datum	Fabrikgedatum	Hoeveelheid	Gestileerde en andere weergaving in de verwerkingsmethieken.	Let op: Maaktens federaal en andere weggeving in de opdracht van artsen worden wellicht verschillend.
Ελληνικά	Υπόγεια σημείωση	Διανέργεται από εθνικόν οργανισμόν της Ευρωπαϊκής κοινωνίας	Εθνικός Καθαρός Οργανισμός	Ημερομηνία Αρχής	Ημερομηνία Κατασκευής	Ποσότητα	Ανταντοποίησε την προβληματική υποδομή των γερμανικών γειτονικών πόλεων.	Miktar	Aspektik islem teknikleri kullanilarak sterilize edilmiştir.	Dikkat: ABD Federal yasaları ve diğer yasalar bu dhannanın sınırlarından veya hukim sınırları ile çatışmasızdır.
Türkçe	Sembol açıklaması	Dağıtıçı	Avrupa Yerli Temsilcisi	Katalog Numarası	Seri Kodu	Son Kullanma Tarihi	Üretime Tarihi	Miktar	Aspektik islem teknikleri kullanilarak sterilize edilmiştir.	hükum tarafından veya hukim sınırları ile çatışmasızdır.

### Symbol Legend

	Keep away from sunlight		Do not reuse.		Non-sterile		Open Here
English Lower limit of temperature	Do not use if the product sterilization barrier or its packaging is compromised.	Do not re-use.	Do Not Re-sterilize	Non-sterile	Open Here	Consult instructions for use: <a href="https://efu.lemaire.com">https://efu.lemaire.com</a>	
Deutsch Unterer Temperaturgrenzwert	Nicht verwenden, falls das Sterilitätsiegel oder die Verpackung des Produkts beschädigt ist	Nicht wieder verwenden	Nicht erneut sterilisieren	Nicht erneut sterilisieren	Hier öffnen	Bedienungsanweisung beachten: <a href="https://efu.lemaire.com">https://efu.lemaire.com</a>	
Français Limite inférieur de température	Ne pas utiliser si la barrière de stérilisation ou son emballage ont été compromis	Ne pas réutiliser	Ne pas réstériliser	Hygiénique	Ouvrir ici	Consulter le mode d'emploi: <a href="https://efu.lemaire.com">https://efu.lemaire.com</a>	
Italiano Limite minimo di temperatura	Conservare al riparo dalla luce solare	Non usare il prodotto se la barriera di sterilizzazione o l'imballaggio presentano segni di danneggiamento	Non riutilizzare	Non riutilizzare	Aprire qui	Istruzioni per l'uso: <a href="https://efu.lemaire.com">https://efu.lemaire.com</a>	
Español Límite mínimo de temperatura	Manténgala lejos de la luz solar	No utilizar si la barriera de esterilización del producto o su envase no están intactos	No reutilizar	No reestérilice	No progresivo	Consulte las instrucciones de uso: <a href="https://efu.lemaire.com">https://efu.lemaire.com</a>	Abre Aquí
Português Limite inferior de temperatura	Mantenha longe da luz solar	Não utilizar se a barreira de esterilização do produto ou a embalagem estiverem comprometidos	Não reutilizar	Não reestérilizar	Não progressivo	Consultar instruções de utilização: <a href="https://efu.lemaire.com">https://efu.lemaire.com</a>	Abre Aquí

Dansk Nedre temperaturgrænse							 <a href="http://efu.ehalle.com">efu.ehalle.com</a>
Svenska Lägsta temperatur							 <a href="http://efu.ehalle.com">efu.ehalle.com</a>
Nederlands Minimumtemperatuur							 <a href="http://efu.ehalle.com">efu.ehalle.com</a>
English Kutu ömrü Bittiğindeki							 <a href="http://efu.ehalle.com">efu.ehalle.com</a>
Türkçe Altı saatlik sınırlı							 <a href="http://efu.ehalle.com">efu.ehalle.com</a>

### Symbol Legend

	Distributed By:	REF	LOT		#	STERILE A	Rx only
Suomi	Symbolin kuvateksti	EC REP					
	Jälleenmyyjä	Vaiutettu edustaja	Luetelonnumero	Faktoodi	Vainmestävästä ja käytöpäivä	Määrä	Sterilisoitua käytetään aspettisia käsitteilytekniikkoia.
Eesti	Symbolite sajitus	Edasimüija	Võitnud esindaja	Katalooginumber	Kasutada tuni	Tootmis- ja muu aeg	Steriliseeritud asemilliste töötlusmenetodidega.
România	Legenda simbolurilor	Reprezentant autorizat în Europa	Număr de catalog	Cod de lot	A utilizata	Data fabricației	Sterilizată prin utilizarea unor tehnici de procesare aseptica.
Magyar	Zárbólásnak ismérte	Forgalmazó:	Europaligasított képviselő	Katalógusszám	Gyártási időszak	Gyártási időpontja	Argentium elérkezésével menőszámú sterilizálva. Figyelem! Ez Amerikai Egyesült Államokról szeregtájékoztatóval összefüggően szolgáltatott vagy orvosi rendelvényre törekedik a keleti részről.

	Distributed By:	EC / REP	REF	LOT			#	STERILE A	Rx only
Norsk	Symbolfortolkning	Distribuer av	Europisk autorisert representant	Katalognummer	Serienummer	Utdragsdato	Produksjonsdato	Kvantitet	Forskrift fødetatt i USA krever at denne emblemen kun ses igjennom når den holdes i ordre fra en lege.
Български	Легенда за символи	Разпространява се през	Оптически приставки за Европа	Каталоген номер	Наричан номер	Срок на годност	Дата на производство	Количество	Външните флаговани и другите законни СУП определят това значение да е придаван само от употреба по назначение на лекар.
latviešu valoda	Simboli pāskaidrojums	Izplāta	Pilnvarotās pārvaldības Eiropas	Numurs katalogā	Parūpījā kods	Derīguma termiņš	Rābdošanas datums	Daudzums	Uzmanību! ASV federālais likums un citi likumi ierobežo sašļekšanu, atļaujot to tikai arstam vai jecā starolīguma apstādes metodā.
Polski	Legenda symboli	Dystrybucja	Autorzowany przedstawiciel na teren Europy	Numer katalogowy	Kod partii	Nalegający termin	Data produkcji	Ilosć	Wystenlowano przy użyciu techniki przechwania aseptycznego.

### Symbol Legend

Suomi	Alempe lämpötilaraja	Säilytettävä autioigomalta sugatona	Ei saa käytää jos tuotteen steriloointitestejä tai sen pakkaus on vaurautunut	Etsitään käyttötä uudelleen	Pyyngointiton	Avaltaan tästä	Tutustu käytöohjeisiin: <a href="https://efuilenaire.com">https://efuilenaire.com</a>
Festi	Temperatuuri alimine piirärtus	Hoidike pätkesevalgusest eemal	Ärge kasutage, kui toote steriloitsijärjävöi selle palend on lajuksatud	Mitte kordiskasutata	Mittepurogeeme	Avada sit	Turveue kasitusjuhendiga: <a href="https://efuilenaire.com">https://efuilenaire.com</a>
Româna	Limită inferioară de temperatură	A se ţe în lumina soarelui	Nu utilizați dacă batie de sterilizare a produsului sau ambalajul acestuia sunt compromis.	A nu se reutiliza	Nu reciclează	Deschideți și de utilizare:	Consultati instrucțiunile de utilizare: <a href="https://efuilenaire.com">https://efuilenaire.com</a>
Magyar	Nagy hőmérsékletű határérték	Napfénytelű tálal tartandó	Ne használja, ha terméket sterilizáló zárolás vagy a csomagolás sértött	Újrafelhasználásra tilos	Nem piagnányszerű	Itt nyílik	Tekintse át a használati utasításokat: <a href="https://efuilenaire.com">https://efuilenaire.com</a>

Norsk Nedre temperaturgrense							 <a href="https://efu.lemaitre.com">efu.lemaitre.com</a>
Български Дома температурна граница							 <a href="https://efu.lemaitre.com">efu.lemaitre.com</a>
latviešu valodā							 <a href="https://efu.lemaitre.com">efu.lemaitre.com</a>
Polski Dolne ograniczenie temperatury							 <a href="https://efu.lemaitre.com">efu.lemaitre.com</a>

		<b>STORED IN 0.2% GLUTARALDEHYDE</b>		Water Permeability
English	Wall Thickness	Stored in 0.2% Glutaraldehyde		
Deutsch	Wanddicke	In 0.2%igem Glutaraldehyd gelagert	Wasser durchlässigkeit	
Français	Epaisseur de la paroi	Stocké dans du glutaraldehyde 0,2%	Permeabilité à l'eau	
Italiano	Spessore della parete	Conservato in glutaraldeide allo 0,2%	Permeabilità all'acqua	
Español	Grosor de la pared	Conservado en glutaraldeido al 0,2 %	Permeabilidad a agua	
Português	Espessura da parede	Armazenado em glutaraldeído a 0,2%	Permeabilidade à água	

			<b>STORED IN 0.2% GLUTARALDEHYDE</b>	
Dansk	Vægtykkelse	Opbevaret i 0,2 % glutaraldehyd	Vandpermesibilitet	
Svenska	Väggtycklek	Förvaras i 0,2 % glutaraldehyd	Vattenpermesabilitet	
Nederlands	Wanddikte	Bewaren in glutaraldehyde van 0,2%	Waterpermesibilitet	
Ελληνικά	Πάχος τούβουρος	Αποθήκευσθεί σε 0,2% γλουταραλδεΰδη	Διαφερότητα νερού	
Türkçe	Duvar Kalınlığı	%0,2 Glutaraldehid içinde saklanır	Suyu geçirgenliği	

			<b>STORED IN 0.2% GLUTARALDEHYDE</b>
Suomi	Seinämän paksus	Säilytetään 0,2 %:ssä glutaraldehedydissä	Veden liposyvys
Eesti	Seinapaksus	Hõistatakse 0,2% glutaraldehyydis	Veetihastkus
România	Grosimea peretei	Păstrat în glutaraldehidă 0,2%	Permeabilitate la apă
Magyar	Falvastagság	Tárolás 0,2%-os glutaraldehiddel törént	Vízteresző tépesség

			<b>STORED IN 0.2% GLUTARALDEHYDE</b>
Norsk	Vegyljeketse	Lagret i 0,2 % glutaraldehyd	Vansjenhet/rentgengjelighet
Български	Дебинка на стена	Съхраняване в разтвор от 0,2% на глютаралдехид	Водоропулсивност
Latviešu valodā	Sienas biezums	Glabās 0,2 % glutamaldehīdā	Ūdenscaurlaidība
Polski	Grubość ścianek	Przechowywanie w rozwozie 0,2% aldehydu	Przepuszczalność wody glutarowego



Distributed By:



LeMaitre Vascular, Inc.  
Customer Service:  
Tel: (781) 221-2266  
Fax: (781) 221-2223

LeMaitre Vascular LLC  
9135 Keele Street, Suite B6  
Vaughan, Ontario  
Canada L4K 014  
Tel: 855-673-2266

LeMaitre Vascular GmbH  
Otto-Volger-Str. 5a/b  
65843 Sulzbach/Ts., Germany  
Tel: +49-(0)6196-659230



LeMaitre Vascular GK  
1F Kubodera Twin Tower Bldg.  
2-9-4 Kudan-minami, Chiyoda-ku  
Tokyo 102-0074, Japan  
Tel: +81-(0)3-5215-5681

€ €  
0088

LeMaitre and XenoSure are registered trademarks of LeMaitre Vascular, Inc.  
©2018 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved.

## XenoSure® Biologic Pledgets

P3106-01 Rev. C 03/18